

**RETURN BIDS TO:**  
**RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**  
PWGSC/TPSGC Acquisitions  
1045 Main Street  
1st Floor, Lobby C  
Unit 108  
Moncton, NB E1C 1H1  
Bid Fax: (506) 851-6759

**Revision to a Request for a Standing Offer**

**Révision à une demande d'offre à commandes**

Regional Individual Standing Offer (RISO)

Offre à commandes individuelle régionale (OCIR)

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Offer remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'offre demeurent les mêmes.

**Comments - Commentaires**

**Vendor/Firm Name and Address**

**Raison sociale et adresse du  
fournisseur/de l'entrepreneur**

**Issuing Office - Bureau de distribution**

NB / PEI Division - Moncton Acquisitions Office  
1045 Main Street  
1st Floor, Lobby C  
Unit 108  
Moncton, NB E1C 1H1

<b>Title - Sujet</b> Paniers-repas	
<b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b> W0105-13F010/A	<b>Date</b> 2012-11-27
<b>Client Reference No. - N° de référence du client</b> W0105-13F010	<b>Amendment No. - N° modif.</b> 005
<b>File No. - N° de dossier</b> MCT-2-35095 (015)	<b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>
<b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b> PW-\$MCT-015-4541	
<b>Date of Original Request for Standing Offer</b> Date de la demande de l'offre à commandes originale 2012-11-13	
<b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin</b> <b>at - à 02:00 PM</b> <b>on - le 2012-11-29</b>	
<b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b> Drisdelle, Charlotte J.	<b>Time Zone</b> <b>Fuseau horaire</b> Atlantic Standard Time AST
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> (506) 851-6948 ( )	<b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b> mct015
<b>FAX No. - N° de FAX</b> (506) 851-6759	
<b>Delivery Required - Livraison exigée</b>	
<b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b> <b>Destination - des biens, services et construction:</b>	
<b>Security - Sécurité</b> This revision does not change the security requirements of the Offer. Cette révision ne change pas les besoins en matière de sécurité de la présente offre.	

**Instructions: See Herein**

**Instructions: Voir aux présentes**

<b>Acknowledgement copy required</b> <b>Accusé de réception requis</b>	<b>Yes - Oui</b> <input type="checkbox"/>	<b>No - Non</b> <input type="checkbox"/>
<b>The Offeror hereby acknowledges this revision to its Offer.</b> <b>Le proposant constate, par la présente, cette révision à son offre.</b>		
<b>Signature</b>	<b>Date</b>	
Name and title of person authorized to sign on behalf of offeror. (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du proposant. (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)		
<b>For the Minister - Pour le Ministre</b>		

---

**Avis de révision de l'offre à commandes No 005****Titre: Paniers-repas**

Cette offre à commandes est par la présente révisée comme suit:

- (1) Référence: **Annexe B - Base de paiement - Feuilles de Prix - Menus pour Paniers-repas et exigences et spécifications obligatoires**

**SUPPRIMER** l'annexe B courante; et

**INSÉRER l'annexe B révisée le 2012-11-27 Modification N° 005 qui DOIT être soumise avec l'offre. La colonne avec les quantités estimatives a été omise.**  
(une copie est ci-jointe et une copie est aussi posté sur le Merx.)

Toute les autres conditions de l'offre demeurent inchangées.

Toute question au sujet de cette révision sera acheminée à :

Nom: Charlotte Drisdelle

N° de téléphone: (506) 851-6948

N° de télécopieur: (506) 851-6759

Courriel: charlotte.drisdelle@tpsgc-pwgsc.gc.ca

## **ANNEXE B - EXIGENCES ET SPÉCIFICATIONS OBLIGATOIRES pour tous les paniers-repas**

**W0105-13F010/A Révisé: 2012-11-27 Modification N° 005**

**DESCRIPTION DU BESOIN:** Fournir des repas en transit - «Paniers-repas» préparés et emballés pour usage individuel seulement et prêts pour consommation immédiate; ces Paniers-repas, pour lesquels les menus et les spécifications et besoins obligatoires sont fournis aux annexes A et C et doivent aussi satisfaire aux exigences suivantes:

1. **Tous paniers-repas doivent être exactement tel que spécifié à chaque menu.** Le poids, la dimension et la quantité des produits doivent être conformes aux descriptifs des menus joints
2. **Les échantillons fournis pour fin d'évaluation doivent représenter les repas qui seront fournis tout au cours de la période de l'offre à commandes (OC).**
3. L'usine où les sandwiches sont fabriqués et emballés DOIT être **certifié HACCP** par le **Gouvernement fédéral, l'Agence canadienne d'inspection des aliments.**
  - 3.1 L'usine de sandwiches qui fournira les sandwiches pour les paniers-repas doit être inclus dans la Liste d'établissements reconnu HACCP / PASA - Inspection des viandes - PASA reconnu (liste des exploitants d'établissements agréés) qui se trouve à <http://www.inspection.gc.ca/francais/fssa/polstrat/haccp/estlist/regf.shtml>.
  - 3.2 L'usine de sandwiches doit aussi être inclus dans la Liste des établissements canadiens agréés pour l'exportation pour le Poisson et produits de la mer par l'Agence canadienne d'inspection des aliments qui se trouve à <http://www.inspection.gc.ca/francais/fssa/fispoi/man/fimmii/chap2su3e.shtml>
  - 3.3 Dans le cas où l'Offrant est pas le fabricant des sandwiches, l'offrant doit aviser la personne responsable de l'offre à commandes à Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) le nom de la compagnie qui fournira les sandwiches pour les paniers-repas pendant la période de l'offre à commandes car cette compagnie doit être reconnu tel qu'indiqué ci-dessus. **Le soumissionnaire retenu ne doit pas changer le fabricant de sandwiches après l'attribution de l'offre à commandes.**
4. **Le procédé "Embalage sous Atmosphère modifiée (EAM) doit être utilisé pour l'emballage des sandwiches, sous-marins, sandwiches roulés etc...**
5. Pour tous les sandwiches, le Contenu et la "Date de péremption" doivent être indiqués sur tous les sandwiches dans les DEUX langues officielles du Canada en français et anglais.
  - 5.1 La date de péremption doit aussi être indiquée sur l'emballage des Carottes miniatures. (dans les **deux langues pour ce produit n'est pas exigée**)

6. Le Numéro du menu et le titre, le Nom de l'Entrée(s) inclus et la date d'expiration du Repas doit être indiqué sur l'étiquette et placé sur le **DEVANT BOUT** de chaque boîte placée tête au mur en anglais et en français. **Il ne doit pas y avoir plus que 200 boîte à repas MAXIMUM sur une palette.**
- 6.1 Pour tous les Paniers-repas: La **durée de conservation restante pour TOUS les articles inclus** doit être **d'au moins un minimum de quinze (15) jour à la livraison à la BFC Gagetown**, garantie par un contrôle microbiologique, pour couvrir la période pour laquelle les repas ont été commandés.
- 6.2 **La date d'expiration des articles au menu, dans les panier-repas, ne doit pas dépasser la date d'expiration figurant sur l'étiquette à l'extérieur de la boîte.**
7. Chaque produit alimentaire inclus dans la boîte, sauf que le fruit frais, doit être scellé individuellement sous vide ou sous atmosphère modifiée, selon le cas.
8. **Sandwiches de garniture à salade:** La garniture pour tous les sandwiches à salade doit être fait avec de la Mayonnaise ou du Miracle Whip de Kraft ou Hellmann's seulement. La garniture mélangée avec de la vinaigrette à salade est pas acceptable. Aussi le pain, petits pains, petits pains sous-marin, petit-pains Kaiser et tortillas doivent y avoir une mince couche de margarine (non-hydrogéné) Becel régulier ou Canola Harvest sur tous les sandwiches à garniture de salade. SEULEMENT les sandwiches de garniture à salade ont besoin d'une mince couche de margarine tel qu'indiqué à chaque menu.
9. Toutes barres granola, barres à céréales, desserts et biscuits doivent être sans arachides et noix. **L'emballage individuel pour tous ces produits doivent avoir le Symbol de Certification «Fabriqué dans une usine exempte d'arachides».**
10. Muffins: À cause de la non-disponibilité, c'est pas exigé que le Symbol de Certification «Fabriqué dans une usine exempte d'arachides» soit indiqué sur l'emballage individuel des muffins. C'est aussi acceptable si l'emballage du muffin indique «le contenu peut contenir des traces d'arachides et de noix». Cependant il DOIT y avoir AUCUN noix ou arachides dans le muffin offert et il doit être emballé individuellement.
11. Les Repas en transit - les repas doivent être bien fermé avec du ruban d'emballage et **DOIVENT** être livrés dans une **Boîte jetable en Carton ONDULÉ SEULEMENT** (d'environ une longueur de 25cm, largeur 18cm et hauteur 9cm).
12. Toutes boîtes doivent indiquer, dans les deux langues officielles du Canada; en français et anglais, l'information suivante: **Avertissement allergie: le contenu peut contenir des traces d'arachides et de noix. / Allergy Warning: Contents may contain trace amounts of peanuts and/or tree nut residues.**
13. Des recettes doivent être produites sur demande.
14. Les jus de fruit doivent être à base de 100% jus PURS et non de mélanges ou boissons de fruits.

15. Le genre de fromage doit être fourni tel qu'indiqué à chaque menu. Les Entrées où l'on demande que la tranche de fromage soit à format plein, la tranche(s) de fromage ne **DOIT PAS être coupée(s) en morceaux**. Nota: Les tartinades de fromage sont pas acceptées.
16. Les sandwiches avec la garniture de Salade d'Œufs **DOIVENT être fait avec des Œufs FRAIS** cuit d'ur et épluché. Des sandwiches fait avec des Oeufs cuits d'ur emballé dans un sachet coussin (emballage sous mélange gazeux), des œufs coupés en dés congelés ou des œufs mariné ne sont pas acceptable.
17. Tous les sandwiches roulés incluant le burrito **DOIVENT** être pliés à chaque bout et **DOIVENT** être coupés en deux.
18. Dans les sous-marins, la viande devrait être disposée en couches distinctes et tous les sous-marins devraient être présentés de façon à ce que la viande soit visible sans qu'on ait besoin d'ouvrir le pain sous-marin.
19. À partir du mois de mai à la récolte de pommes MacIntosh en automne, le MDN pourrait demander au soumissionnaire retenu de remplacer les pommes MacIntosh par des pommes Red Delicious, Golden Delicious ou Granny Smith et ce, sans que cela n'occasionne de coûts supplémentaires pour le MDN.
20. **RAPPELS:** En cas de rappel, le soumissionnaire retenu DOIT fournir au MDN une justification détaillée du rappel. Il devra fournir un premier rapport dans la semaine suivant le rappel, ainsi que des rapports subséquents dès qu'ils seront disponibles, jusqu'à ce que la cause du rappel ait été régie. Les échéanciers de remplacement des repas seront négociés entre le MDN et le soumissionnaire retenu et sera déterminé selon la cause(s) du rappel.
21. **Fraîcheur des mini-carottes:** Les mini-carottes doivent toujours être fraîches. Si les carottes ne semblent pas fraîches dans l'emballage avant la date de péremption/date limite de consommation, le soumissionnaire retenu devra prendre des mesures pour corriger le problème. Si le soumissionnaire ne peut résoudre la question dans les deux semaines suivant une première plainte, il devra, sans frais supplémentaires pour le MDN, obtenir un produit provenant d'un autre fournisseur, et ce, pour le reste de la période couverte par l'offre à commandes et pour toutes les paniers-repas.

MENU 1 - PETIT-DÉJEUNER				
ART.	DESCRIPTION	Formats et emballages obligatoires	Quantité requise	Quantité estimée et prix
	EXIGENCES OBLIGATOIRES			
a	<b>Entrée: Muffin anglais au Jambon</b> emballé sous vide : - Doit être un Muffin anglais de grosseur régulière (non géant); - Le jambon cuit <b>doit être en copeaux seulement (shaved)</b> ; - Minimum de 90g de jambon cuit contenant au maximum 10g de matières grasses, 10 % de gras saturés ou moins et un maximum de 1000 mg ou moins de sodium selon une portion de 100g; - la Valeur nutritive du fabricant, pour le JAMBON SEULEMENT doit être fournie.	<b>Jambon 90 g minimum</b>	1	QUANTITÉ ESTIMÉE POUR UNE PÉRIODE D'UN AN : <b>600</b>  <b>Prix de la boîte-repas : \$ l'unité</b>
b	<b>Jus de pomme pur à 100 % fait de concentré</b>	Contenant Tetra Pak de 200 ml minimum	1	
c	<b>Jus d'orange pur à 100 % fait de concentré</b>	Contenant Tetra Pak de 200 ml minimum	1	
d	<b>Barre de céréales à grains entiers</b> - Doit être une barre de céréales; - Doit être une barre de céréales à grains entiers avec un fruit ou non est optionel; - Leclerc, Quaker, Dare, President's Choice ou marque équivalente; - L'emballage individuel doit avoir le Symbol de Certification «Fabriqué dans une usine exempte d'arachides».	environ 35g en montant	1	
e	<b>Fromage</b> , portion individuelle, Emballage Cryovac	21 g minimum	1	
f	<b>Raisins secs</b>	Boîte d'environ 14g	1	
g	<b>Orange</b>		1	
h	<b>Muffin à grains entiers/multigrain avec Fruit(s) OU Muffin au son et raisins</b> - Doit y avoir <u>minimum d'un fruit</u> dans le muffin; - Doit être emballé individuellement; - Sara Lee, Tradition ou marque équivalente	soit 1 x 90g <b>ou</b> 2 x 45g minimum	1 ou 2	
i	<b>Purée de pommes à saveur de fruits ou salade de fruits dans son propre jus ou dans un jus de poire seulement</b>	107 ml/g minimum	1	
j	Sachet individuel de <b>moutarde</b>	6 ml minimum	1	
k	Sachet individuel de <b>mayonnaise ou Miracle Whip</b> . Doit être Kraft ou Hellman's seulement aucun substitut	soit 1 x 18 ml <b>ou</b> 2 x 12 ml minimum	1 ou 2	
l	Sachet individuel de couverts jetables. Tous sachets doivent comprendre un couteau, une fourchette, cuillère, serviette de table, sel et poivre. Ces articles DOIVENT être tous à l'intérieur du sachet scellé pour raison hygiénique.		1	

## **MENU 2 - PETIT-DÉJEUNER**

ART.	DESCRIPTION	Formats et emballages obligatoires	Quantité requise	Quantité estimée et prix
	EXIGENCES OBLIGATOIRES			
a	<b>Entrée: Bagel au Fromage à la Crème</b> emballé sous vide : - Bagel doit être 100 % de grains entiers ou multigrain et un minimum de 90g; - Fromage à la crème léger 40g minimum; (léger en matières grasses)		1	QUANTITÉ ESTIMÉE POUR UNE PÉRIODE D'UN AN : <b>600</b>  Prix de la boîte-repas:
b	<b>Jus de pomme</b> pur à 100 % fait de concentré	Contenant Tetra Pak de 200 ml minimum	1	
c	<b>Jus d'orange</b> pur à 100 % fait de concentré	Contenant Tetra Pak de 200 ml minimum	1	
d	<b>Barre de céréales à grains entiers Fraises</b> - Doit être une <u>barre de céréales</u> ; - Doit être une barre de céréales <u>à grains entiers</u> ; - Doit être une barre de céréales aux <u>fraises</u> ; - Leclerc, Quaker, Dare, President's Choice marque équivalente; - L'emballage individuel doit avoir le Symbol de Certification «Fabriqué dans une usine exempte d'arachides»	environ 35g en montant	1	
e	<b>Fromage</b> , portion individuelle, Emballage Cryovac	21 g minimum	1	
f	<b>Raisins secs</b>	Boîte d'environ 14g	1	
g	<b>Orange</b>		1	
h	<b>Muffin à Carottes</b> - Doit être un muffin à <u>carottes</u> ; - Doit être emballé individuellement; - Sara Lee, Tradition ou marque équivalente	soit 1 x 90g <b>ou</b> 2 x 45g minimum	1 ou 2	
i	<b>Purée de pommes à saveur de fruits ou salade de fruits dans son propre jus ou dans un jus de poire seulement</b>	107 ml/g minimum	1	
k	Sachet individuel de couverts jetables. Tous sachets doivent comprendre un couteau, une fourchette, cuillère, serviette de table, sel et poivre. Ces articles DOIVENT être tous à l'intérieur du sachet scellé pour raison hygiénique.		1	

### MENU 3 - PETIT-DÉJEUNER

ART.	DESCRIPTION	Formats et emballages obligatoires	Quantité requise	Quantité estimée et prix
	EXIGENCES OBLIGATOIRES			
a	<b>Entrée: 'Muffin' à déjeuner au bacon et œuf</b> emballé sous vide : - Doit être un Muffin anglais d'une grosseur régulière (non géant); - Un Oeuf cuit; - Bacon de dos seulement minimum 18g - 20g; - <b>Une tranche de fromage fondu Cheddar - Ribbon de première qualité (tranche non des morceaux coupés) 13g minimum;</b> (la tartinade au fromage est pas acceptable)		1	QUANTITÉ ESTIMÉE POUR UNE PÉRIODE D'UN AN : <b>600</b>  <b>Prix de la boîte-repas : \$ l'unité</b>
b	<b>Jus de pomme pur</b> à 100 % fait de concentré	Contenant Tetra Pak de 200 ml minimum	1	
c	<b>Jus d'orange pur</b> à 100 % fait de concentré	Contenant Tetra Pak de 200 ml minimum	1	
d	<b>Barre de céréales à grains entiers Framboises</b> - Doit être une <u>barre de céréales</u> ; - Doit être une barre de céréales à <u>grains entiers</u> ; - Doit être une barre de céréales aux <u>framboises</u> ; - Leclerc Essensia, Dare Quaker, President's Choice ou marque équivalente; - L'emballage individuel doit avoir le Symbol de Certification «Fabriqué dans une usine exempte d'arachides»	environ 35g en montant	1	
e	<b>Fromage</b> , portion individuelle, Emballage Cryovac	21 g minimum	1	
f	<b>Raisins secs</b>	Boîte d'environ 14g	1	
g	<b>Orange</b>		1	
h	<b>Muffin:</b> Muffin à l'Avoine, Muffin à Grains entiers ou Multigrain, Muffin au Son, Muffin à Pépites de Chocolat ou Muffin à l'Érable sont tous acceptable -Avec raisins ou fruit est optionnel et acceptable); - Doit être emballé individuellement; - Sara Lee, Tradition ou marque équivalente	soit 1 x 90g <b>ou</b> 2 x 45g minimum	1 ou 2	
i	<b>Salade de fruits dans son propre jus ou dans un jus de poire seulement</b>	107 ml/g minimum	1	
j	<b>Ketchup, HEINZ en nouveau format de 26ml</b> seulement aucun substitut	26 ml	1	
k	Sachet individuel de <b>mayonnaise ou Miracle Whip</b> . Doit être Kraft ou Hellman's seulement aucun substitut	soit 1 x 18 ml <b>ou</b> 2 x 12 ml minimum	1 ou 2	
l	Sachet individuel de couverts jetables. Tous sachets doivent comprendre un couteau, une fourchette, cuillère, serviette de table, sel et poivre. Ces articles DOIVENT être tous à l'intérieur du sachet scellé pour raison hygiénique.		1	



### **MENU 4 - PETIT-DÉJEUNER**

ART.	DESCRIPTION	Formats et emballages obligatoires	Quantité requise	Quantité estimée et prix
	EXIGENCES OBLIGATOIRES			
a	<b>Entrée: Œufs à la Coque</b> emballés sous vide : - Doit y avoir deux (2) œufs à la coque (sans coquille) de catégorie A Canada; - Doit y avoir un (1) petit pain blanc de farine enrichie	œufs	2	QUANTITÉ ESTIMÉE POUR UNE PÉRIODE D'UN AN: <b>600</b>  <b>Prix de la boîte-repas :</b>
b	<b>Jus de pomme pur</b> à 100 % fait de concentré	Contenant Tetra Pak de 200 ml minimum	1	
c	<b>Jus d'orange pur</b> à 100 % fait de concentré	Contenant Tetra Pak de 200 ml minimum	1	
d	<b>Barre de céréales à grains entiers</b> - Doit être une <u>barre de céréales</u> ; - Doit être une barre de céréales à <u>grains entiers</u> avec un fruit ou non est optionel; - President's Choice, Leclerc, Quaker, Dare ou marque équivalente; - L'emballage individuel doit avoir le Symbol de Certification «Fabriqué dans une usine exempte d'arachides»	environ 35g en montant	1	
e	<b>Fromage</b> , portion individuelle, Emballage Cryovac	21 g minimum	1	
f	<b>Raisins secs</b>	Boîte d'environ 14g	1	
g	<b>Orange</b>		1	
h	<b>Muffin aux Bleuets</b> - Le muffin au <u>bleuets</u> peut être fait à base régulière, de son, grains entiers, multigrain ou avoine; - Doit être emballé Individuellement; - Sara Lee, Tradition ou marque équivalente	soit 1 x 90g <b>ou</b> 2 x 45g minimum	1 ou 2	
i	<b>Salade de fruits dans son propre jus ou dans un jus de poire seulement</b>	107 ml/g minimum	1	
j	Portion individuelle de margarine régulière non-hydrogénée <b>Becel</b> ou <b>Canola Harvest</b> seulement aucun substitut	7g environ	2	
k	Sachet individuel de <b>mayonnaise</b> ou <b>Miracle Whip</b> . Doit être Kraft ou Hellman's seulement aucun substitut	soit 1 x 18 ml <b>ou</b> 2 x 12 ml minimum	1 ou 2	
l	Sachet individuel de couverts jetables. Tous sachets doivent comprendre un couteau, une fourchette, cuillère, serviette de table, sel et poivre. Ces articles DOIVENT être tous à l'intérieur du sachet scellé pour raison hygiénique.		1	

### MENU 1A - DÉJEUNER/DÎNER

ART.	DESCRIPTION	Formats et emballages obligatoires	Quantité requise	Quantité estimée et prix
	EXIGENCES OBLIGATOIRES			
<b>a</b>	<p><b>Entrée: Sous-marin au Jambon cuit</b> emballé sous vide ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doit être un pain à sous-marin Blanc enrichi d'un minimum de 9 po en longueur (23 cm);</li> <li>- Le jambon cuit <b>doit être en copeaux seulement (shaved);</b></li> <li>- Minimum de 180g de Jambon cuit contenant au maximum 10g de matières grasses, 10 % de gras saturés ou moins et un maximum de 1000 mg ou moins de sodium selon une portion de 100g;</li> <li>- <b>Fromage fondu à Sous-marins blanc en tranche prédécoupé 28g minimum;</b></li> <li>- la Valeur nutritive du fabricant, pour le JAMBON SEULEMENT doit être fournie.</li> </ul>	<p><b>MINIMUM Jambon 180g Fromage 28g</b></p>	<b>1</b>	<p>QUANTITÉ ESTIMÉE POUR UNE PÉRIODE D'UN AN : <b>14 000</b></p> <p>Prix de la boîte-repas:</p>
<b>b</b>	<b>un Jus de pomme</b> et <b>un Jus d'orange</b> pur à 100% fait de concentré	Contenant Tetra Pak de 200 ml minimum	<b>2 - un de chaque</b>	
<b>c</b>	<b>Carottes miniatures</b> (crues), Emballage Cryovac	2 onces (56,6 g) minimum	<b>1</b>	
<b>d</b>	<p><b>Barre granola S'mores ou Rocky Road aucun substitut:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- President's Choice, Quaker, Leclerc, Dare ou marque équivalente;</li> <li>- L'emballage individuel doit avoir le Symbol de Certification «Fabriqué dans une usine exempte d'arachides»</li> </ul>	environ 26 g en montant	<b>1</b>	
<b>e</b>	<b>Fromage</b> , portion individuelle, Emballage Cryovac	21 g minimum	<b>1</b>	
<b>f</b>	<b>Raisins secs</b>	Boîte d'environ 14g	<b>1</b>	
<b>g</b>	<b>Pomme McIntosh</b> fraîche aucun substitut	calibre 120 - 125	<b>1</b>	
<b>h</b>	<b>Wagon Wheels de Dare aucun substitut</b> (toutes saveurs sont acceptées)		<b>1</b>	
<b>i</b>	Sachet individuel de <b>moutarde</b>	6 ml minimum	<b>1</b>	
<b>j</b>	Sachet Individuel de <b>mayonnaise ou Miracle Whip</b> . Doit être Kraft ou Hellman's seulement aucun substitut	soit 1 x 18 ml <b>ou</b> 2 x 12 ml minimum	<b>1 ou 2</b>	
<b>k</b>	Sachet individuel de couverts jetables. Tous sachets doivent comprendre un couteau, une fourchette, cuillère, serviette de table, sel et poivre. Ces articles DOIVENT être tous à l'intérieur du sachet scellé pour raison hygiénique.		<b>1</b>	

### MENU 1B - DÉJEUNER/DÎNER

ART.	DESCRIPTION	Formats et emballages obligatoires	Quantité requise	Quantité estimée et prix
	EXIGENCES OBLIGATOIRES			
a	<p>Entrée: <b>Mini Sous-marin au Jambon cuit emballé sous vide :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doit être un pain à sous-marin Blanc enrichi d'un minimum de 6 po en longueur (16 cm);</li> <li>- Le jambon cuit doit être en copeaux seulement (<b>shaved</b>);</li> <li>- Minimum de 90g de Jambon cuit contenant au maximum 10g de matières grasses, 10 % de gras saturés ou moins et un maximum de 1000 mg ou moins de sodium selon une portion de 100g;</li> <li>- <b>Fromage fondu à Sous-marins blanc en tranche 14g minimum</b></li> <li>- la Valeur nutritive du fabricant, pour le JAMBON SEULEMENT doit être fournie.</li> </ul>	<p><b>Minimum Jambon 90 g Fromage 14g</b></p>	1	<p>QUANTITÉ ESTIMÉE POUR UNE PÉRIODE D'UN AN : <b>14 000</b></p> <p>Prix de la boîte-repas : <b>\$ l'unité</b></p>
	<p><b>Sandwich de Salade au Poulet</b> emballé sous vide :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doit être du pain à 100% Blé entier;</li> <li>- Salade <b>au Poulet</b> en garniture 110g minimum;</li> <li>- La garniture doit être faite avec de la mayonnaise ou du Miracle Whip seulement;</li> <li>- Doit y avoir une mince couche de margarine régulière non-hydrogénée Becel ou Canola Harvest sur chaque tranche de pain.</li> </ul>	<p><b>garniture de Dinde 110g minimum</b></p>	1	
b	<b>un Jus de pomme et un Jus d'orange</b> pur à 100% fait de concentré	Contenant Tetra Pak de 200 ml minimum	<b>2 - un de chaque</b>	
c	<b>Carottes miniatures</b> (crues), Emballage Cryovac	2 onces (56,6 g) minimum	<b>1</b>	
d	<p><b>Barre granola S'mores ou Rocky Road aucun substitut:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- President's Choice, Quaker, Leclerc, Dare ou marque équivalente;</li> <li>- L'emballage individuel doit avoir le Symbol de Certification «Fabriqué dans une usine exempte d'arachides»</li> </ul>	environ 26 g en montant	<b>1</b>	
e	<b>Fromage</b> , portion individuelle, Emballage Cryovac	21 g minimum	<b>1</b>	
f	<b>Raisins secs</b>	Boîte d'environ 14g	<b>1</b>	
g	<b>Pomme McIntosh</b> fraîche aucun substitut	calibre 120 - 125	<b>1</b>	
h	<b>Wagon Wheels de Dare</b> aucun substitut (toutes saveurs sont acceptées)		<b>1</b>	
i	Sachet Individuel de <b>moutarde</b>	6 ml minimum	<b>1</b>	
j	Sachet individuel de <b>mayonnaise ou Miracle Whip</b> . Doit être Kraft ou Hellman's seulement aucun substitut	soit 1 x 18 ml <b>ou</b> 2 x 12 ml minimum	<b>1 ou 2</b>	
k	Sachet individuel de couverts jetables. Tous sachets doivent comprendre un couteau, une fourchette, cuillère, serviette de table, sel et poivre. Ces articles DOIVENT être tous à l'intérieur du sachet scellé pour raison hygiénique.		<b>1</b>	

## MENU 2A - DÉJEUNER/DÎNER

ART.	DESCRIPTION	Formats et emballages obligatoires	Quantité requise	Quantité estimée et prix
	EXIGENCES OBLIGATOIRES			
a	<p><b>Entrée: Sous-marin à la Dinde</b> emballé sous vide :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doit être un pain à sous-marin Blanc enrichi d'un minimum de 9 po en longueur (23 cm);</li> <li>- Dinde <b>doit être en copeaux seulement (shaved);</b></li> <li>- Minimum 180 g de Dinde cuite contenant au maximum 10 g de matières grasses, 10 % ou moins de gras saturés et un maximum de 1000 mg de sodium ou moins selon une portion de 100 g;</li> <li>- <b>Tranches de fromage fondu Cheddar - Ribbon de première qualité, coupe de longueur sous-marin, 28g minimum;</b></li> <li>- La Valeur nutritive du fabricant, pour la DINDE SEULEMENT doit être fournie.</li> </ul>	<b>Minimum Dinde 180 g Fromage 28g</b>	1	<p>QUANTITÉ ESTIMÉE POUR UNE PÉRIODE D'UN AN:</p> <p><b>15 000</b></p> <p>Prix de la boîte-repas :</p>
b	<b>un Jus de pomme et un Jus d'orange</b> pur à 100% fait de concentré	Contenant Tetra Pak de 200 ml minimum	<b>2 - un de chaque</b>	
c	<b>Carottes miniatures</b> (crues), Emballage Cryovac	2 onces (56,6 g) minimum	1	
d	<p><b>Barre tendre granola aux Pommes:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doit être une barre tendre granola <u>avec Pommes</u> et "peut" y avoir un autre fruit ajouté.</li> <li>- Quaker Croustade aux pommes, Leclerc, Dare ou marque équivalente;</li> <li>- L'emballage individuel doit avoir le Symbol de Certification «Fabriqué dans une usine exempte d'arachides»</li> </ul>	environ 26g en montant	1	
e	<b>Fromage</b> , portion individuelle, Emballage Cryovac	21g minimum	1	
f	<b>Raisins secs</b>	Boîte d'environ 14g	1	
g	<b>Pomme Granny Smith</b> fraîche aucun substitut		1	
h	<b>Wagon Wheels de Dare</b> aucun substitut (toutes saveurs sont acceptées)		1	
i	Sachet individuel de <b>moutarde</b>	6 ml minimum	1	
j	Sachet individuel de <b>mayonnaise ou Miracle Whip</b> . Doit être Kraft ou Hellman's seulement aucun substitut	soit 1 x 18 ml <b>ou</b> 2 x 12 ml minimum	1 ou 2	
k	Sachet individuel de couverts jetables. Tous sachets doivent comprendre un couteau, une fourchette, cuillère, serviette de table, sel et poivre. Ces articles DOIVENT être tous à l'intérieur du sachet scellé pour raison hygiénique.		1	

### MENU 2B - DÉJEUNER/DÎNER

ART.	DESCRIPTION	Formats et emballages obligatoires	Quantité requise	Quantité estimée et prix
	EXIGENCES OBLIGATOIRES			
a	<b>Entrée: Mini Sous-marin à la Dinde</b> emballé sous vide : - Doit être un pain à sous-marin 100% de Blé entier d'un minimum de 6 po en longueur (16 cm); - Dinde <b>doit être en copeaux seulement (shaved)</b> ; - Minimum 90 g de Dinde cuite contenant au maximum 10 g de matières grasses, 10 % ou moins de gras saturés et un maximum de 1000 mg de sodium ou moins selon une portion de 100 g; - <b>Tranches de fromage fondu Cheddar - Ribbon de première qualité, coupe de longueur sous-marin, 14g minimum;</b> - La Valeur nutritive du fabricant, pour la DINDE SEULEMENT doit être fournie.	<b>Minimum Dinde 90 g Fromage 14g</b>	1	QUANTITÉ ESTIMÉE POUR UNE PÉRIODE D'UN AN : <b>15 000</b>  Prix de la boîte-repas : \$ l'unité
	<b>Entrée: Kaiser avec Salade au Tuna</b> emballé sous vide : - <b>Le Pain Kaiser doit être Blanc enrichi;</b> - Garniture de Tuna 110g minimum; - Garniture doit être faite avec de la mayonnaise ou du Miracle Whip seulement; - Doit y avoir une mince couche de margarine régulière non-hydrogénée Becel ou Canola Harvest sur le Kaiser.	<b>garniture 110g minimum</b>	1	
b	<b>un Jus de pomme et un Jus d'orange</b> pur à 100% fait de concentré	Contenant Tetra Pak de 200 ml minimum	<b>2 - un de chaque</b>	
c	<b>Carottes miniatures</b> (crues), Emballage Cryovac	2 onces (56,6 g) minimum	1	
d	<b>Barre tendre granola aux Pommes:</b> - Doit être une barre tendre granola <u>avec Pommes</u> et "peut" y avoir un autre fruit ajouté. - Quaker Croustade aux pommes, Leclerc, Dare ou marque équivalente; - L'emballage individuel doit avoir le Symbol de Certification «Fabriqué dans une usine exempte d'arachides»	environ 26g en montant	1	
e	<b>Fromage</b> , portion individuelle, Emballage Cryovac	21g minimum	1	
f	<b>Raisins secs</b>	Boîte d'environ 14g	1	
g	<b>Pomme Granny Smith</b> fraîche aucun substitut		1	
h	<b>Wagon Wheels de Dare</b> aucun substitut (toutes saveurs sont acceptées)		1	
i	Sachet Individuel de <b>moutarde</b>	6 ml minimum	1	
j	Sachet Individuel de <b>mayonnaise ou Miracle Whip</b> . Doit être Kraft ou Hellman's seulement aucun substitut	soit 1 x 18 ml <b>ou</b> 2 x 12 ml minimum	1 ou 2	
k	Sachet Individuel de couverts jetables. Tous sachets doivent comprendre un couteau, une fourchette, cuillère, serviette de table, sel et poivre. Ces articles DOIVENT être tous à l'intérieur du sachet scellé pour raison hygiénique.		1	

### MENU 3 - DÉJEUNER/DÎNER

ART.	DESCRIPTION	Formats et emballages obligatoires	Quantité requise	Quantité estimée et prix
	EXIGENCES OBLIGATOIRES			
a	<b>Entrée: Sandwich au Rôti de Bœuf</b> emballé sous vide : - Pain doit être de grains entiers à 100 % ou multigrain; - Rôti de bœuf <b>doit être en copeaux seulement (shaved)</b> ; - Minimum 90g de Rôti de bœuf cuit contenant au maximum 10g de matières grasses, 10 % ou moins de gras saturés et un maximum de 1100 mg ou moins de sodium selon une portion de 100g; - la Valeur nutritive du fabricant, pour le BOEUF SEULEMENT doit être fournie.	<b>Bœuf 90 g minimum</b>	1	QUANTITÉ ESTIMÉE POUR UNE PÉRIODE D'UN AN : <b>30000</b>  Prix de la boîte-repas : \$ l'unité
	<b>Entrée: Sandwich de Salade aux Oeufs</b> emballé sous vide : - Doit être du pain blanc enrichi; - Salade aux œufs en garniture 110g minimum; - La garniture pour les sandwiches à Salade d'Œufs <b>DOIT être fait avec des Œufs frais SEULEMENT</b> . - La garniture doit être faite avec de la mayonnaise ou du Miracle Whip seulement; - Doit y avoir une mince couche de margarine régulière non-hydrogénée Becel ou Canola Harvest sur chaque tranche de pain.	<b>Garniture 110 g minimum</b>	1	
b	<b>un Jus de pomme</b> et <b>un Jus d'orange</b> pur à 100% fait de concentré	Contenant Tetra Pak de 200ml min	<b>2 - un de chaque</b>	
c	Carottes minilatures (cruées), Emballage Cryovac	2 onces (56,6 g) minimum	1	
d	<b>Barre tendre granola au Caramel ou Chocolat et Caramel:</b> - La barre tendre granola doit contenir du Caramel; - La barre tendre peut être enrobée; - President's Choice barres tendres granola et enrobées - caramel, Leclerc Choco Max Chocolat et Caramel ou marque équivalente; - L'emballage individuel doit avoir le Symbol de Certification «Fabriqué dans une usine exempte d'arachides»	environ 26g en montant	1	
e	<b>Fromage</b> , portion individuelle, Emballage Cryovac	21 g minimum	1	
f	<b>Raisins secs</b>	Boîte d'environ 14g	1	
g	<b>Pomme McIntosh</b> fraîche aucun substitut	calibre 120 - 125	1	
h	<b>Snack Paks - Mini Biscuits</b> - Doit être un sachet de "Mini" biscuits; - Toutes saveurs sont acceptées; - Snack Paks de M. Christie, Dare, Leclerc ou marque équivalente; - L'emballage individuel doit avoir le Symbol de Certification «Fabriqué dans une usine exempte d'arachides»	sachet de 30 g environ	1	
i	Sachet individuel de <b>moutarde</b>	6 ml minimum	1	
j	Sachet individuel de <b>mayonnaise ou Miracle Whip</b> . Doit être Kraft ou Hellman's seulement aucun substitut	soit 1 x 18 ml <b>ou</b> 2 x 12 ml minimum	1 ou 2	
k	Sachet individuel de couverts jetables. Tous sachets doivent comprendre un couteau, une fourchette, cuillère, serviette de table, sel et poivre. Ces articles DOIVENT être tous à l'intérieur du sachet scellé pour raison hygiénique.		1	

### MENU 4 - DÉJEUNER/DÎNER

ART,	DESCRIPTION	Formats et emballages obligatoires	Quantité requise	Quantité estimée et prix
	EXIGENCES OBLIGATOIRES			
a	<b>Entrée: Sandwich de Salade de Poulet</b> emballé sous vide : - Pain doit être de grains entiers à 100 % <b>ou</b> multigrain; - Salade de Poulet en garniture 110g minimum; - Garniture doit être faite avec de la mayonnaise ou du Miracle Whip; - Doit y avoir une mince couche de margarine régulière non-hydrogénée Becel ou Canola Harvest sur chaque tranche de pain.	<b>Garniture 110 g minimum</b>	1	QUANTITÉ ESTIMÉE POUR UNE PÉRIODE D'UN AN : <b>30000</b>  Prix de la boîte-repas : <b>\$ l'unité</b>
	<b>Entrée: Petit Sous-marin Jambon-Fromage</b> emballé sous vide : - Doit être un petit pain sous-marin blanc enrichi, 6 pouces (16 cm) en longueur minimum; - Jambon cuit <b>doit être en copeaux seulement (shaved);</b> - Minimum 90 g de Jambon cuit contenant au maximum 10g de matières grasses, 10 % de gras saturés ou moins et un maximum de 1000 mg ou moins de sodium selon une portion de 100g; <b>- Tranche de fromage fondu Cheddar - Ribbon de première qualité, coupe de longueur sous-marin, 14g minimum;</b> - La Valeur nutritive du fabricant, pour le JAMBON SEULEMENT doit être fournie.	<b>Minimum Jambon 90g Fromage 14g</b>	1	
b	<b>un Jus de pomme et un Jus d'orange</b> pur à 100% fait de concentré	Tetra Pak de 200 ml minimum	<b>2 - un de chaque</b>	
c	<b>Carottes miniatures</b> (crues), Emballage Cryovac	2 onces (56,6 g) minimum	1	
d	<b>Barres tendres Brisures de Chocolat:</b> - Doit être une barre tendre <u>Brisures de Chocolat</u> ; - Peut être enrobées de yogourt ou chocolat etc... - President's Choice, Leclerc, Quaker, Dare marque équivalente; - L'emballage individuel doit avoir le Symbol de Certification «Fabriqué dans une usine exempte d'arachides»	environ 26g en montant	1	
e	<b>Fromage</b> , portion individuelle, Emballage Cryovac	21 g minimum	1	
f	<b>Raisins secs</b>	Boîte d'environ 14g	1	
g	<b>Pomme Granny Smith</b> fraîche aucun substitut		1	
h	<b>Snack Paks - Biscuits tendres Avoine et cannelle</b> -Doit être des biscuits à l' <u>Avoine</u> ; - Doit être des biscuits <u>cuits tendres</u> ; - Doit être un <u>sachet de mini biscuits</u> ; - Snack Paks de M. Christie - Biscuits tendres - Avoine et cannelle; Dare, Leclerc ou marque équivalente; - L'emballage individuel doit avoir le Symbol de Certification «Fabriqué dans une usine exempte d'arachides»	sachet de 30 g environ	1	
i	Sachet individuel de <b>moutarde</b>	6 ml minimum	1	
j	Sachet individuel de <b>mayonnaise ou Miracle Whip</b> . Doit être Kraft ou Hellman's seulement aucun substitut	soit 1 x 18 ml <b>ou</b> 2 x 12 ml minimum	1 ou 2	
k	Sachet individuel de couverts jetables. Tous sachets doivent comprendre un couteau, une fourchette, cuillère, serviette de table, sel et poivre. Ces articles DOIVENT être tous à l'intérieur du sachet scellé pour raison hygiénique.		1	

### MENU 5 - DÉJEUNER/DÎNER

ART.	DESCRIPTION	Formats et emballages obligatoires	Quantité requise	Quantité estimée et prix
	EXIGENCES OBLIGATOIRES			
a	<b>Entrée: Sandwich de Salade de Thon</b> emballé sous vide : - Pain doit être de grains entiers à 100 % <b>ou</b> multigrain; - Salade de thon en garniture 110g minimum; - Garniture doit être faite avec de la mayonnaise ou du Miracle Whip seulement; - Doit y avoir une mince couche de margarine régulière non-hydrogénée Becel ou Canola Harvest sur chaque tranche de pain.	<b>Garniture 110 g minimum</b>	1	QUANTITÉ ESTIMÉE POUR UNE PÉRIODE D'UN AN : <b>25000</b>  Prix de la boîte-repas : <b>\$ l'unité</b>
	<b>Entrée: Sandwich Jambon-Fromage sur Kaiser</b> emballé sous vide : - Le pain Kaiser doit être blanc enrichi; - Jambon cuit <b>doit être en copeaux seulement (shaved);</b> - Minimum 90g de jambon cuit contenant au maximum 10 g de matières grasses, 10 % de gras saturés ou moins et un maximum de 1000 mg ou moins de sodium selon une portion de 100 g; - <b>Deux (2) tranches de fromage fondu Cheddar - Ribbon de première qualité (tranche non des morceaux coupés) 26g minimum;</b> - la Valeur nutritive du fabricant, pour le JAMBON SEULEMENT doit être fournie.	<b>Minimum Jambon 90 g Fromage 26g</b>	1	
b	<b>un Jus de pomme et un Jus d'orange</b> pur à 100% fait de concentré	Contenant Tetra Pak de 200 ml minimum	<b>2 - un de chaque</b>	
c	<b>Carottes</b> miniatures (crues), Emballage Cryovac	2 onces (56,6 g) minimum	1	
d	<b>Barres tendres granola:</b> - Doit être une <u>barre tendre granola</u> ; (n'importe quel genre) - Quaker, President's Choice, Leclerc, Dare ou marque équivalente; - L'emballage individuel doit avoir le Symbol de Certification «Fabriqué dans une usine exempte d'arachides»	environ 26g en montant	1	
e	<b>Fromage</b> , portion individuelle, emballage cryovac	21 g minimum	1	
f	<b>Raisins secs</b>	Boîte d'environ 14g	1	
g	<b>Pomme McIntosh</b> fraîche aucun substitut	calibre 120 -125	1	
h	<b>Biscuits tendres Mélasse:</b> - Doit être un biscuit <u>cuit tendre</u> ; - Doit être un biscuit <u>Mélasse</u> - Dare Pattes d'ours Biscuits tendres, Leclerc les tendres biscuits ou marque équivalente; - L'emballage individuel doit avoir le Symbol de Certification «Fabriqué dans une usine exempte d'arachides»	doit y avoir 1 x 50g ou 2 x 25g minimum par panier-repas	1x50g ou 2 x 25g minimum	
i	Sachet individuel de <b>moutarde</b>	6 ml minimum	1	
j	Sachet individuel de <b>mayonnaise ou Miracle Whip</b> . Doit être Kraft ou Hellman's seulement aucun substitut	soit 1 x 18 ml <b>ou</b> 2 x 12 ml minimum	1 ou 2	
k	Sachet individuel de couverts jetables. Tous sachets doivent comprendre un couteau, une fourchette, cuillère, serviette de table, sel et poivre. Ces articles DOIVENT être tous à l'intérieur du sachet scellé pour raison hygiénique.		1	



### MENU 6A - DÉJEUNER/DÎNER

ART.	DESCRIPTION	Formats et emballages obligatoires	Quantité requise	Quantité estimée et prix
	EXIGENCES OBLIGATOIRES			
a	<p><b>Entrée: Sandwich Club roulé à la Dinde dans un Tortilla</b> emballé sous vide :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tortilla doit être blanche originale d'un minimum de 10 à 12 pouces (25,5 cm);</li> <li>- Dinde cuite <b>doit être en copeaux seulement (shaved);</b></li> <li>- Minimum 160g de Dinde cuite contenant au maximum 10g de matières grasses, 10 % de gras saturés ou moins et un maximum de 1000 mg ou moins de sodium selon une portion de 100g;</li> <li>- <b>Bacon de dos</b> seulement, 18g à 20g minimum;</li> <li>- <b>Doit être</b> du Fromage Cheddar <b>NATUREL RAPÉ</b> 30g minimum;</li> <li>- la Valeur nutritive du fabricant, pour la DINDE SEULEMENT doit être fournie.</li> </ul>	<p><b>Minimum Dinde cuite 160g</b>  <b>Bacon de dos 18g-20g</b>  <b>Fromage Cheddar naturel rapé 30g</b></p>	1	<p>QUANTITÉ ESTIMÉE POUR UNE PÉRIODE D'UN AN :</p> <p><b>12 500</b></p> <p>Prix de la boîte-repas:</p>
b	<b>un Jus de pomme et un Jus d'orange</b> pur à 100% fait de concentré	Tetra Pak de 200 ml minimum	<b>2 - un de chaque</b>	
c	<b>Carottes miniatures</b> (cruées), Emballage Cryovac	2 onces (56,6 g) minimum	1	
d	<p><b>Barre tendre granola aux Framboises:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doit être une barre tendre granola avec Framboises et peut être enrobée;</li> <li>- Quaker Croustade aux Framboises, Leclerc, Dare ou marque équivalente;</li> <li>- L'emballage individuel doit avoir le Symbol de Certification «Fabriqué dans une usine exempte d'arachides»</li> </ul>	environ 26g en montant	1	
e	<b>Fromage</b> , portion individuelle, Emballage Cryovac	21 g minimum	1	
f	<b>Raisins secs</b>	Boîte d'environ 14g	1	
g	<b>Pomme Granny Smith</b> fraîche aucun substitut		1	
h	<b>Wagon Wheels de Dare</b> aucun substitut (toutes saveurs sont acceptées)		1	
i	Sachet individuel de <b>moutarde</b>	6 ml minimum	1	
j	Sachet individuel de <b>mayonnaise ou Miracle Whip</b> . Doit être Kraft ou Hellman's seulement aucun substitut	soit 1 x 18 ml <b>ou</b> 2 x 12 ml minimum	1 ou 2	
k	Sachet individuel de couverts jetables. Tous sachets doivent comprendre un couteau, une fourchette, cuillère, serviette de table, sel et poivre. Ces articles DOIVENT être tous à l'intérieur du sachet scellé pour raison hygiénique.		1	

### MENU 6B - DÉJEUNER/DÎNER

ART.	DESCRIPTION	Formats et emballages obligatoires	Quantité requise	Quantité estimée et prix
	EXIGENCES OBLIGATOIRES			
a	<b>Entrée: Petit Sandwich Club roulé à la Dinde dans un Tortilla</b> emballé sous vide : - Tortilla doit être blanche originale d'un minimum de 8 po à 10 po; - Dinde cuite <b>doit être en copeaux seulement (shaved);</b> - Minimum 90g de Dinde cuite contenant au maximum 10g de matières grasses, 10 % de gras saturés ou moins et un maximum de 1000 mg ou moins de sodium selon une portion de 100g; - Bacon de dos seulement et entièrement cuit, 18g minimum; - <b>Doit être</b> du Fromage Cheddar <b>NATUREL RAPÉ</b> 20g minimum; - la Valeur nutritive du fabricant, pour la DINDE SEULEMENT doit être fournie.	<b>Minimum Dinde cuite 90g Bacon de dos 18g Fromage Cheddar naturel rapé 20g</b>	1	QUANTITÉ ESTIMÉE POUR UNE PÉRIODE D'UN AN : <b>12 500</b>  Prix de la boîte-repas : <b>\$ l'unité</b>
	<b>Entrée: Sandwich à Salade d'Imitation de Crabe</b> emballé sous vide : - <b>Doit être du pain à 100% Blé entier, Multigrain ou Grain entier;</b> - Salade d'Imitation de Crabe en garniture 110g minimum; - Garniture doit être faite avec de la mayonnaise ou du Miracle Whip seulement; - Le <b>pain</b> doit avoir une mince couche de margarine régulière non-hydrogénée Becel ou Canola Harvest sur les 2 côtés.	<b>garniture 110g minimum</b>	1	
b	<b>un Jus de pomme et un Jus d'orange</b> pur à 100% fait de concentré	Tetra Pak de 200 ml minimum	<b>2 - un de chaque</b>	
c	<b>Carottes miniatures</b> (cruées), Emballage Cryovac	2 onces (56,6 g) minimum	1	
d	<b>Barre tendre granola aux Framboises:</b> Doit être une barre tendre granola avec <u>Framboises et peut être enrobée;</u> - Quaker Croustade aux Framboises, Leclerc, Dare ou marque équivalente; - L'emballage individuel doit avoir le Symbol de Certification «Fabriqué dans une usine exempte d'arachides»	environ 26g en montant	1	
e	<b>Fromage</b> , portion individuelle, Emballage Cryovac	21 g minimum	1	
f	<b>Raisins secs</b>	Boîte d'environ 14g	1	
g	<b>Pomme Granny Smith</b> fraîche aucun substitut		1	
h	<b>Wagon Wheels de Dare</b> aucun substitut (toutes saveurs sont acceptées)		1	
i	Sachet individuel de <b>moutarde</b>	6 ml minimum	1	
j	Sachet individuel de <b>mayonnaise ou Miracle Whip</b> . Doit être Kraft ou Hellman's seulement aucun substitut	soit 1 x 18 ml <b>ou</b> 2 x 12 ml minimum	1 ou 2	
k	Sachet individuel de couverts jetables. Tous sachets doivent comprendre un couteau, une fourchette, cuillère, serviette de table, sel et poivre. Ces articles DOIVENT être tous à l'intérieur du sachet scellé pour raison hygiénique.		1	

MENU 7 - DÉJEUNER/DÎNER				
ART.	DESCRIPTION	Formats et emballages obligatoires	Quantité requise	Quantité estimée et prix
	EXIGENCES OBLIGATOIRES			
a	<b>Entrée: Salade aux Oeufs sur pain Kaiser</b> emballé sous vide : - Doit être un pain <b>Kaiser blanc enrichi</b> de gros format; - Salade aux Oeufs en garniture 110g minimum; - La garniture pour les sandwichs à Salade d'Oeufs <b>DOIT être fait avec des Oeufs frais SEULEMENT.</b> - Garniture doit être faite avec de la mayonnaise ou du Miracle Whip seulement; - Kaiser doit avoir une mince couche de margarine régulière non-hydrogénée Becel ou Canola Harvest sur les 2 côtés.	<b>Garniture 110 g minimum</b>	1	QUANTITÉ ESTIMÉE POUR UNE PÉRIODE D'UN AN : <b>31,000</b>  Prix de la boîte-repas :  <b>\$ l'unité</b>
	<b>ET</b> <b>Entrée: Sandwich au poulet Cajun ou poulet grillé façon Fajita</b> emballé sous vide : - Pain doit être de grains entiers à 100 % <b>ou</b> multigrain; - Poulet <b>doit être en copeaux seulement (shaved);</b> - Minimum 90g de <b>poulet Cajun</b> ou poulet grillé façon Fajita contenant au maximum 10g de matières grasses, 10 % de gras saturés ou moins et un maximum de 1200 mg ou moins de sodium selon une portion de 100 g; - la Valeur nutritive du fabricant, pour le POULET SEULEMENT doit être fournie. (le poulet Cajun de Erie Meats, Desco, Maple Lodge/Nadeau Poultry ou marque équivalente; mais doit rencontrer la valeur nutritive ci-dessus)	<b>Poulet 90g minimum</b>	1	
	b <b>un Jus de pomme et un Jus d'orange</b> pur à 100% fait de concentré	Contenant Tetra Pak de 200 ml minimum	<b>2 - un de chaque</b>	
	c <b>Carottes miniatures</b> (cruées), Emballage Cryovac	2 onces (56,6 g) minimum	1	
	d <b>Barre tendre granola au Caramel:</b> - Barre tendre granola doit contenir du Caramel et peut être enrobés; - President's Choice barres tendres granola et enrobés - caramel, Leclerc Choco Max Chocolat et Caramel, Quaker, Dare ou marque équivalente; - L'emballage individuel doit avoir le Symbol de Certification «Fabriqué dans une usine exempte d'arachides»	environ 26g en montant	1	
	e <b>Fromage</b> , portion individuelle, Emballage Cryovac	21 g minimum	1	
	f <b>Raisins secs</b>	Boîte d'environ 14g	1	
	g <b>Pomme McIntosh</b> fraîche aucun substitut	calibre 120 - 125	1	
	h <b>Biscuits aux bananes ou mélasse:</b> - Doit être un <u>biscuit cuit tendre</u> ; - Doit être un biscuit aux bananes ou mélasse - Dare Pattes d'ours Biscuits tendres, Leclerc ou marque équivalente; - L'emballage individuel doit avoir le Symbol de Certification «Fabriqué dans une usine exempte d'arachides»	doit y avoir 1 x 50g ou 2 x 25g minimum par panier-repas	1x50g ou 2 x 25g minimum	
	i Sachet individuel de <b>moutarde</b>	6 ml minimum	1	
j	Sachet individuel de <b>mayonnaise ou Miracle Whip</b> . Doit être Kraft ou Hellman's seulement aucun substitut	soit 1 x 18 ml <b>ou</b> 2 x 12 ml minimum	1 ou 2	
	k Sachet individuel de couverts jetables. Tous sachets doivent comprendre un couteau, une fourchette, cuillère, serviette de table, sel et poivre. Ces articles DOIVENT être tous à l'intérieur du sachet scellé pour raison hygiénique.		1	

### MENU 8 - DÉJEUNER/DÎNER

ART.	DESCRIPTION	Formats et emballages obligatoires	Quantité requise	Quantité estimée et prix
	EXIGENCES OBLIGATOIRES			
a	<b>Entrée: Sandwich de Salade au Poulet emballé sous vide :</b> - Doit être du pain blanc enrichi; - Salade de Poulet en garniture 110g minimum; - Garniture doit être faite avec de la mayonnaise ou du Miracle Whip seulement; - Doit y avoir une mince couche de margarine régulière non-hydrogénée Becel ou Canola Harvest sur chaque tranche de pain.	<b>garniture de Poulet 110g minimum</b>	1	QUANTITÉ ESTIMÉE POUR UNE PÉRIODE D'UN AN : <b>25,000</b>  Prix de la boîte-repas : <b>\$ l'unité</b>
	<b>Entrée: Sandwich au Pastrami emballé sous vide :</b> - Pain doit être de <u>Blé entier à 100 %</u> ; - Pastrami <b>doit être en copeaux seulement (shaved)</b> ; - Minimum 90g de Pastrami cuit contenant un maximum de 10g de matières grasses, 10 % de gras saturés ou moins et un maximum de 1100 mg ou moins de sodium selon une portion de 100g; - La Valeur nutritive du fabricant, pour le PASTRAMI SEULEMENT doit être fournie.	<b>Pastrami 90 g minimum</b>	1	
b	<b>un Jus de pomme et un Jus d'orange</b> pur à 100% fait de concentré	Tetra Pak de 200 ml minimum	<b>2 - un de chaque</b>	
c	<b>Carottes miniatures</b> (crues), Emballage Cryovac	2 onces (56,6 g) minimum	1	
d	<b>Barres tendres granola Smores:</b> - Doit être une <u>barre tendre granola</u> ; - Doit être une <u>barre tendre granola Smores</u> . - President's Choice, Quaker, Leclerc, Dare ou marque équivalente; - L'emballage individuel doit avoir le Symbol de Certification «Fabriqué dans une usine exempte d'arachides»	environ 26g en montant	1	
e	<b>Fromage</b> , portion individuelle, Emballage Cryovac	21 g minimum	1	
f	<b>Raisins secs</b>	Boîte d'environ 14g	1	
g	<b>Pomme Granny Smith</b> fraîche aucun substitut	calibre 110 minimum	1	
h	<b>Biscuits aux Pommes:</b> - Doit être un biscuit aux pommes - Dare Pattes d'ours biscuits céréales et fruit Pomme cuit au four ou Pommes, Leclerc ou marque équivalente; - L'emballage individuel doit avoir le Symbol de Certification «Fabriqué dans une usine exempte d'arachides»	doit y avoir 1 x 50g ou 2 x 25g minimum par panier-repas	1x50g ou 2 x 25g minimum	
i	Sachet individuel de <b>moutarde</b>	6 ml minimum	1	
j	Sachet individuel de <b>mayonnaise ou Miracle Whip</b> . Doit être Kraft ou Hellman's seulement aucun substitut	soit 1 x 18 ml <b>ou</b> 2 x 12 ml minimum	1 ou 2	
k	Sachet individuel de couverts jetables. Tous sachets doivent comprendre un couteau, une fourchette, cuillère, serviette de table, sel et poivre. Ces articles DOIVENT être tous à l'intérieur du sachet scellé pour raison hygiénique.		1	

### MENU 9 - DÉJEUNER/DÎNER

ART.	DESCRIPTION	Formats et emballages obligatoires	Quantité requise	Quantité estimée et prix
	EXIGENCES OBLIGATOIRES			
	<b>Entrée: Sandwich au Rôti de Bœuf</b> emballé sous vide : - Pain doit être de Grains entier à 100 % <b>ou</b> multigrain; - Rôti de Boeuf <b>doit être en copeaux seulement (shaved);</b> - Minimum 90g de Rôti de Bœuf contenant au maximum 10g de matières grasses, 10 % de gras saturés ou moins et un maximum de 1100 mg ou moins de sodium selon une portion de 100g; <b>- Deux (2) tranches de fromage fondu Cheddar - Ribbon de première qualité (tranche non des morceaux coupés) 26g minimum;</b> <b>a</b> - La Valeur nutritive, pour le RÔTI de BOEUF SEULEMENT doit être fournie.	<b>Minimum Rôti de Boeuf 90g Fromage 26g</b>	1	QUANTITÉ ESTIMÉE POUR UNE PÉRIODE D'UN AN : <b>25,000</b>  Prix de la boîte-repas : \$ l'unité
	<b>Entrée: Sandwich de Salade de Saumon</b> emballé sous vide : - Doit être du pain blanc enrichi; - Salade de Saumon en garniture 110g minimum; - Garniture doit être faite avec de la mayonnaise ou du Miracle Whip seulement; - Doit y avoir une mince couche de margarine régulière non-hydrogénée Becel ou Canola Harvest sur chaque tranche de pain.	Garniture 110 g minimum	1	
b	un Jus de pomme et un Jus d'orange pur à 100% fait de concentré	Tetra Pak de 200 ml minimum	2 - un de chaque	
c	Carottes miniatures (cruées), Emballage Cryovac	2 onces (56,6 g) minimum	1	
d	<b>Barre tendre granola aux Pommes ou Barre tendre aux Fruits:</b> - Quaker Croustade aux pommes, Leclerc, Dare ou marque équivalente; - L'emballage individuel doit avoir le Symbol de Certification «Fabriqué dans une usine exempte d'arachides»	environ 26g en montant	1	
e	Fromage, portion individuelle, Emballage Cryovac	21 g minimum	1	
f	Raisins secs	Boîte d'environ 14g	1	
g	Pomme McIntosh fraîche aucun substitut	calibre 120 - 125	1	
h	<b>Biscuits à l'Avoine cuit tendre:</b> - Doit être un biscuit cuit tendre; - Doit être un biscuit à l'avoine ou avoine et cannelle - Dare Pattes d'ours Biscuits tendres - à l'avoine de Cuisine maison, Leclerc ou marque équivalente; - L'emballage individuel doit avoir le Symbol de Certification «Fabriqué dans une usine exempte d'arachides»	doit y avoir 1 x 50g ou 2 x 25g minimum par panier-repas	1x50g ou 2 x 25g minimum	
i	Sachet individuel de moutarde	6 ml minimum	1	
j	Sachet individuel de mayonnaise ou Miracle Whip. Doit être Kraft ou Hellman's seulement aucun substitut	soit 1 x 18 ml <b>ou</b> 2 x 12 ml minimum	1 ou 2	
k	Sachet individuel de couverts jetables. Tous sachets doivent comprendre un couteau, une fourchette, cuillère, serviette de table, sel et poivre. Ces articles DOIVENT être tous à l'intérieur du sachet scellé pour raison hygiénique.		1	

### **MENU 10 - DÉJEUNER/DÎNER**

ART.	DESCRIPTION	Formate et emballages obligatoires	Quantité requise	Quantité estimée et prix
	EXIGENCES OBLIGATOIRES			
a	<b>Entrée: aucun</b>  <b>Aucun sandwich est requis pour ce repas.</b> (Le MDN ajoutera <u>eux-même</u> deux sandwichs certifiés Halal dans cette boîte)		0	QUANTITÉ ESTIMÉE POUR UNE PÉRIODE D'UN AN :  <b>50</b>
b	<b>un Jus de pomme</b> et <b>un Jus d'orange</b> pur à 100% fait de concentré	Contenant Tetra Pak de 200 ml minimum	<b>2 - un de chaque</b>	
c	<b>Carottes miniatures</b> (crues), Emballage Cryovac	2 onces (56,6 g) minimum	1	Prix de la boîte-repas :
d	<b>Barre tendre granola:</b>  - Doit être une barre tendre <u>granola</u> de n'importe quel genre  - Quaker, President's Choice, Leclerc, Dare ou marque équivalente;  - L'emballage individuel doit avoir le Symbol de Certification «Fabriqué dans une usine exempte d'arachides»	environ 26g en montant	1	
e	<b>Fromage</b> , portion individuelle, Emballage Cryovac	21 g minimum	1	
f	<b>Raisins secs</b>	Boîte d'environ 14g	1	
g	<b>Pomme McIntosh</b> fraîche aucun substitut	calibre 120 - 125	1	
h	<b>Snack Paks Mini Biscuits tendres de n'importe quel saveur</b>  - Doit être des mini biscuits <u>cuit tendres</u> ; - Doit être un sachet de "Mini" biscuits;  - Snack Paks de M. Christie, Dare, Quaker, Leclerc ou marque équivalente;  - L'emballage individuel doit avoir le Symbol de Certification «Fabriqué dans une usine exempte d'arachides»	sachet de 30g environ	1	
i	Sachet individuel de <b>moutarde</b>	6 ml minimum	1	
j	Sachet individuel de <b>mayonnaise ou Miracle Whip</b> . Doit être Kraft ou Hellman's seulement aucun substitut	soit 1 x 18 ml <b>ou</b> 2 x 12 ml minimum	1 ou 2	
k	Sachet individuel de couverts jetables. Tous sachets doivent comprendre un couteau, une fourchette, cuillère, serviette de table, sel et poivre. Ces articles DOIVENT être tous à l'intérieur du sachet scellé pour raison hygiénique.		1	

<b>MENU 11 - DÉJEUNER/DÎNER VÉGÉTARIEN</b>				
ART.	DESCRIPTION	Formats et emballages obligatoires	Quantité requise	Quantité estimée et prix
	EXIGENCES OBLIGATOIRES			
a	<b>Entrée: Sous-marin végétarien</b> emballé sous vide : - Doit être un pain à sous-marin blanc enrichi de 9 po en longueur (23 cm) minimum; - Minimum 180 g de protéines végétariennes; <b>- Fromage fondu à Sous-marins blanc en tranche prédécoupé 28g minimum;</b>	<b>Minimum Protéine végétarienne 180g Fromage 28g</b>	1	QUANTITÉ ESTIMÉE POUR UNE PÉRIODE D'UN AN :  <b>1000</b>  Prix de la boîte-repas:
b	<b>un Jus de pomme et un Jus d'orange</b> pur à 100% fait de concentré	Tetra Pak de 200 ml minimum	<b>2 - un de chaque</b>	
c	<b>Carottes miniatures</b> (cruées), Emballage Cryovac	2 onces (56,6 g) minimum	1	
d	<b>Barres tendres granola:</b> - <b>Brisures de Chocolat enrobées de yogourt ou chocolat; ou</b> - <b>Barre tendre Rocky Road:</b> - President's Choice, Quaker, Leclerc, Dare ou marque équivalente; - L'emballage individuel doit avoir le Symbol de Certification «Fabriqué dans une usine exempte d'arachides»	environ 26g en montant	1	
e	<b>Fromage</b> , portion individuelle, Emballage Cryovac	21 g minimum	1	
f	<b>Raisins secs</b>	Boîte d'environ 14g	1	
g	<b>Pomme Granny Smith</b> fraîche aucun substitut	calibre 110 minimum	1	
h	<b>Biscuits tendres à l'Avoine</b> - Doit être des biscuits <u>cuits tendres</u> ; -Doit être des biscuits à l' <u>Avoine</u> ou l' <u>Avoine et Cannelle</u> ; - Dare Pattes d'ours Biscuits tendres - Flocons d'avoine, Leclerc ou marque équivalente; - L'emballage individuel doit avoir le Symbol de Certification «Fabriqué dans une usine exempte d'arachides»	doit y avoir 1 x 50 g ou 2 x 25 g minimum par panier-repas	1x50g ou 2 x 25g minimum	
i	Sachet individuel de <b>moutarde</b>	6 ml minimum	1	
j	Sachet individuel de <b>mayonnaise ou Miracle Whip</b> . Doit être Kraft ou Hellman's seulement aucun substitut	soit 1 x 18 ml <b>ou</b> 2 x 12 ml minimum	1 ou 2	
k	Sachet individuel de couverts jetables. Tous sachets doivent comprendre un couteau, une fourchette, cuillère, serviette de table, sel et poivre. Ces articles DOIVENT être tous à l'intérieur du sachet scellé pour raison hygiénique.		1	

## MENU 12 - DÉJEUNER/DÎNER VÉGÉTARIEN

ART.	DESCRIPTION	Formats et emballages obligatoires	Quantité requise	Quantité estimée et prix
	EXIGENCES OBLIGATOIRES			
a	<b>Entrée: Burrito végétarien aux Fèves et Fromage</b> emballé sous vide : - Doit être un tortilla à 100% Blé entier; - Tortilla doit être 10 à 12 pouces (25,5 cm) minimum; - Minimum 180g de garniture végétarienne aux Fèves et Fromage; - Doit être du Fromage Cheddar <b>NATUREL RÂPÉ</b> 30g minimum;	<b>Minimum Garniture 180 g Fromage Cheddar naturel rapé 30g</b>	1	QUANTITÉ ESTIMÉE POUR UNE PÉRIODE D'UN AN :  <b>1000</b>  Prix de la boîte-repas :
b	<b>un Jus de pomme et un Jus d'orange</b> pur à 100% fait de concentré	Tetra Pak de 200 ml minimum	<b>2 - un de chaque</b>	
c	<b>Carottes miniatures</b> (crues), Emballage Cryovac	2 onces (56,6 g) minimum	1	
d	<b>Barres tendres granola ou Barres tendres Choco Max (n'importe quel saveur)</b> - Quaker, Leclerc Choco Max, President's Choice, Dare ou marque équivalente; - L'emballage individuel doit avoir le Symbol de Certification «Fabriqué dans une usine exempte d'arachides»	environ 26g en montant	1	
e	<b>Fromage</b> , portion individuelle, Emballage Cryovac	21 g minimum	1	
f	<b>Raisins secs</b>	Boîte d'environ 14g	1	
g	<b>Pomme McIntosh</b> fraîche aucun substitut	calibre 120 - 125	1	
h	<b>Biscuits tendres Mélasse:</b> - Doit être un biscuit <u>cuit tendre</u> ; - Doit être un biscuit <u>Mélasse</u> - Dare Pattes d'ours Biscuits tendres, Leclerc les tendres biscuits ou marque équivalente; - L'emballage individuel doit avoir le Symbol de Certification «Fabriqué dans une usine exempte d'arachides»	doit y avoir 1 x 50g ou 2 x 25g minimum par panier-repas	1x50g ou 2 x 25g minimum	
k	Sachet individuel de couverts jetables. Tous sachets doivent comprendre un couteau, une fourchette, cuillère, serviette de table, sel et poivre. Ces articles DOIVENT être tous à l'intérieur du sachet scellé pour raison hygiénique.		1	



<b>MENU 13 - DÉJEUNER/DÎNER VÉGÉTARIEN</b>				
ART.	DESCRIPTION	Formats et emballages obligatoires	Quantité requise	Quantité estimée et prix
	EXIGENCES OBLIGATOIRES			
a	<b>Entrée: Sandwich de Salade au Thon dans un pain style sous-marin</b> emballé sous vide :  - Doit être un pain à sous-marin blanc enrichi, 9 po (23 cm) en longueur minimum;  - Salade de Thon en Garniture 140g minimum;  - La garniture doit être faite avec de la mayonnaise ou du Miracle Whip seulement.  - Pain à sous-marin doit y avoir une mince couche de margarine régulière non-hydrogénée Becel ou Canola Harvest sur les deux côtés	<b>Garniture 140 g minimum</b>	1	QUANTITÉ ESTIMÉE POUR UNE PÉRIODE D'UN AN :  <b>1000</b>  Prix de la boîte-repas :
b	<b>un Jus de pomme et un Jus d'orange</b> pur à 100% fait de concentré	Tetra Pak de 200 ml minimum	<b>2 - un de chaque</b>	
c	<b>Carottes miniatures</b> (cruées), Emballage Cryovac	2 onces (56,6 g) minimum	1	
d	<b>Barre tendre granola aux Fruits:</b> - Doit être une <u>barre tendre granola</u> ; - Doit être une barre tendre granola <u>avec fruits</u> ou <u>de saveur de fruits</u> ;  - Quaker, Leclerc, Dare, President's Choice ou marque équivalente;  - L'emballage individuel doit avoir le Symbol de Certification «Fabriqué dans une usine exempte d'arachides»	environ 26g en montant	1	
e	<b>Fromage</b> , portion individuelle, Emballage Cryovac	21 g minimum	1	
f	<b>Raisins secs</b>	Boîte d'environ 14g	1	
g	<b>Pomme Granny Smith</b> fraîche aucun substitut	calibre 110 minimum	1	
h	<b>Wagon Wheels de Dare</b> aucun substitut (toutes saveurs sont acceptées)		1	
i	Sachet individuel de <b>moutarde</b>	6 ml minimum	1	
j	Sachet individuel de <b>mayonnaise ou Miracle Whip</b> . Doit être Kraft ou Hellman's seulement aucun substitut	soit 1 x 18 ml <b>ou</b> 2 x 12 ml minimum	1 ou 2	
k	Sachet individuel de couverts jetables. Tous sachets doivent comprendre un couteau, une fourchette, cuillère, serviette de table, sel et poivre. Ces articles DOIVENT être tous à l'intérieur du sachet scellé pour raison hygiénique.		1	