

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC
11 Laurier St./ 11 rue, Laurier
Place du Portage, Phase III
Core 0A1 / Noyau 0A1
Gatineau, Québec K1A 0S5
Bid Fax: (819) 997-9776

SOLICITATION AMENDMENT

MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

E-mail/Courriel: mark.walton@tpsgc-pwgsc.gc.ca

Vendor/Firm Name and Address

**Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution

Scientific, Medical and Photographic Division /
Division de l'équipement scientifique, des produits
photographiques et pharmaceutiques
11 Laurier St./ 11 rue, Laurier
6B1, Place du Portage
Gatineau, Québec K1A 0S5

Title - Sujet SPECTROMETER	
Solicitation No. - N° de l'invitation M7594-132935/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client M7594-132935	Date 2013-01-10
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$SPV-903-61845	
File No. - N° de dossier pv903.M7594-132935	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2013-02-04	
Time Zone Fuseau horaire Eastern Standard Time EST	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Walton, Mark	Buyer Id - Id de l'acheteur pv903
Telephone No. - N° de téléphone (819) 956-3813 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

This amendment is raised to circulate questions and answers from one or more bidders. **ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS OF THE ORIGINAL SOLICITATION REMAIN UNCHANGED, INCLUDING THE CLOSING DATE AND TIME.**

GENERAL NOTE:

It is important to note that this piece of equipment will be used by several specialists within the National Anti Counterfeiting Bureau on a limited basis. It will not be used by one or two specialists devoted entirely to this piece of equipment. Usage is very limited. It will be used for the analysis of pen inks, inkjet printer inks, toner, banknote, stamps and printing inks. Other forensic disciplines will not be using the database or the instrument. Simplicity is important.

Q1. What excitation wavelength is preferred ?

A1. This unit is being used for document examination, specifically security documents and it has been suggested that the 785 nm wavelength be used as it helps to reduce any inherent fluorescence.

Q2. What kind of substances should be included in the searchable library/database ?

A2. A general forensic sample library which included compounds commonly of interest in the forensic laboratory specifically for document examination specifically pen inks, inkjet printer inks, toner, banknote, stamps and printing inks. Users should be able to add entries to their own database when specimens are available.

Q3. Why is a maximum laser power of 5 mW at the sample required ?

A3. To reduce the risk of damage occurring to document samples, a laser power below 5 mW has been recommended.

Q4. Need the system to be portable?

A4. The system will not be used in a portable fashion, rather placed in the image capture room, connected to a stand alone network.