



Gendarmerie royale du Canada
Royal Canadian Mounted Police

Doc. n° : PD-PC-49
Date : 2008-09-16

Description d'achat

Ceinturon d'épée, officier

Le présent document compte
9 pages, y compris les dessins.

Le présent document a été créé
en anglais.

Le présent document est
disponible en français et en
anglais.

Français/French
English/Anglais

La photo est présentée à titre
indicatif seulement.

ÉCHANTILLON VISUEL DE LA GRC

Un échantillon visuel, selon sa disponibilité, sera fourni par la GRC au soumissionnaire retenu.

Cet échantillon servira de guide au fabricant pour tous les aspects non définis ni couverts dans la présente spécification. Certaines différences peuvent exister entre l'échantillon et la spécification. Si tel est le cas, la spécification doit prévaloir.

Pour obtenir un échantillon s'adresser à :

Gendarmerie Royale du Canada
Section du contrôle de la qualité
(440, chemin Coventry [entrepôt])
1200, prom. Vanier
Ottawa (Ontario)
K1A 0R2

L'échantillon sera expédié « Port payé » et doit être retourné « Port payé ».

L'échantillon visuel doit être retourné à la GRC dans le même état qu'il a été reçu. Tout échantillon perdu ou endommagé doit être remplacé par un article identique ou le coût d'un article de remplacement acceptable doit être remboursé à la GRC.

DESCRIPTION D'ACHAT
CEINTURON D'ÉPÉE, OFFICIER

1. **PORTÉE**

La présente description d'achat décrit les exigences relatives au ceinturon d'épée, officier, utilisé par le personnel de la Gendarmerie royale du Canada

2. **DESCRIPTION DÉTAILLÉE**

- 2.1 **Cuir** – Le cuir doit être du cuir de vache, de 1.25 mm \pm 0.15 mm d'épaisseur, de couleur conforme à l'échantillon visuel. Il doit avoir un fini grand teint qui ne tache par les vêtements. Il doit être souple et exempt d'entailles, de trous, d'éraflures ou d'autres défauts pouvant nuire à la tenue en service ou à l'aspect. Le cuir doit être replié et collé à l'aide d'un produit adhésif adéquat, et la jointure doit être cachée sous le galon doré. Les extrémités des parties en cuir doivent être parées conformément à l'échantillon visuel. Aucune teinture, couleur ni aucun fini appliqué sur le cuir ne doit déteindre sur la garniture en tissu et en modifier la couleur et l'aspect. Au besoin, le cuir doit être revêtu d'une couche de finition durable supplémentaire afin d'atteindre le rendement recherché.
- 2.2 **Garniture en tissu** – La garniture doit être formée d'un galon doré fait à 49 % de coton, à 28 % de nylon, à 19 % de polyester et à 4 % de rayonne avec une partie centrale de couleur violet faite à 100 % de coton, conforme à l'échantillon visuel en ce qui a trait à la couleur, à la taille et au motif.
- 2.3 **Pièces de fixation** – Le ceinturon d'épée, officier, doit comporter les pièces de fixation suivantes : crochet à épée, boucle d'ajustement coulissante, boucle de sangle pour baudrier et attache de boucle de ceinturon. Ces pièces doivent être conformes à l'échantillon visuel et aux dessins ci-joints, et être plaquées or tout comme la boucle de ceinturon (voir ci-dessous).
- 2.4 **Boucle de ceinturon** – La boucle doit être en alliage métallique, solide et durable, et ses caractéristiques doivent être conformes à l'échantillon visuel. Elle doit être finie par galvanoplastie conformément aux meilleures pratiques commerciales. La boucle doit être convenablement nettoyée et polie, puis plaquée or 24 carats par galvanoplastie dans une solution acide. Le placage doit être de la teinte appropriée, doit être exempt de coupures, de dégradés, d'écaillage ou de cloques, et la couleur doit être assortie à l'échantillon visuel. Il doit être non poreux et exempt de tout défaut nuisant à l'aspect. Un insigne de la GRC en argent sterling, conforme à l'échantillon visuel, doit être solidement fixé au centre de la boucle à l'aide d'anneaux et de goupilles fendues. Aucun mouvement de l'insigne n'est acceptable. L'arrière de la boucle doit comporter, à un bout, une partie de boucle métallique permettant de passer une extrémité du ceinturon afin d'y fixer la boucle de façon permanente et,

à l'autre bout, une agrafe servant à fixer l'extrémité libre du ceinturon. Ces deux pièces doivent être soudées à la boucle avant le placage.

- 2.5 Fil – Le fil du dessus doit être de couleur or assortie, et le fil du dessous doit être de couleur noire. Ils doivent être conformes à l'échantillon visuel.
3. Tailles et dimensions – Le ceinturon d'épée, officier, doit avoir 51 mm de largeur, et ses autres dimensions doivent être conformes aux dessins ci-joints faisant partie de la présente description d'achat. Les tailles doivent être déterminées et indiquées en mesures impériales, par incréments de 1 po, p. ex taille 40. L'emplacement du crochet à épée par rapport à l'attache de boucle de ceinturon doit être déterminé par la dimension A, conformément au dessin n° 2 et au tableau I ci-dessous.
4. Étiquetage – Une étiquette doit être fixée de façon permanente au ceinturon, du côté corps. L'étiquette doit comprendre les renseignements suivants, en anglais et en français, inscrits en lettres noires bien lisibles et indélébiles sur fond blanc :
- Nom de l'article
 - Taille de l'article
 - Nom du fabricant
 - Date de fabrication (MM/AAAA)
5. Conditionnement – Les ceinturons d'épée, officier, doivent être enveloppés dans du papier de soie non acide, de couleur blanche, non marquant et non tachant, puis placés dans des sacs en plastique transparent scellés hermétiquement. Arlton Ltd. fabrique un produit conforme à ces exigences.

Tableau I
Emplacement du crochet à épée

Taille du ceinturon	Dimension A Mesure métrique (Mesure impériale)	Taille du ceinturon	Dimension A Mesure métrique (Mesure impériale)
28	13.3	41	23.5
29	14.6	42	24.1
30	15.9	43	24.8
31	17.2	44	25.4
32	17.8	45	26.7
33	18.4	46	27.3
34	19	47	28.6
35	19.7	48	30.5
36	20.3	49	31.1
37	21	50	31.8
38	21.6	51	32.4
39	22.2	52	34.3
40	22.9	53	35