

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
PWGSC/TPSGC Acquisitions
1045 Main Street
1st Floor, Lobby C
Unit 108
Moncton, NB E1C 1H1
Bid Fax: (506) 851-6759

Revision to a Request for a Standing Offer

Révision à une demande d'offre à commandes

Regional Individual Standing Offer (RISO)

Offre à commandes individuelle régionale (OCIR)

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Offer remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'offre demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

**Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution

NB / PEI Division - Moncton Acquisitions Office
1045 Main Street
1st Floor, Lobby C
Unit 108
Moncton, NB E1C 1H1

Title - Sujet Paniers-repas	
Solicitation No. - N° de l'invitation W0105-15F010/B	Date 2015-02-10
Client Reference No. - N° de référence du client W0105-15F010	Amendment No. - N° modif. 001
File No. - N° de dossier MCT-4-37092 (015)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$MCT-015-4952	
Date of Original Request for Standing Offer Date de la demande de l'offre à commandes originale 2015-01-20	
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2015-02-17	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Drisdelle, Charlotte J.	Time Zone Fuseau horaire Atlantic Standard Time AST
Telephone No. - N° de téléphone (506) 851-6948 ()	Buyer Id - Id de l'acheteur mct015
FAX No. - N° de FAX (506) 851-6759	
Delivery Required - Livraison exigée	
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	
Security - Sécurité This revision does not change the security requirements of the Offer. Cette révision ne change pas les besoins en matière de sécurité de la présente offre.	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Acknowledgement copy required Accusé de réception requis	Yes - Oui <input type="checkbox"/>	No - Non <input type="checkbox"/>
The Offeror hereby acknowledges this revision to its Offer. Le proposant constate, par la présente, cette révision à son offre.		
Signature	Date	
Name and title of person authorized to sign on behalf of offeror. (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du proposant. (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)		
For the Minister - Pour le Ministre		

Modification No 001 à l'invitation à soumissionner**Titre: Paniers-Repas**

Cette modification est émise afin de:

- (1) Référence: **Annexe C - Menus pour Panier-Repas**

SUPPRIMER l'annexe C courante; et

INSÉRER à la place l'annexe C - Modification N° 001

Les modifications sont indiquées en rouge.

- (2) Référence: **Offre technique**

Un panier-repas pour chaque menu, exactement tel que spécifié aux annexes B et C, DOIT être envoyé au ministère de la Défense nationale à BS 5 Div C Gagetown Dans un délai de «UN (1) jour ouvrable», au plus tard 18 h 00, après l'invitation prend fin.

- (3) Référence: **Clarification de produit:**

Pour fin d'information, des photos des deux produits suivants, inclus aux menus, peuvent être obtenues en contactant la responsable de l'offre à commandes si requis.

1. SunRype Fruit to Go, 100% collation aux fruits, saveurs assorties, 14g minimum
2. Chris Brothers Pep & Cheeze Nibbler pak 46g

Si vous avez déjà envoyé votre soumission et que vous désirez la modifier, veuillez nous faire parvenir cette modification soit dans une enveloppe scellée par la poste à l'adresse ci-dessus, ou par télécopieur (506) 851-6759 en veillant à ce qu'elle parvienne à la personne soussignée avant la date de clôture en vigueur. Le numéro de la demande de soumission et la date de clôture en vigueur doivent figurer à l'extérieur de l'enveloppe scellée ou sur le message transmis par télécopieur.

Toute les autres conditions de l'invitation à soumissionner demeurent inchangées.

Toute question relative à cette modification doivent être adressées à :

Nom: Charlotte Drisdelle

N° de téléphone: (506) 851-6948 N° de télécopieur: (506) 851-6759

Courriel: charlotte.drisdelle@pwgsc-tpsgc.gc.ca

Annexe C - W0105-15F010/B – **Modification N° 001**

Petit-Déjeuner / Breakfast- Menu 1					
Art.	DESCRIPTION	Format requis	Quantité requise	Quantité estimée et le prix	
	Exigences obligatoires – Aucun substitut				
a	<p>Entrée: Muffin anglais au Jambon emballé sous vide</p> <p>- Muffin anglais de grosseur régulière (non géant);</p> <p>- Le jambon cuit 90g doit être en copeaux seulement (shaved);</p> <p>- jambon cuit doit contenir au maximum 10g de matières grasses, 6g de gras saturés ou moins et un maximum de 1000 mg ou moins de sodium selon une <u>portion de 110g</u>;</p> <p>- la Valeur nutritive du fabricant, pour le JAMBON SEULEMENT doit être fournie.</p>	Jambon 90g minimum	1	<p>Quantité estimée pour une période d'un an:</p> <p>500</p> <p>Prix pour cette boîte-repas:</p> <p>\$ /l'unité</p>	
b	Jus d'orange pur à 100 % fait de concentré - Tetra Pak Jus de pomme pur à 100 % fait de concentré –Tetra Pak	200ml minimum	1 + 1 2 totale		
c	Céréales - portions individuelles 1 bol ou 2 boîtes , assortis 1 Bol ou 2 Boîtes		1 ou 2		
d	Fromage cheddar, portion individuelle, Emballage Cryovac	21g minimum	1		
e	Orange fraîche		1		
f	Muffin au Bleuets - Doit être emballé individuellement;	Environ 1 x 90g ou 2 x 45g	1 ou 2		
g	Compote de pomme à saveur de fruits ou Salade de fruits dans son propre jus, jus de poire, jus de fruit concentré ou de l'eau seulement	environ 100-113 ml/g	1		
h	Moutarde, sachet individuel		2		
i	Mayonnaise seulement. Doit être Hellman's, Heinz ou Kraft seulement, aucun substitut. (aucune Miracle Whip)		2		
j	Sachet individuel de couverts jetables. Tous sachets doivent comprendre un couteau, une fourchette, cuillère, serviette de table, sel et poivre.		1		

Annexe C - W0105-15F010/B – **Modification N° 001**

Petit-Déjeuner / Breakfast- Menu 2				
Art.	DESCRIPTION	Format requis	Quantité requise	Quantité estimée et le prix
	Exigences obligatoires – Aucun substitut			
a	Entrée: Bagel et Fromage à la Crème emballé sous vide - Bagel doit être 100 % Blé entier, grains entiers ou multigrain. - Tartinade de Fromage à la crème léger (léger en matières grasses); - Doit être en emballage-portion 2 x 18g minimum Le Bagel doit être tranché et emballé individuellement <u>sans</u> le Fromage à la crème	Bagel format régulier environ 90g	1	<p>Quantité estimée pour une période d'un an:</p> <p>500</p> <p>Prix pour cette boîte-repas:</p> <p>\$ /l'unité</p>
		Tartinade de Fromage 36g minimum	2	
b	Jus d'orange pur à 100 % fait de concentré - Tetra Pak Jus de pomme pur à 100 % fait de concentré – Tetra Pak	200ml minimum	1 + 1 2 totale	
c	Céréales - portions individuelles 1 bol ou 2 boîtes , assortis 1 Bol ou 2 Boîtes		1 ou 2	
d	Fromage cheddar, portion individuelle, Emballage Cryovac	21g minimum	1	
e	Orange fraîche		1	
f	Muffin à Carottes - Doit être emballé individuellement;	Environ 1 x 90g ou 2 x 45g	1	
g	Compote de pomme à saveur de fruits ou Salade de fruits dans son propre jus, jus de poire, jus de fruit concentré ou de l'eau seulement	environ 100-113 ml/g	1	
h	Sachet individuel de couverts jetables. Tous sachets doivent comprendre un couteau, une fourchette, cuillère, serviette de table, sel et poivre.		1	

Annexe C - W0105-15F010/B – **Modification N° 001**

Petit-Déjeuner / Breakfast- Menu 3				
Art.	DESCRIPTION	Format requis	Quantité requise	Quantité estimée et le prix
	Exigences obligatoires – Aucun substitut			
a	<p>Entrée: 'Muffin' à déjeuner au bacon et œuf emballé sous vide :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doit être un Muffin anglais d'une grosseur régulière (non géant); - Un Oeuf cuit; - Bacon de dos seulement minimum 18g - 20g; - Une tranche de fromage fondu Cheddar - Ribbon de première qualité (1 tranche non et des morceaux coupés) 13g minimum; (la tartinade au fromage est pas acceptable) 	<p>Bacon de dos 18g-20g minimum</p> <p>Fromage 13g minimum</p>	1	<p>Quantité estimée pour une période d'un an:</p> <p>500</p> <p>Prix pour cette boîte-repas:</p> <p>\$ /l'unité</p>
b	Jus d'orange pur à 100 % fait de concentré - Tetra Pak Jus de pomme pur à 100 % fait de concentré – Tetra Pak	200ml minimum	1 + 1 2 totale	
c	Céréales - portions individuelles 1 bol ou 2 boîtes , assortis 1 Bol ou 2 Boîtes		1 ou 2	
d	Fromage cheddar, portion individuelle, Emballage Cryovac	21g minimum	1	
e	Orange fraîche		1	
f	Muffin à l'Avoine (tout genre) ou un Muffin à l'orange/streusel - Doit être emballé individuellement;	Environ 1 x 90g ou 2 x 45g	1 ou 2	
g	Compote de pomme à saveur de fruits ou Salade de fruits dans son propre jus, jus de poire, jus de fruit concentré ou de l'eau seulement	environ 100-113 ml/g	1	
h	Ketchup, HEINZ aucun substitut		2	
i	Mayonnaise seulement. Doit être Hellman's, Heinz ou Kraft seulement, aucun substitut. (aucune Miracle Whip)		2	
j	Sachet individuel de couverts jetables. Tous sachets doivent comprendre un couteau, une fourchette, cuillère, serviette de table, sel et poivre.		1	

Annexe C - W0105-15F010/B – **Modification N° 001**

<u>Petit-Déjeuner / Breakfast- Menu 4</u>				
Art.	DESCRIPTION	Format requis	Quantité requise	Quantité estimée et le prix
	Exigences obligatoires – Aucun substitut			
A	Entrée: Œufs à la Coque emballés sous vide :		2	<p>Quantité estimée pour une période d'un an:</p> <p>100</p> <p>Prix pour cette boîte-repas:</p> <p>\$ /l'unité</p>
	- Doit y avoir deux (2) œufs à la coque (sans coquille) de catégorie A Canada;		1	
	- Doit y avoir un (1) petit pain blanc de farine enrichie (le petit pain doit être emballé individuellement)			
b	Jus d'orange pur à 100 % fait de concentré - Tetra Pak Jus de pomme pur à 100 % fait de concentré – Tetra Pak	200ml minimum	1 + 1 2 totale	
c	Céréales - portions individuelles 1 bol ou 2 boîtes , assortis 1 Bol ou 2 Boîtes		1 ou 2	
d	Fromage cheddar, portion individuelle, Emballage Cryovac	21g minimum	1	
e	Orange fraîche		1	
f	Muffin tout genre à l'exception d'un muffin au son ou un muffin à haute teneur en fibres alimentaires - Doit être emballé individuellement;	Environ 1 x 90g ou 2 x 45g	1 ou 2	
g	Compote de pomme à saveur de fruits ou Salade de fruits dans son propre jus, jus de poire, jus de fruit concentré ou de l'eau seulement	Environ 100-113 ml/g	1	
h	Margarine Becel. Aucun substitut	Portion individuelle	2	
i	Mayonnaise seulement. Doit être Hellman's, Heinz ou Kraft seulement, aucun substitut. (aucune Miracle Whip)		2	
j	Sachet individuel de couverts jetables. Tous sachets doivent comprendre un couteau, une fourchette, cuillère, serviette de table, sel et poivre.		1	

Annexe C - W0105-15F010/B – **Modification N° 001**

<u>Dîner / Lunch – Menu 1</u>				
Art.	DESCRIPTION	Format requis	Quantité requise	Quantité estimée et le prix
	Exigences obligatoires – Aucun substitut			
a	<p>Entrée: Sous-marin au Jambon cuit emballé sous vide :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pain Sous-marin Blanc enrichi de 9 po en longueur; - Le jambon cuit 150g doit être en copeaux seulement (shaved); - Fromage fondu à Sous-marins blanc en tranche prédécoupé 28g minimum; - Minimum de 150g de Jambon cuit contenant au maximum 10g de matières grasses, 6g de gras saturés ou moins et un maximum de 1000 mg ou moins de sodium selon une <u>portion de 110g</u>; - la Valeur nutritive du fabricant, pour le JAMBON SEULEMENT doit être fournie. 	<p>Jambon 150g minimum</p> <p>Fromage 28g minimum</p>	1	<p>Quantité estimée pour une période d'un an:</p> <p>13 325</p> <p>Prix pour cette boîte-repas:</p> <p>\$ /l'unité</p>
b	Jus de fruits seulement, pur à 100 % fait de concentré - Tetra Pak - assortis	200ml minimum	1 + 1 2 totale	
c	Salade de choux - crèmeuse	70g minimum	1	
d	Chris Brothers Pep & Cheeze Nibbler pak (pepperoni et fromage)	46g	1	
e	Pomme fraîche : Gala, Granny Smith ou Red Delicious aucun substitut		1	
f	Mandarines en coupe, emballé dans son propre jus	Environ 100 ml/g	1	
g	Biscuits Oreo de Christie	2's	1 sachet	
h	Moutarde, sachet individuel		2	
i	Mayonnaise seulement. Doit être Hellman's, Heinz ou Kraft seulement, aucun substitut. (aucune Miracle Whip)		2	
j	Sachet individuel de couverts jetables. Tous sachets doivent comprendre un couteau, une fourchette, cuillère, serviette de table, sel et poivre.		1	

Annexe C - W0105-15F010/B – **Modification N° 001**

<u>Dîner / Lunch – Menu 2</u>				
Art.	DESCRIPTION	Format requis	Quantité requise	Quantité estimée et le prix
	Exigences obligatoires – Aucun substitut			
a	Entrée : Salade au Poulet sur pain Kaiser emballé sous vide : - Gros Kaiser blanc enrichi; - Salade au Poulet en garniture 130g minimum;	Garniture 130g minimum	1	<p>Quantité estimée pour une période d'un an:</p> <p>13 325</p> <p>Prix pour cette boîte-repas:</p> <p>\$ //l'unité</p>
b	Jus de fruits seulement, pur à 100 % fait de concentré - Tetra Pak - assortis	200ml minimum	1 + 1 2 totale	
c	Salade de pommes de terre	70g minimum	1	
d	Fromage cheddar, portion individuelle, Emballage Cryovac	21g minimum	1	
e	Orange fraîche		1	
f	Compote de pommes	Environ 100-113mg/g	1	
g	S'mores, barre tendre chewy de Quaker ou d'une marque équivalente		1	
h	Moutarde, sachet individuel		2	
i	Mayonnaise seulement. Doit être Hellman's, Heinz ou Kraft seulement, aucun substitut. (aucune Miracle Whip)		2	
j	Sachet individuel de couverts jetables. Tous sachets doivent comprendre un couteau, une fourchette, cuillère, serviette de table, sel et poivre.		1	

Annexe C - W0105-15F010/B – **Modification N° 001**

<u>Dîner / Lunch – Menu 3</u>				
Art.	DESCRIPTION	Format requis	Quantité requise	Quantité estimée et le prix
	Exigences obligatoires – Aucun substitut			
a	<p>Entrée: Bagel au poulet Cajun ou poulet grillé façon Fajita emballé sous vide :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bagel blanc ou multigrain; - Poulet 120g doit être en copeaux seulement (shaved); - Deux (2) tranches de fromage fondu Cheddar - Ribbon de première qualité 26g minimum; - Poulet Cajun ou poulet grillé façon Fajita doit contenir au maximum 10g de matières grasses, 6g de gras saturés ou moins et un maximum de 1000mg ou moins de sodium selon une <u>portion de 100g</u>; - la Valeur nutritive du fabricant, pour le POULET SEULEMENT doit être fournie 	<p>Bagel environ 90gr</p> <p>Poulet 120g minimum</p> <p>Fromage 26g minimum</p>	1	<p>Quantité estimée pour une période d'un an:</p> <p>13 325</p> <p>Prix pour cette boîte-repas:</p> <p>\$ /l'unité</p>
b	Jus de fruits seulement, pur à 100 % fait de concentré - Tetra Pak - assortis	200ml minimum	1 + 1 2 totale	
c	Salade de chou - vinaigrette	70g minimum	1	
d	SunRype Fruit to Go, 100% collation aux fruits, saveurs assorties	14g minimum	1	
e	Ritz Cracker'n Cheez Handi-Snacks de Kraft	29g	1	
f	Pomme fraîche : Gala, Granny Smith ou Red Delicious aucun substitut		1	
g	Pudding Chocolat	Environ 99g	1	
h	Moutarde, sachet individuel		2	
i	Mayonnaise seulement. Doit être Hellman's, Heinz ou Kraft seulement, aucun substitut. (aucune Miracle Whip)		2	
j	Sachet individuel de couverts jetables. Tous sachets doivent comprendre un couteau, une fourchette, cuillère, serviette de table, sel et poivre.		1	

Annexe C - W0105-15F010/B – **Modification N° 001**

<u>Dîner / Lunch – Menu 4</u>				
Art.	DESCRIPTION	Format requis	Quantité requise	Quantité estimée et le prix
	Exigences obligatoires – Aucun substitut			
a	<p>Entrée: Sous-marin au Rôti de Bœuf et Fromage emballé sous vide :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pain sous-marin 100% Blé entier, 9 po en longueur; - Rôti de bœuf cuit 150g doit être en copeaux seulement (shaved); - Tranches de fromage fondu Cheddar - Ribbon de première qualité, coupe de longueur sous-marin, 28g minimum; - Rôti de bœuf cuit doit contenir au maximum 10 g de matières grasses, 6g ou moins de gras saturés et un maximum de 1300 mg de sodium ou moins selon une <u>portion de 100 g</u>; - La Valeur nutritive du fabricant, pour le Rôti de bœuf SEULEMENT doit être fournie. 	<p>Rôti de bœuf 150g minimum</p> <p>Fromage 28g minimum</p>	1	<p>Quantité estimée pour une période d'un an:</p> <p>13 325</p> <p>Prix pour cette boîte-repas:</p> <p>\$ /l'unité</p>
b	Jus de fruits seulement, pur à 100 % fait de concentré - Tetra Pak - assortis	200ml minimum	1 + 1 2 totale	
c	Salade de macaroni/pâtes alimentaires	70g minimum	1	
d	Chris Brothers Pep & Cheeze Nibbler pak (pepperoni et fromage)	46g	1	
e	Orange fraîche		1	
f	Salade de fruits en coupe, dans son propre jus, jus de poire, jus de fruit concentré ou de l'eau seulement.	Environ 100 ml/g	1	
g	Biscuits Fudgee-O de Christie	2's	1 sachet	
h	Moutarde, sachet individuel		2	
i	Mayonnaise seulement. Doit être Hellman's, Heinz ou Kraft seulement, aucun substitut. (aucune Miracle Whip)		2	
j	Sachet individuel de couverts jetables. Tous sachets doivent comprendre un couteau, une fourchette, cuillère, serviette de table, sel et poivre.		1	

Annexe C - W0105-15F010/B – **Modification N° 001**

<u>Dîner / Lunch – Menu 5</u>				
Art.	DESCRIPTION	Format requis	Quantité requise	Quantité estimée et le prix
	Exigences obligatoires – Aucun substitut			
a	<p>Entrée: Sandwich roulé avec Donair et Fromage:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tortilla blanche originale d'un minimum de 10 à 12 po ; - Viande Donair 150g tranchée; - Fromage Mozzarella naturel râpé 30g; - Viande Donair cuite doit contenir au maximum 21g de matières grasses, 10g ou moins de gras saturés et un maximum de 1100 mg ou moins de sodium selon une <u>portion de 110g</u>; - la Valeur nutritive du fabricant, pour la viande Donair SEULEMENT doit être fournie. 	<p>viande Donair 150g minimum</p> <p>Fromage 30g minimum</p>	1	<p>Quantité estimée pour une période d'un an:</p> <p>13 325</p> <p>Prix pour cette boîte-repas:</p> <p>\$ /l'unité</p>
b	Sauce Donair	<p>112g minimum</p> <p>1 x 112g ou 2 x 56g</p>	1 ou 2	
c	Jus de fruits seulement, pur à 100 % fait de concentré - Tetra Pak - assortis	200ml minimum	1 + 1 2 totale	
d	Salade de chou - crémeuse	70g minimum	1	
e	Fromage cheddar, portion individuelle, Emballage Cryovac	21g minimum	1	
f	Pomme fraîche : Gala, Granny Smith ou Red Delicious aucun substitut		1	
g	Mandarines en coupe, emballé dans son propre jus	Environ 100 ml/g	1	
h	Pudding, butterscotch, caramel écossais, caramel, chocolat/butterscotch, chocolat/caramel écossais, chocolat/caramel	Environ 99g	1	
i	Sachet individuel de couverts jetables. Tous sachets doivent comprendre un couteau, une fourchette, cuillère, serviette de table, sel et poivre.		1	

Annexe C - W0105-15F010/B – **Modification N° 001**

<u>Dîner / Lunch – Menu 6</u>				
Art.	DESCRIPTION	Format requis	Quantité requise	Quantité estimée et le prix
	Exigences obligatoires – Aucun substitut			
a	<p>Entrée: Salade aux Oeufs sur pain Kaiser emballé sous vide :</p> <p>-Pain Kaiser blanc enrichi de gros format;</p> <p>- Salade aux Oeufs en garniture 130g minimum;</p> <p>- La garniture pour les sandwiches à Salade d'Œufs DOIT être faite avec des oeufs frais SEULEMENT.</p>	Garniture 130 g minimum	1	<p>Quantité estimée pour une période d'un an:</p> <p>13 325</p> <p>Prix pour cette boîte-repas:</p> <p>\$</p> <p>l'unité</p>
b	Jus de fruits seulement, pur à 100 % fait de concentré - Tetra Pak - assortis	200ml minimum	1 + 1 2 totale	
c	Salade de chou - vinaigrette	70g minimum	1	
d	Chris Brothers Pep & Cheeze Nibbler pak (pepperoni et fromage)	46g	1	
e	Orange fraîche		1	
f	Compote de pomme	Environ 100-113 ml/g	1	
g	Pépites de chocolat, barre tendre chewy de Quaker ou d'une marque équivalente		1	
h	Sachet individuel de couverts jetables. Tous sachets doivent comprendre un couteau, une fourchette, cuillère, serviette de table, sel et poivre.		1	

Annexe C - W0105-15F010/B – **Modification N° 001**

<u>Dîner / Lunch – Menu 7</u>				
Art.	DESCRIPTION	Format requis	Quantité requise	Quantité estimée et le prix
	Exigences obligatoires – Aucun substitut			
a	<p>Entrée: Sous-marin Pizza emballé sous vide :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pain sous-marin blanc enrichi, 9 po en longueur; - Salami tranché 100g minimum; -Pepperoni tranché 50g minimum; - Sauce à Pizza minimum et environ 30g distribué également sur la longueur et entre la viande; - Fromage fondu à Sous-marins blanc en tranche 28g minimum -Le salami et le pepperoni doivent contenir au maximum 23 g de matières grasses, 10g de gras saturés ou moins et un maximum de 1400 mg ou moins de sodium selon une <u>portion de 100g</u>; - la Valeur nutritive du fabricant, pour le Salami et le Pepperoni SEULEMENT doit être fournie. 	<p>Salami 100g Pepperoni 50g Minimum</p> <p>Fromage 28g minimum</p>	1	<p>Quantité estimée pour une période d'un an:</p> <p>13 325</p> <p>Prix pour cette boîte-repas:</p> <p>\$ /l'unité</p>
b	Sauce à Pizza ou Sauce Marinara	1 x 44 ml minimum	1	
b	Jus de fruits seulement, pur à 100 % fait de concentré - Tetra Pak - assortis	200ml minimum	1 + 1 2 totale	
c	Salade de pommes de terre	70g minimum	1	
d	Ritz Crackers'n Cheez Handi-Snacks de Kraft	29g	1	
e	Pomme fraîche : Gala, Granny Smith ou Red Delicious aucun substitut		1	
f	SunRype Fruit to Go, 100% collation aux fruits, saveurs assorties	14g minimum	1	
g	Biscuits à l'Avoine Dad's de Christie sachet de 2's ou 1 biscuit de genre fait maison minimum 37.5g	2's ou 1 Minimum 37.5g	1 sachet ou 1 biscuit	
h	Sachet individuel de couverts jetables. Tous sachets doivent comprendre un couteau, une fourchette, cuillère, serviette de table, sel et poivre.		1	

Annexe C - W0105-15F010/B – **Modification N° 001**

<u>Dîner / Lunch – Menu 8</u>				
Art.	DESCRIPTION	Format requis	Quantité requise	Quantité estimée et le prix
	Exigences obligatoires – Aucun substitut			
a	<p>Entrée: Bagel avec Bologne et Fromage emballé sous vide :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bagel, tout genre, environ 90g; - Bologne tranché 120g; - Deux (2) tranches de fromage fondu Cheddar - Ribbon de première qualité 26g minimum; - Bologne doit contenir au maximum 24g de matières grasses, 9g de gras saturés ou moins et un maximum de 1300 mg ou moins de sodium selon une <u>portion de 110 g</u>; - la Valeur nutritive du fabricant, pour le Bologne SEULEMENT doit être fournie. 	<p>Bagel environ 90g</p> <p>Bologne 120g minimum</p> <p>Fromage 26g minimum</p>	1	<p>Quantité estimée pour une période d'un an:</p> <p>13 325</p> <p>Prix pour cette boîte-repas:</p> <p>\$ /l'unité</p>
b	Jus de fruits seulement, pur à 100 % fait de concentré - Tetra Pak - assortis	200ml minimum	1 + 1 2 totale	
c	Salade de chou - cèmeuse	70g minimum	1	
d	Ritz Crackers'n Cheez Handi-Snacks de Kraft	29g	1	
e	Salade de fruits en coupe dans son propre jus, jus de poire, jus de fruit concentré ou de l'eau seulement.	Environ 100ml/g	1	
f	Orange fraîche		1	
g	Pudding – Meringue au citron	Environ 99g	1	
h	Moutarde, sachet individuel		2	
i	Mayonnaise seulement. Doit être Hellman's, Heinz ou Kraft seulement, aucun substitut. (aucune Miracle Whip)		2	
j	Sachet individuel de couverts jetables. Tous sachets doivent comprendre un couteau, une fourchette, cuillère, serviette de table, sel et poivre.		1	

Annexe C - W0105-15F010/B – **Modification N° 001**

<u>Dîner / Lunch – Menu 9</u>				
Art.	DESCRIPTION	Format requis	Quantité requise	Quantité estimée et le prix
	Exigences obligatoires – Aucun substitut			
a	<p>Entrée: Sous-marin à la Dinde emballé sous vide :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pain à sous-marin Blanc enrichi, 9 po en longueur; - Dinde 150g doit être en copeaux seulement (shaved); - Tranches de fromage fondu Cheddar - Ribbon de première qualité, coupe de longueur sous-marin, 28g minimum; - Dinde cuite doit contenir au maximum 10 g de matières grasses, 6g ou moins de gras saturés et un maximum de 1000 mg de sodium ou moins selon une <u>portion de 100 g</u>; - La Valeur nutritive du fabricant, pour la DINDE SEULEMENT doit être fournie. 	<p>Dinde 150g minimum</p> <p>Fromage 28g minimum</p>	1	<p>Quantité estimée pour une période d'un an:</p> <p>13 325</p> <p>Prix pour cette boîte-repas:</p> <p>\$ //l'unité</p>
b	Jus de fruits seulement, pur à 100 % fait de concentré - Tetra Pak - assortis	200ml minimum	1 + 1 2 totale	
c	Salade de macaroni / pâtes alimentaires	70g minimum	1	
d	Fromage cheddar, portion individuelle, Emballage Cryovac	21g minimum	1	
e	Pomme fraîche : Gala, Granny Smith ou Red Delicious aucun substitut		1	
f	Mandarines en coupe, emballé dans son propre jus	Environ 100 ml/g	1	
g	Pudding Chocolat	Environ 99g	1	
h	Moutarde, sachet individuel		2	
i	Mayonnaise seulement. Doit être Hellman's, Heinz ou Kraft seulement, aucun substitut. (aucune Miracle Whip)		2	
j	Sachet individuel de couverts jetables. Tous sachets doivent comprendre un couteau, une fourchette, cuillère, serviette de table, sel et poivre.		1	

Annexe C - W0105-15F010/B – **Modification N° 001**

Souper / Supper - Menu 1				
Art.	DESCRIPTION	Format requis	Quantité requise	Quantité estimée et le prix
	Exigences obligatoires – Aucun substitut			
a	<p>Entrée: Mini Sous-marin au Jambon cuit emballé sous vide :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pain à sous-marin Blanc enrichi, 6 po en longueur; - Le jambon cuit 75g doit être en copeaux seulement (shaved); - Fromage fondu à Sous-marins blanc en tranche 14g minimum - Jambon cuit doit contenir au maximum 10g de matières grasses, 6g de gras saturés ou moins et un maximum de 1000 mg ou moins de sodium selon une <u>portion de 100g</u>; - la Valeur nutritive du fabricant, pour le JAMBON SEULEMENT doit être fournie. 	<p>Jambon cuit 75g minimum</p> <p>Fromage 14g minimum</p>	1	<p>Quantité estimée pour une période d'un an:</p> <p>6 255</p> <p>Prix pour cette boîte-repas:</p> <p>\$ l'unité</p>
b	<p>Entrée : Sandwich de Salade au Poulet emballé sous vide :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pain à 100% Blé entier; - Salade au Poulet en garniture 95g minimum; 	Garniture de Poulet 95g minimum	1	
c	Jus de fruits seulement, pur à 100 % fait de concentré - Tetra Pak - assortis	200ml minimum	1 + 1 2 totale	
d	Salade de chou – crèmeuse	70g minimum	1	
e	Chris Brothers Pep & Cheeze Nibbler pak (pepperoni et fromage)	46g	1	
f	Pomme fraîche : Gala, Granny Smith ou Red Delicious aucun substitut		1	
g	Mandarines en coupe, emballé dans son propre jus	Environ 100 ml/g	1	
h	Biscuits Pépites de Chocolat de Peak Freans sachet de 2's ; ou 1 biscuit de genre fait maison minimum 24g	2's ou 1 Minimum 24g	1 sachet ou 1 biscuit	
i	Moutarde, sachet individuel		2	
j	Mayonnaise seulement. Doit être Hellman's, Heinz ou Kraft seulement, aucun substitut. (aucune Miracle Whip)		2	
k	Sachet individuel de couverts jetables. Tous sachets doivent comprendre un couteau, une fourchette, cuillère, serviette de table, sel et poivre.		1	

Annexe C - W0105-15F010/B – **Modification N° 001**

<u>Souper / Supper - Menu 2</u>				
Art.	DESCRIPTION	Format requis	Quantité requise	Quantité estimée et le prix
	Exigences obligatoires – Aucun substitut			
a	<p>Entrée: Mini Sous-marin à la Dinde emballé sous vide :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pain à sous-marin 100% Blé entier, 6 po en longueur; - Dinde cuite 75g doit être en copeaux seulement (shaved); - Tranches de fromage fondu Cheddar - Ribbon de première qualité, coupe de longueur sous-marin, 14g minimum; - Dinde cuite doit contenir au maximum 10 g de matières grasses, 6g ou moins de gras saturés et un maximum de 1100 mg de sodium ou moins selon une <u>portion de 100 g</u>; - La Valeur nutritive du fabricant, pour la DINDE SEULEMENT doit être fournie. 	<p>Dinde 75g minimum</p> <p>Fromage 14g minimum</p>	1	<p>Quantité estimée pour une période d'un an: 6 255</p> <p>Prix pour cette boîte-repas:</p> <p>\$ /l'unité</p>
b	<p>Entrée: Sandwich de Salade au Thon emballé sous vide :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pain blanc enrichi; - Garniture de Thon 95g minimum; 	Garniture 95g minimum	1	
c	Jus de fruits seulement, pur à 100 % fait de concentré - Tetra Pak - assortis	200ml minimum	1 + 1 2 totale	
d	Salade de pommes de terre	70g minimum	1	
e	Compote de pomme	Environ 100 ml/g	1	
f	Fromage cheddar, portion individuelle, Emballage Cryovac	21g minimum	1	
g	Orange fraîche		1	
h	S'mores, barre tendre chewy de Quaker ou d'une marque équivalente		1	
i	Moutarde, sachet individuel		2	
j	Mayonnaise seulement. Doit être Hellman's, Heinz ou Kraft seulement, aucun substitut. (aucune Miracle Whip)		2	
k	Sachet individuel de couverts jetables. Tous sachets doivent comprendre un couteau, une fourchette, cuillère, serviette de table, sel et poivre.		1	

Annexe C - W0105-15F010/B – **Modification N° 001**

<u>Souper / Supper - Menu 3</u>				
Art.	DESCRIPTION	Format requis	Quantité requise	Quantité estimée et le prix
	Exigences obligatoires – Aucun substitut			
a	<p>Entrée: Sandwich au Rôti de Bœuf emballé sous vide</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pain 100% Multigrain; - Rôti de Boeuf 75g doit être en copeaux seulement (shaved); - Rôti de Bœuf doit contenir au maximum 10g de matières grasses, 6g de gras saturés ou moins et un maximum de 1300 mg ou moins de sodium selon une <u>portion de 100g</u>; - La Valeur nutritive, pour le RÔTI de BOEUF SEULEMENT doit être fournie. 	Rôti de Boeuf 75g minimum	1	<p>Quantité estimée pour une période d'un an:</p> <p>6 255</p> <p>Prix pour cette boîte-repas:</p> <p>\$ /l'unité</p>
b	<p>Entrée: Sandwich de Salade aux Oeufs emballé sous vide :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pain blanc enrichi; - Salade aux œufs en garniture 95g minimum; - La garniture pour les sandwiches à Salade d'Œufs DOIT être faite avec des Oeufs frais SEULEMENT. 	Garniture 95g minimum	1	
c	Jus de fruits seulement, pur à 100 % fait de concentré - Tetra Pak - assortis	200ml minimum	1 + 1 2 totale	
d	Salade de chou – vinaigrette	70g minimum	1	
e	Ritz Crackers'n Cheez Handi-Snacks de Kraft	29g	1	
f	SunRype Fruit to Go, 100% collation aux fruits, saveurs assorties	14g minimum	1	
g	Pomme fraîche : Gala, Granny Smith ou Red Delicious aucun substitut		1	
h	Pudding Chocolat	environ 99g	1	
i	Moutarde, sachet individuel		2	
j	Mayonnaise seulement. Doit être Hellman's, Heinz ou Kraft seulement, aucun substitut. (aucune Miracle Whip)		2	
k	Sachet individuel de couverts jetables. Tous sachets doivent comprendre un couteau, une fourchette, cuillère, serviette de table, sel et poivre.			

Annexe C - W0105-15F010/B – **Modification N° 001**

	<u>Souper / Supper - Menu 4</u>			
Art.	DESCRIPTION	Format requis	Quantité requise	Quantité estimée et le prix
	Exigences obligatoires – Aucun substitut			
a	Entrée: Sandwich de Salade de Saumon emballé sous vide - Pain 100% Blé entier ou Multigrain; - Salade de Saumon en garniture 95g minimum;	Salade de saumon 95g minimum	1	<p>Quantité estimée pour une période d'un an:</p> <p>6 255</p> <p>Prix pour cette boîte-repas:</p> <p>\$ /l'unité</p>
b	Entrée: Mini Sous-marin à la Dinde emballé sous vide : - Pain à sous-marin Blanc enrichi, 6 po en longueur; - Dinde 75g doit être en copeaux seulement (shaved); - Tranches de fromage fondu Cheddar - Ribbon de première qualité, coupe de longueur sous-marin, 14g minimum; - Dinde cuite doit contenir au maximum 10 g de matières grasses, 6g ou moins de gras saturés et un maximum de 1100 mg de sodium ou moins selon une <u>portion de 100g</u> ; - La Valeur nutritive du fabricant, pour la DINDE SEULEMENT doit être fournie.	Dinde 75g minimum Fromage 14g minimum	1	
c	Jus de fruits seulement, pur à 100 % fait de concentré - Tetra Pak - assortis	200ml minimum	1 + 1 2 totale	
d	Salade de macaroni/pâtes alimentaires	70g minimum	1	
e	Chris Brothers Pep & Cheeze Nibbler pak (pepperoni et fromage)	46g	1	
f	Salade de fruits en coupe dans son propre jus, jus de poire, jus de fruit concentré ou de l'eau seulement.	Environ 100 ml/g	1	
g	Orange fraîche		1	
h	Biscuits Fudgee-O de Christie	2's	1 sachet	
i	Moutarde, sachet individuel		2	
j	Mayonnaise seulement. Doit être Hellman's, Heinz ou Kraft seulement, aucun substitut. (aucune Miracle Whip)		2	
k	Sachet individuel de couverts jetables. Tous sachets doivent comprendre un couteau, une fourchette, cuillère, serviette de table, sel et poivre.		1	

Annexe C - W0105-15F010/B – **Modification N° 001**

Souper / Supper - Menu 5				
Art.	DESCRIPTION	Format requis	Quantité requise	Quantité estimée et le prix
	Exigences obligatoires – Aucun substitut			
a	<p>Entrée: Salade aux Œufs sur Kaiser emballé sous vide :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gros Kaiser blanc enrichi; - Salade aux œufs en garniture 95g minimum; - La garniture pour les sandwiches à Salade d'Œufs DOIT être faite avec des Oeufs frais SEULEMENT. 	Garniture 95g minimum	1	<p>Quantité estimée pour une période d'un an:</p> <p>6 255</p>
b	<p>Entrée: Sandwich au poulet Cajun ou poulet grillé façon Fajita emballé sous vide :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pain 100% Multigrain; - Poulet 75g doit être en copeaux seulement (shaved); - Poulet Cajun ou poulet grillé façon Fajita doit contenir au maximum 10g de matières grasses, 6g de gras saturés ou moins et un maximum de 1000 mg ou moins de sodium selon une <u>portion de 100g</u>; - la Valeur nutritive du fabricant, pour le POULET SEULEMENT doit être fournie. 	Poulet 75g minimum	1	<p>Prix pour cette boîte-repas:</p> <p>\$ /l'unité</p>
c	Jus de fruits seulement, pur à 100 % fait de concentré - Tetra Pak - assortis	200ml minimum	1 + 1 2 totale	
d	Salade de chou – crèmeuse	70g minimum	1	
e	Fromage cheddar, portion individuelle, Emballage Cryovac	21g minimum	1	
f	Mandarines en coupe, emballé dans son propre jus	environ 100ml/g	1	
g	Pomme fraîche : Gala, Granny Smith ou Red Delicious aucun substitut		1	
h	Biscuits Crèmes de Fruits de Peek Freans	2's	1 sachet	
i	Moutarde, sachet individuel		2	
j	Mayonnaise seulement. Doit être Hellman's, Heinz ou Kraft seulement, aucun substitut. (aucune Miracle Whip)		2	
k	Sachet individuel de couverts jetables. Tous sachets doivent comprendre un couteau, une fourchette, cuillère, serviette de table, sel et poivre.		1	

Annexe C - W0105-15F010/B – **Modification N° 001**

<u>Souper / Supper - Menu 6</u>				
Art.	DESCRIPTION	Format requis	Quantité requise	Quantité estimée et le prix
	Exigences obligatoires – Aucun substitut			
a	<p>Entrée: Sandwich Club à la Dinde:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pain 100% Multigrain; - Dinde cuite 75g doit être en copeaux seulement (shaved); - Bacon de dos seulement et entièrement cuit, 18-20g minimum; - Deux (2) tranches de fromage fondu Cheddar – Ribbon de première qualité 26g minimum; - Dinde cuite doit contenir au maximum 10g de matières grasses, 6g de gras saturés ou moins et un maximum de 1100 mg ou moins de sodium selon une <u>portion de 100g</u>; - la Valeur nutritive du fabricant, pour la DINDE SEULEMENT doit être fournie. 	<p>Dinde 75g minimum</p> <p>Bacon de dos 18g minimum</p> <p>Fromage 26g minimum</p>	1	<p>Quantité estimée pour une période d'un an:</p> <p>6 255</p> <p>Prix pour cette boîte-repas:</p> <p>\$ /l'unité</p>
b	<p>Entrée: Salade d'Imitation de Crabe sur Kaiser emballé sous vide</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gros Kaiser blanc enrichi; - Garniture de Salade d'Imitation de Crabe 95g minimum; 	Garniture 95g minimum	1	
c	Jus de fruits seulement, pur à 100 % fait de concentré - Tetra Pak - assortis	200ml minimum	1 + 1 2 totale	
d	Salade de chou - vinaigrette	70g minimum	1	
e	Chris Brothers Pep & Cheeze Nibbler pak (pepperoni et fromage)	46g	1	
f	Compote de pomme	Environ 100ml/g	1	
g	Orange fraîche		1	
h	Barre tendre chewy Pépites de chocolat de Quaker ou d'une marque équivalente		1	
i	Moutarde, sachet individuel		2	
j	Mayonnaise seulement. Doit être Hellman's, Heinz ou Kraft seulement, aucun substitut. (aucune Miracle Whip)		2	
k	Sachet individuel de couverts jetables. Tous sachets doivent comprendre un couteau, une fourchette, cuillère, serviette de table, sel et poivre.		1	

Annexe C - W0105-15F010/B – **Modification N° 001**

<u>Souper / Supper - Menu 7</u>				
Art.	DESCRIPTION	Format requis	Quantité requise	Quantité estimée et le prix
	Exigences obligatoires – Aucun substitut			
a	<p>Entrée: Sandwich au Rôti de Bœuf emballé sous vide</p> <p>- Pain Blanc enrichi;</p> <p>- Rôti de Boeuf 75g doit être en copeaux seulement (shaved);</p> <p>- Rôti de Bœuf doit contenir au maximum 10g de matières grasses, 6g de gras saturés ou moins et un maximum de 1300 mg ou moins de sodium selon une <u>portion de 100g</u>;</p> <p>- La Valeur nutritive, pour le RÔTI de BOEUF SEULEMENT doit être fournie.</p>	Rôti de Boeuf 75g minimum	1	<p>Quantité estimée pour une période d'un an:</p> <p>6 255</p> <p>Prix pour cette boîte-repas:</p> <p>\$ /l'unité</p>
b	<p>Entrée: Sandwich de Salade de Poulet emballé sous vide</p> <p>- Pain 100 % Multigrain;</p> <p>- Salade de Poulet en garniture 95g minimum;</p>	Garniture 95g minimum	1	
c	Jus de fruits seulement, pur à 100 % fait de concentré - Tetra Pak - assortis	200ml minimum	1 + 1 2 totale	
d	Salade de pommes de terre	70g minimum	1	
e	Ritz Crackers'n Cheez handi-Snacks de Kraft	29g	1	
f	SunRype Fruit to Go, 100% collation aux fruits, saveurs assorties	14g minimum	1	
g	Pomme fraîche : Gala, Granny Smith ou Red Delicious aucun substitut		1	
h	Biscuits à l'Avoine Dad's de Christie sachet de 2's ou 1 biscuit de genre fait maison minimum 37.5g	2's ou 1 minimum 37.5g	1 sachet ou 1 biscuit	
i	Moutarde, sachet individuel de moutarde		2	
j	Mayonnaise seulement. Doit être Hellman's, Heinz ou Kraft seulement, aucun substitut. (aucune Miracle Whip)		2	
k	Sachet individuel de couverts jetables. Tous sachets doivent comprendre un couteau, une fourchette, cuillère, serviette de table, sel et poivre.		1	

Annexe C - W0105-15F010/B – **Modification N° 001**

<u>Souper / Supper - Menu 8</u>				
Art.	DESCRIPTION	Format requis	Quantité requise	Quantité estimée et le prix
	Exigences obligatoires – Aucun substitut			
a	Entrée: Sandwich de Salade de Poulet emballé sous vide - Pain blanc enrichi; - Salade de Poulet en garniture 95g minimum;	Garniture 95g minimum	1	<p>Quantité estimée pour une période d'un an:</p> <p>6 255</p> <p>Prix pour cette boîte-repas:</p> <p>\$ /l'unité</p>
b	Entrée: Sandwich au Pastrami emballé sous vide : - Pain de Blé entier à 100 %; - Pastrami 75g doit être en copeaux seulement (shaved); - Pastrami cuit doit contenir un maximum de 10g de matières grasses, 6g de gras saturés ou moins et un maximum de 1300 mg ou moins de sodium selon une <u>portion de 100g</u> ; - La Valeur nutritive du fabricant, pour le PASTRAMI SEULEMENT doit être fournie.	Pastrami 75g minimum	1	
c	Jus de fruits seulement, pur à 100 % fait de concentré - Tetra Pak - assortis	200ml minimum	1 + 1 2 totale	
d	Salade de chou – crémeuse	70g minimum	1	
e	Chris Brothers Pep & Cheeze Nibbler pak (pepperoni et fromage)	46g	1	
f	Salade de fruits en coupe dans son propre jus, jus de poire, jus de fruit concentré ou de l'eau seulement.	Environ 100 ml/g	1	
g	Orange fraîche		1	
h	Pudding – Meringue au Citron	Environ 99g	1	
i	Moutarde, sachet individuel		2	
j	Mayonnaise seulement. Doit être Hellman's, Heinz ou Kraft seulement, aucun substitut. (aucune Miracle Whip)		2	
k	Sachet individuel de couverts jetables. Tous sachets doivent comprendre un couteau, une fourchette, cuillère, serviette de table, sel et poivre.		1	

Annexe C - W0105-15F010/B – **Modification N° 001**

<u>HALAL – Menu 9</u>				
Art.	DESCRIPTION	Format requis	Quantité requise	Quantité estimée et le prix
	Exigences obligatoires – Aucun substitut			
a	Entrée: aucun Aucun sandwich est requis pour ce repas. (Le MDN ajoutera des sandwichs certifiés Halal dans cette boîte)		0	<p>Quantité estimée pour une période d'un an:</p> <p>715</p> <p>Prix pour cette boîte-repas:</p> <p>\$ /l'unité</p>
b	Jus de fruits seulement, pur à 100 % fait de concentré - Tetra Pak - assortis	200ml minimum	1 + 1 2 totale	
c	Salade de chou – crèmeuse	70g minimum	1	
d	Mandarines en coupe, emballé dans son propre jus	Environ 100 ml/g	1	
e	Fromage cheddar, portion individuelle, Emballage Cryovac	21g minimum	1	
f	Pomme fraîche : Gala, Granny Smith ou Red Delicious aucun substitut		1	
g	Biscuits Pépites de Chocolat de Peak Freans sachet de 2's ; ou 1 biscuit de genre fait maison minimum 24g	2's ou 1 Minimum 24g	1 sachet ou 1 biscuit	
h	Moutarde, sachet individuel		2	
i	Mayonnaise seulement. Doit être Hellman's, Heinz ou Kraft seulement, aucun substitut. (aucune Miracle Whip)		2	
j	Sachet individuel de couverts jetables. Tous sachets doivent comprendre un couteau, une fourchette, cuillère, serviette de table, sel et poivre.		1	

Annexe C - W0105-15F010/B – **Modification N° 001**

<u>Végétarien – Menu 10</u>				
Art.	DESCRIPTION	Format requis	Quantité requise	Quantité estimée et le prix
	Exigences obligatoires – Aucun substitut			
a	Entrée: Falafel en rondelles emballé sous vide - Falafel en rondelles/Protéines végétariennes 180g;	Protéine végétarienne 180g minimum	1	<p>Quantité estimée pour une période d'un an:</p> <p>830</p> <p>Prix pour cette boîte-repas:</p> <p>\$ /l'unité</p>
b	Sauce Tzitziki, 2 x 56g/ml = 112g/ml minimum ; ou Humus à saveur d'Ail rôti, d'Ail, Naturel ou Poivron rouge rôti 1 x 83g minimum ou plus; ou « Wings Dippits », à saveur d'Ail 2 x 44 ml minimum.	MINIMUM 2 x 56g/ml ou 1 x 112g/ml ou 1 x 83g ou 2 x 44 ml	1 ou 2	
c	Petit pain blanc enrichi emballé individuellement		1	
d	Jus de fruits seulement, pur à 100 % fait de concentré - Tetra Pak - assortis	200ml minimum	1 + 1 2 totale	
e	Salade de pommes de terre	70g minimum	1	
f	SunRype Fruit to Go, 100% collation aux fruits, saveurs assorties	14g minimum	1	
g	Fromage cheddar, portion individuelle, Emballage Cryovac	21g minimum	1	
h	Pomme fraîche : Gala, Granny Smith ou Red Delicious aucun substitut		1	
i	Pudding Chocolat	Environ 99g	1	
j	Margarine Becel aucun substitut	Portion individuelle	2	
k	Sachet individuel de couverts jetables. Tous sachets doivent comprendre un couteau, une fourchette, cuillère, serviette de table, sel et poivre.		1	

Annexe C - W0105-15F010/B – **Modification N° 001**

<u>Végétarien – Menu 11</u>				
Art.	DESCRIPTION	Format requis	Quantité requise	Quantité estimée et le prix
	Exigences obligatoires – Aucun substitut			
a	Entrée: Burrito végétarien aux Fèves et Fromage emballé sous vide: - Tortilla à 100% Blé entier; - Tortilla doit être 10 à 12 pouces minimum; - Garniture végétarienne aux Fèves et Fromage 180g; - Fromage Cheddar NATUREL RÂPÉ 30g ;	Garniture 180g minimum Fromage 30g minimum	1	Quantité estimée pour une période d'un an: 1050 Prix pour cette boîte-repas: \$ /l'unité
b	Sauce Salsa 100g minimum	100g minimum	1	
c	Jus de fruits seulement, pur à 100 % fait de concentré - Tetra Pak - assortis	200ml minimum	1 + 1 2 totale	
d	Salade de chou – crèmeuse	70g minimum	1	
e	Ritz Crackers'n Cheez Handi-Snacks de Kraft	29g	1	
f	Compote de pomme	Environ 100ml/g	1	
g	Orange fraîche		1	
h	Biscuits Oreo de Christie	2's	1 sachet	
i	Sachet individuel de couverts jetables. Tous sachets doivent comprendre un couteau, une fourchette, cuillère, serviette de table, sel et poivre.		1	

Annexe C - W0105-15F010/B – **Modification N° 001**

<u>Végétarien – Menu 12</u>				
Art.	DESCRIPTION	Format requis	Quantité requise	Quantité estimée et le prix
	Exigences obligatoires – Aucun substitut			
a	<p>Entrée: Sous-marin végétarien emballé sous vide :</p> <p>- Pain sous-marin blanc enrichi de 9 po ;</p> <p>- <u>Option 1</u> : Sous-marin végétarien avec Légumes rôtis avec tomates séchées au soleil ; légumes suggérés (tomates séchées au soleil, piments rôtis, cœur d'artichauts et olives etc...) (mariné est optionnel)</p> <p>- Fromage fondu à Sous-marin blanc en tranche prédécoupé 28g minimum.</p> <p>- <u>Option 2</u> : Sous-marin végétarien avec Salade aux Œufs. La garniture doit être faite avec des œufs frais.</p> <p>- <u>Option 3</u> : Sous-marin végétarien au choix du fournisseur.</p> <p><u>NOTA</u> : Aucun thon, saumon ou poisson sera accepté pour le sous-marin végétarien.</p>	<p>Garniture pour sous-marin 180g minimum</p> <p>Fromage 28g minimum (si/où requis)</p>	1	<p>Quantité estimée pour une période d'un an:</p> <p>1400</p> <p>Prix pour cette boîte-repas:</p> <p>\$ /l'unité</p>
b	Jus de fruits seulement, pur à 100 % fait de concentré - Tetra Pak - assortis	200ml minimum	1 + 1 2 totale	
c	Salade de chou – vinaigrette	70g minimum	1	
d	Salade de fruits en coupe, dans son propre jus, jus de poire, jus de fruit concentré ou de l'eau seulement.	Environ 100 ml/g	1	
e	Fromage cheddar, portion individuelle, Emballage Cryovac	21g minimum	1	
f	Pomme fraîche : Gala, Granny Smith ou Red Delicious aucun substitut		1	
g	Pudding Chocolat	Environ 99g	1	
h	Sachet individuel de couverts jetables. Tous sachets doivent comprendre un couteau, une fourchette, cuillère, serviette de table, sel et poivre.		1	