



# **Annexe A**

## **Énoncé de travail (ÉT)**

### **Entente de services dans le cadre du programme d'inspection des appareils médicaux**

#### **1. OBJECTIF**

Le Service correctionnel du Canada (SCC) désire conclure un contrat avec un contractant qualifié pour fournir des services experts en inspection de l'équipement médical situé dans les établissements correctionnels fédéraux du Service correctionnel du Canada (SCC) dans la Région de l'Atlantique (la Nouvelle Écosse et le Nouveau-Brunswick).

Cette exigence requiert la fourniture d'un soutien technique au Service correctionnel du Canada (SCC) dans les établissements suivants :

- Complexe de Dorchester, secteur à sécurité minimale, Dorchester (N-B)
- Complexe de Dorchester, secteur à sécurité moyenne, Dorchester (N-B)
- Centre de rétablissement Shepody, Dorchester (N-B)
- Établissement Atlantique, Renous (N-B)
- Établissement Springhill, Springhill (N-É)
- Établissement Nova, Truro (N-É)
- Pharmacie régionale, Moncton (N-B)
- Administration régionale, Moncton (N-B)

#### **2. MISE EN SITUATION**

##### **2.1 Description du projet**

Le Secteur du Service de santé du SCC a développé un Programme d'inspection des appareils médicaux (PIAM), qui prévoit les processus et la responsabilité pour l'inspection efficace, la mise à niveau et le remplacement des appareils médicaux et l'équipement utilisés dans les cliniques du Service de santé, dans les pharmacies, les hôpitaux et à l'administration régionale (AR).

Le but du PIAM est d'assurer que les appareils médicaux et l'équipement sont sécuritaires et fonctionnels. Ce programme fournit aussi des lignes directrices pour repérer et solutionner des problèmes potentiels avec des appareils médicaux et l'équipement, qui peuvent causer des blessures aux membres du



personnel ou aux patients, tout en assurant qu'un suivi soit effectué des appareils médicaux et de l'équipement à la suite d'un évènement indésirable.

Dans le but de soutenir le PIAM, le SCC recherche les services d'experts pour effectuer une inspection annuelle de tout l'appareillage médical qui fait partie du profil de l'inspection en vertu du PIAM (ci-après « l'équipement »).

## **2.2 Objectifs**

Dans le cadre de son mandat, le Service correctionnel du Canada (SCC) a construit et assure le maintien un grand nombre d'emplacements sécuritaires, avec des cotes de sécurité diversifiés. Dans le but d'offrir les services de santé requis à la population carcérale dans ces établissements, chacun possède une gamme étendue de systèmes médicaux et de composantes, qui constituent dans chacun de ses aspects, une infrastructure qui est indispensable à la mission et qui doit être entretenu.

À cette fin, le SCC doit octroyer un contrat de soutien technique pour l'inspection des systèmes médicaux et de l'équipement associés décrits aux Annexes C, D, E, F, G, H, I, J.

## **3. PORTÉE**

### **3.1 Nature du travail**

Le travail comporte la fourniture de ressources qualifiées pour effectuer l'inspection de l'équipement identifié par le SCC dans ses établissements correctionnels fédéraux (ci-après les « établissements »). Le contractant doit effectuer le travail tel que décrit à cet énoncé de travail (ÉT).

### **3.2 Nature des services**

Le contractant doit fournir des services de soutien technique conçus pour assurer la qualité et l'efficacité de l'équipement et des composantes associées.

### **3.3 Équipement médical en établissement**

Les appareils médicaux (équipement) situés dans une clinique du Service de santé d'un établissement peuvent être divisés en deux catégories :

1. De l'équipement qui devrait être réparé lorsqu'il cesse de fonctionner ; et
2. De l'équipement qui devrait être remplacé lorsqu'il cesse de fonctionner.



### **3.4 De l'équipement rendu à la fin de sa vie utile**

Dans tous ces cas ci-dessus, la vie utile de l'équipement est déterminée par les recommandations du fabricant et elle est saisie par le Service de santé dans le cadre de son programme de gestion de la vie utile de l'équipement. Le technicien doit faire l'évaluation de l'état de la vie utile de chaque pièce d'équipement, selon la durée de vie recommandée par le fabricant et en fonction d'un examen physique. Si l'équipement est rendu à la fin de sa vie utile ou y est presque, le technicien doit l'indiquer sans son rapport au Chef du Service de santé ou à l'autorité de projet à l'AR.

## **4. PERSONNEL AFFECTÉ À L'INSPECTION**

### **4.1 Généralités**

Le contractant doit effectuer le travail en faisant appel à des ressources spécialisées ayant de l'expertise dans l'inspection de l'équipement médical (ci-après les « techniciens »).

Les techniciens du contractant devront :

1. Se déplacer aux établissements en question
2. Fournir un rapport annuel au Chef du Service de santé, au Pharmacien régional ou au gestionnaire des services cliniques et à l'autorité de projet à l'AR.

### **4.2 Compétences des techniciens**

Chaque technicien qui effectue le travail doit être un employé du contractant ou d'un sous contractant.

Chaque technicien doit avoir réussi un programme reconnu de technicien en électronique biomédicale.

Chaque technicien doit posséder au moins cinq (5) années d'expérience dans la réalisation d'inspections en matière d'équipement médical.

### **4.3 Certifications des techniciens**

De nombreux fabricants d'équipements médicaux offrent des programmes d'agrément pour l'inspection et le service de leurs produits. Le contractant doit fournir des techniciens pour effectuer le travail, qui possèdent les certifications et la formation requises pour faire l'inspection de tout l'équipement indiqué aux Annexes C, D, E, F, G, H, I, J de ce document.



Le contractant pourra fournir les services de plus d'un technicien à un établissement en tout temps afin d'assurer que tout l'équipement soit entretenu par quelqu'un qui possède les certifications et la formation requises pour effectuer ce travail.

## **5. TÂCHES ET ACTIVITÉS**

### **5.1 Équipement de vérification et outils**

La responsabilité de fournir, d'inspecter, de gérer et de contrôler l'équipement requis pour effectuer les tests incombe au contractant. Une liste détaillée de l'équipement de vérification requis sera remise au Chef du Service de santé avant chaque visite en établissement.

Le SCC devra approuver tout l'équipement de vérification proposé avant qu'il soit utilisé en établissement. Ceci est justifié en raison du fait que la possession de certaines pièces d'équipement est interdite à l'intérieur d'un établissement carcéral.

### **5.2 Déplacement vers les établissements**

Les techniciens du contractant doivent se déplacer vers les établissements que le SCC identifie comme possédant de l'équipement qui doit être inspecté. Le contractant doit prendre les dispositions pour les déplacements et l'hébergement des techniciens et il est entièrement responsable des exigences de ses techniciens en matière de voyage et d'hébergement pendant la durée du projet.

Le contractant doit s'assurer que l'établissement qui doit être visité reçoive un avis au préalable des activités d'inspection d'au moins dix (10) jours ouvrables avant la visite et que le technicien ait subi une vérification CIPC avant la date de la visite.

L'établissement affectera une personne qui doit accompagner le technicien lors de ses déplacements au sein de l'établissement. Le contractant doit s'assurer que le technicien se conforme aux directives concernant l'escorte, qui lui sont données par le Directeur de l'établissement ou par son délégué.

## **6. CONTRAINTES**

On doit tenir compte des contraintes suivantes lors de l'exécution du travail, tel que décrit aux présentes :



## 6.1 Exigences de sécurité

Toute personne qui accède à un établissement correctionnel doit subir une vérification effectuée par le Centre d'information de la police canadienne (CIPC). Cette vérification obligatoire doit être amorcée au moins deux (2) semaines avant la date prévue pour accéder à l'établissement et elle doit être terminée sans que des difficultés soient signalées, avant que la personne puisse accéder à l'établissement.

Le SCC ne défrayera aucun coût supplémentaire en raison des délais causés par les exigences de sécurité.

## 7. LIVRABLES

Le contractant doit fournir les services suivants en rapport avec les appareils médicaux indiqués aux Annexes C, D, E, F, G, H, I, J.

- a. Les inspections sur place doivent être effectuées annuellement. L'heure de l'inspection sera déterminée après l'octroi du contrat, de concert avec le contractant, le Chef du Service de santé, le Pharmacien régional ou le Gestionnaire des services cliniques. Chaque inspection doit comporter des vérifications conformes aux normes de l'industrie pour chaque pièce d'équipement indiquée aux Annexes C, D, E, F, G, H, I, J.

L'équipement qui est soumis à l'inspection doit faire l'objet de tests pour s'assurer qu'il est conforme aux normes de contrôle de la qualité, selon les lignes directrices des fabricants.

- b. La vérification, l'inspection et la calibration des appareils électro médicaux doit être effectuée annuellement pour se conformer aux normes établies par les provinces respectives.
- c. Lors de l'inspection, il faut aider à identifier les besoins en ce qui concerne le remplacement de l'équipement existant ou l'achat de nouvelles pièces d'équipement.
- d. Lors de l'inspection, réparer toutes les problèmes avec l'équipement qui ne nécessitent pas de pièces.
- e. Le rapport écrit doit être prêt dans un délai de **trente (30) jours suivant l'inspection en établissement**, et ce rapport doit indiquer les pièces d'équipement inspectées, les problèmes repérés et/ou les réparations recommandées et ou effectuées.



## Liste d'équipement

De l'équipement peut être ajouté ou retiré des listes d'équipement de temps à autre pendant la durée du contrat. Il sera loisible à l'autorité de l'établissement (le Chef du Service de santé) ou à l'autorité du projet au bureau régional d'ajouter ou de retirer des pièces d'équipement.

Les honoraires d'inspection seront révisés en raison des modifications qui ont pour effet d'augmenter de 10 % le nombre total de pièces d'équipement à être inspectées ou de 30 % dans un établissement en particulier, afin de tenir compte de la charge de travail supplémentaire ou réduite. Si cette situation se produit, l'autorité du projet demandera une proposition de prix du contractant pour le travail à effectuer.

NOTE : Cette clause ne concerne pas l'ajout ou le retrait des systèmes d'imagerie diagnostique et l'équipement. Une nouvelle proposition de prix sera requise pour l'ajout ou le retrait de cet équipement.

## Temps de réponse :

Le contractant doit fournir ces services du lundi au vendredi de 8h00 à 16h30.

En raison de la nature de l'environnement où le travail sera effectué, les dates prévues pour les inspections/réparation sont sujettes à changement en raison des circonstances urgentes en établissement, tel le confinement en cellules, des fermetures en raison des intempéries, des exigences de sécurité ou d'autres situations d'urgence, et ceci sans frais pour le SCC. Dans ces cas, l'autorité du projet ou son représentant avisera le contractant et un nouvel horaire pour le travail sera établi.

## Frais de déplacement et d'hébergement

Les frais de déplacement aller-retour aux lieux de travail du SCC et les frais d'hébergement seront défrayés par le contractant. Le transport par véhicule automobile, les permis de conduire et le coût des assurances seront défrayés par le contractant.

## L'autorité du projet

Le travail sera effectué sous réserve de l'inspection et de l'approbation de l'autorité du projet ou par le Chef du Service de santé de l'établissement.

Le nom et le numéro de téléphone de l'autorité du projet seront indiqués au document contractuel.



La tâche de faire le suivi du travail, d'imposer les exigences techniques, d'approuver et d'accepter les livrables incombera à l'autorité du projet ou à son représentant désigné. Il est possible de discuter des modifications proposées à la portée du travail, mais les modifications qui s'en suivent ne sont autorisées que par amendement contractuel émis par l'autorité contractante.

## **ANNEXE « A » – Glossaire des termes et acronymes**

<b>Terme</b>	<b>Définition</b>
Contractant	Une entreprise privée à qui est octroyé un contrat pour effectuer le travail pour le Canada.
Équipement	L'équipement médical dans les établissements du SCC qui est visé par le profil d'inspection dans le cadre du Programme d'inspection et d'entretien des appareils médicaux.
Établissement	Les établissements correctionnels relevant de la compétence du Service correctionnel du Canada où les délinquants incarcérés purgent des peines de deux ans et davantage pour des infractions criminelles. Les établissements sont sécurisés et ils ne sont pas accessibles au public.
Technicien	Une ressource spécialisée fournie par le contractant et qui est un technicien biomédical formé, ayant l'expertise et l'expérience requises pour effectuer l'inspection de l'équipement médical.



## **ANNEXE « B » – Liste des établissements du SCC et les adresses**

### **RÉGION DE L'ATLANTIQUE**

**Établissement Atlantique : Attention – Chef du Service de santé**

13175, Route 8, C.P. 102  
Renous (Nouveau-Brunswick)  
E9E 2E1

**Complexe de Dorchester, secteur à sécurité minimale : Attention – Chef du Service de santé**

4902, rue Main  
Dorchester (Nouveau-Brunswick)  
E4K 2Y9

**Complexe de Dorchester, secteur à sécurité moyenne : Attention – Chef du service de santé**

4902, rue Main  
Dorchester (Nouveau-Brunswick)  
E4K 2Y9

**Établissement Nova : Attention – Chef du Service de santé**

180, rue James  
Truro (Nouvelle-Écosse)  
B2N 6R8

**Établissement Springhill : Attention – Chef du Service de santé**

330, rue McGee, C.P. 2140  
Springhill (Nouvelle-Écosse)  
B0M 1X0

**Centre de rétablissement Shepody : Attention – Surveillant des soins infirmiers**

4902, rue Main  
Dorchester (Nouveau-Brunswick)  
E4K 2Y9

**Service correctionnel du Canada : Attention – Pharmacien régional ou Gestionnaire, services cliniques**

Service de santé (AR – Atlantique)  
1045, rue Main  
Moncton (Nouveau-Brunswick)  
E1C 1H1

## Annexe C - Liste d'équipement Dorchester, secteur à sécurité minimale

Article	~~Equipment Code~~Code d'équipement~~	~~Institution~~Établissement~~	~~Location~~Localisation~~	~~Manufacturer~~Nom du fabricant~~	~~Model~~Modèle~~	~~Serial Number~~Numéro de série~~
Aspirateur	221-006303	Établissement Westmorland	Salle Dr	Gomco	300	L10395
Chauffe couverture	221-002028	Établissement Westmorland	Salle des médicaments	Pedigo	P-2010S	545084-000
Chaise de prise de sang	221-002015	Établissement Westmorland	Bureau du personnel infirmier	Winco	574	574100103
Camescope avec crayon optique à angle	221-002023	Établissement Westmorland	Salle Dr	Sometech	DCS-104T (NTSC)	DSCN-11B-061
Récepteur camescope	221-002023	Établissement Westmorland	Salle Dr	Sometech	DCSM (XGA)	DCSM-11C-029
Camescope avec crayon optique droit	221-002023	Établissement Westmorland	Salle Dr	Sometech	P101	DCSM-11C-115
Ciment dentaire Dentsply	221-0005000	Établissement Westmorland	Salle des dentistes	Dentsply International	VM-D	71970
Centrifugeur	221-002014	Établissement Westmorland	Bureau du personnel infirmier	Thermo Scientific	CL-2	42619248
Chaise dentaire	221-009078	Établissement Westmorland	Salle des dentistes	Belmont	X-Caliber	AN09A0073
Compresseur	221-009082	Établissement Westmorland	Salle de débarras	Midmark	277OCE50-660A	
Lumière de séchage		Établissement Westmorland	Salle des dentistes	Coltene/Whaledent INC.	C7970100115	110507017
Chariot dentaire	221-002027	Établissement Westmorland	Salle des dentistes	Aidec	PACI	C912329
Chariot dentaire		Établissement Westmorland	Salle des dentistes	Belmont	BDS0050	13344
Contrôleur de rayons-X dentaires	221-009079	Établissement Westmorland	Salle des dentistes	Belmont	96	EX08K0779
Tête de rayons-x dentaire	221-009079	Établissement Westmorland	Salle des dentistes	Belmont	096-H	EH08K0779
Électrocardiographe	221-002006	Établissement Westmorland	Salle Dr	Welch Allyn Canada Ltd.	CP10	105068614163
Meuleur / polisseur	221-000535	Établissement Westmorland	Salle des dentistes	Red-wing	26A	816-227 84
Ultrason interférentiel	221-002007	Établissement Westmorland	Salle Dr	Dynatronics Research Corp.	D850PLUS	860726
Lumière d'examen	221-002009	Établissement Westmorland	Salle Dr	Welch Allyn Canada Ltd.	LS200	ref # 74227
Lumière d'examen	221-002008	Établissement Westmorland	Salle Dr	Welch Allyn Canada Ltd.	48100	
Écran - NIBP	221-002013	Établissement Westmorland	Salle Dr	Critikon / Johnson & Johnson	100V2	043M0299009



Écran O2 sat	221-002017	Établissement Westmorland	Bureau du personnel infirmier	Masimo Corporation	RAD5	500255
Chariot polycom de praticien	221-001623	Établissement Westmorland	Salle Dr	Polycom	PPCE-120BP	L100614525
Unité de prophylaxie	221-000499	Établissement Westmorland	Salle des dentistes	Dental Equipment	2002	103-05362
Écran O2 sat		Établissement Westmorland	Salle Dr	Pulse Oximeer	M50E09CS0	9060429
Scie pour plâtre	221-002021	Établissement Westmorland	Salle Dr	Stryker Canada	840	92111273
Stérilisateur	221-002024	Établissement Westmorland	Salle des dentistes	L&R	T-14B	Z85 83120
Brancard	221-002020	Établissement Westmorland	Nurses Office	Midmark	K520	TAV003996
Table de traitement physio	221-002005	Établissement Westmorland	Salle des dentistes	Cardon Rehabilitation & medical equipment	R28535	039-08011
Appareil à vibration		Établissement Westmorland	Salle des dentistes			G-10-1-4-V
Bras pour rayons x dentaires	221-009079	Établissement Westmorland	Salle des dentistes	Belmont	096-A	EA08K0779
Pompe IV	221-009028	Établissement Westmorland	Bureau du personnel infirmier	Plum A+	84095270002	13898345
Appareil à aérosol	221-006303	Établissement Westmorland	Salle des dentistes	Schuco	5711102	188532
Compresseur à aérosol		Établissement Westmorland	Salle de débarras	Airlife	RT500	169547
Écran - NIBP	221-002026	Établissement Westmorland	Bureau du personnel infirmier	Critikon/Johnson & Johnson	DCP400N-CE	2019205-001
Ophtalmoscope	221-002018	Établissement Westmorland	Bureau du personnel infirmier	Welch Allyn Canada Ltd.	74710	92192
Ophtalmoscope		Établissement Westmorland	Salle Dr	Welch Allyn Canada Ltd.	767	5290
Écran de contrôle pour température	221-002018	Établissement Westmorland	Bureau du personnel infirmier	Welch Allyn Canada Ltd.	690	4106441
Écran de contrôle pour température	221-002010	Établissement Westmorland	Salle Dr	Welch Allyn Canada Ltd.	690	09361171
Lumière de séchage		Établissement Westmorland	Salle dentistes	3M ESPE	Elipar S10	939112017014
Compresseur à aérosol		Établissement Westmorland	Salle de débarras	Invacare	IRC1196	99H328019
Chaise gériatrique		Établissement Westmorland	Salle de débarras	AMG Medical Inc.	770-050	10860-0609-0003
Réfrigérateur pour vaccins		Établissement Westmorland	Bur. Dist. Inf.	Panasonic	SR-L6111W-PA	121101390
Chaise pour assistant dentaire		Établissement Westmorland	Salle dentistes	Belmont	093G	36911
Chaise pour assistant dentaire		Établissement Westmorland	Salle dentistes	Belmont	092Q	36910
Lumière dentaire		Établissement Westmorland	Salle dentistes	Belmont	AL501T5CR3	AV09A0040
Compresseur à aérosol		Établissement Westmorland	Salle de débarras	Airlife	RT500	169547



### Annexe D - Liste d'équipement Dorchester, sécurité moyenne

Article	~Equipment Code~Code d'équipement~	~Institution~Établissement~	~Location~Localisation~	~Manufacturer~Nom du fabricant~	~Model~Modèle~	~Serial Number~Numéro de série~
DEA	220-009019	Établissement Dorchester	Salle de traitement 1	Zoll	AED+	X08D152026
Aspirateur 690	220-009018	Établissement Dorchester	Salle de traitement 1	Contemporary Products	6260	AS21745
Assemblage cam-14		Établissement Dorchester	Salle de traitement 1	GE Medical Systems	CAM-14	RNC11015386PA
Batteries pour lampes frontales	220-009033	Établissement Dorchester	Salle de rayons X	Heine	M Pack	2157354
Balayeuse de la vessie	220-009012	Établissement Dorchester	Salle de traitement 2	Bladder Scan	0570-0188	PA011179
Chauffe couverture		Établissement Dorchester	Salle fournitures médicales, 1er étage	Pedigo	P-20105	545088-000
Écran de contrôle de tension artérielle/pouls/sat O2	220-009181	Établissement Dorchester	Salle de débarras 3 <sup>e</sup> étage	Critikon	Dynamap Compact BP monitor	ref. 117207
Écran de tension artérielle/Temp/sat O2	220-0090004	Établissement Dorchester	Salle de traitement 1	GE Medical Systems	Dynamap DPC400N-CE	2019205-001
Boîte de camescope	220-009022	Établissement Dorchester	Bureau du surveillant en soins infirmiers	Sometec	DCSM(XGA)	DCSM-10G-167
Camescope avec crayon optique (à angle)	220-009022	Établissement Dorchester	Bureau du surveillant en soins infirmiers	Sometec	DCS-104T (NTSC)	DCSN-10E-217
Bâton optique camescope (droit)	220-009022	Établissement Dorchester	Bureau du surveillant en soins infirmiers	Sometec	P101	DCSN-11C-116
Cassette autoclave	220-006702	Établissement Dorchester	Laboratoire dentaire	SciCan	1102	228756A
Centrifuge	220-007436	Établissement Dorchester	Salle de traitement 1	Thermo IEC	CENTRA CL-2	42613405
Projecteur charte	220-009030	Établissement Dorchester	Salle des rayons X	Marco	--	22143
Air comprimé		Établissement Dorchester	Bureau du dentiste	Belmont	4000	20213
Compresseur		Établissement Dorchester	Bureau du dentiste	Dominic Hunter	DHDRD10	3701300004
Contrôles pour appareil à rayons x	220-009036	Établissement Dorchester	Salle des rayons X	GE Medical System	2320993	07115877
Lumière de séchage		Établissement Dorchester	Bureau du dentiste	Coltene/Whaledent	Coltolux 75	060128666

Chariot dentaire	220-009024	Établissement Dorchester	Treatment room 1	--	447192	C912329
Chaise dentaire	220-009023	Établissement Dorchester	Bureau du dentiste	Takara Belmont	447193	012057301
Instruments pour chaise dentaire		Établissement Dorchester	Bureau du dentiste	Belmont		12057301
Lumière dentaire	220-009025	Établissement Dorchester	Bureau du dentiste	Belmont	AL501T	T040461
Processeur pour rayons X dentaires	220-009026	Établissement Dorchester	Bureau du dentiste	Dell	Studio Hybrid 140g	18HVBM1
Écran mural pour le diagnostic en rayons X	220-009035	Établissement Dorchester	Salle des rayons X	GE Hualun Medical System	600-0301	50997HL6
Numériseur	220-009034	Établissement Dorchester	Salle des rayons X	AGFA	CR30-X	
Fraise - Console - chirurgical	220-009024	Établissement Dorchester	Bureau du dentiste	--	--	--
Collimateur Eclipse Proteus	220-009038	Établissement Dorchester	Salle des rayons X	GE Hualun Medical System	2379827	53339HL8
Appareil d'électron thérapie	220-009015	Établissement Dorchester	Salle de traitement 2	Chattanooga Canada	Intellect Adv	4978
Électrocardiographe	220-009002	Établissement Dorchester	Salle de traitement 1	GE Medical Systems	MAC5500	11-41583
Chariot d'urgence	220-009042	Établissement Dorchester	Salle de débarras 3e étage	Harloff Co.		46269
Lampe frontale	220-009033	Établissement Dorchester	Salle des rayons X	Heine	--	1130545
Machine à glace		Établissement Dorchester	B-6 à la fin du couloir	Whirlpool	GI15NDXTB1	EW1501128
Module au laser	220-009037	Établissement Dorchester	Salle de traitement 2	Chattanooga Canada	2762CC	2033
Lenso-mètre		Établissement Dorchester	Salle des rayons X	Marco	201	M2474
Lève-personne - plancher		Établissement Dorchester	Rangée	BHM Medical	Ergolift	ERL12746
Lève-personne - plancher		Établissement Dorchester	Rangée		0102-8851	96511054100
Lumière d'examen	220-009014	Établissement Dorchester	Salle de traitement 2	Welch Allyn Canada Ltd	44200	--
Écran		Établissement Dorchester	Bureau du surveillant en soins infirmiers	Samsung	LN26B460B2D	Z1HC3CXZ105915A
Écran de contrôle -sat O2	220-009003	Établissement Dorchester	Salle de traitement 2	Masimo Corporation	RAD5	532646
Écran de contrôle -sat O2	220-009008	Établissement Dorchester	Salle de traitement 1	Masimo Corporation	RAD5	530779
Chaise ophtalmologique	220-009031	Établissement Dorchester	Salle de rayons X	Power Tilt	FX920L	93010707007
Chariot de praticien		Établissement Dorchester	Bureau du surveillant en soins infirmiers	Polycom	PPCE-120BP	N091215032
Projecteur - Ophtalmique	220-009030	Établissement Dorchester	Salle de rayons X	Marco	50	M22143
Table élévatrice Proteus	220-009038	Établissement Dorchester	Salle de rayons X	GE Hualun Medical System	2259988	50508HL9
Console de système Proteus	220-009038	Établissement Dorchester	Salle de rayons X	GE Hualun Medical System	2259976	50529HL7

Système XR-A Proteus	220-009038	Établissement Dorchester	Salle de rayons X	GE Hualun Medical System	2259973-2	50567HL7
Pompe à infusion	220-006718	Établissement Dorchester	Salle de fournitures médicales 1 <sup>er</sup> étage	Abbott Laboratories	PLUMXL 11555-04-01	11204399
Pompe IV - infusion	220-009001	Établissement Dorchester	Salle de traitement 1	Hospira	1239-104-03	13898441
Pompe IV - infusion	220-009028	Établissement Dorchester	Salle de fournitures médicales 1 <sup>er</sup> étage	Hospira	1239-104-03	13898345
Tube à rayons X RAD-14	220-009038	Établissement Dorchester	Salle de rayons X	GE Hualun Medical System	2259981	95296-7U
Réfracteur	220-0004032	Établissement Dorchester	Salle de rayons X	Marco	RT-I	10975
Réfrigérateur	220-007096	Établissement Dorchester	Pharmacie	Maytag	MTB1956BEW	11101861WD
Stérilisateur automatique Ritter		Établissement Dorchester	Laboratoire dentaire	Midmark	M9 UltraClave M9-022	V546354
Scie pour plâtre	220-009016	Établissement Dorchester	Salle de traitement 2	Stryker	8127	E34984
Stérilisateur ultrasonique à semi-conducteurs	220-000201	Établissement Dorchester	Laboratoire dentaire	L & R Manufacturing	T-14B	150
Support – équipement d'optométriste	220-009032	Établissement Dorchester	Salle de rayons X	Reliance Medical Products	7900	79010702014
Brancard	220-006439	Établissement Dorchester	Salle de traitement 1	Midmark	520	
Table – Physio traitements	220-009013	Établissement Dorchester	Salle de traitement 2	Chattanooga Canada	Triton DTS TRT-600	2214
Tonomètre		Établissement Dorchester	Salle de rayons X	Clement Clarke	Perkins tonometer MK2	1999T2073
Appareil à traction		Établissement Dorchester	Salle de traitement 2	Chattanooga Canada	2841/3336	
Chariot		Établissement Dorchester	Salle de traitement 1	GE Medical Systems	MAC 5000	SCD11051932PA
Applicateur à ultrasons		Établissement Dorchester	Salle de traitement 2	Chattanooga Canada	27335	37018
Lampe d'inspection UV		Établissement Dorchester	Salle de traitement 1	Luxo	0316040	89705
Réfrigérateur pour vaccins	220-007643	Établissement Dorchester	Bureau du personnel infirmier en maladies infectieuses	Symphony	128934	B89237-35605
Moniteur des signes vitaux	220-009011	Établissement Dorchester	Salle de traitement 2	Welch Allyn	Spot Vital Signs Lxi	20110201548
Contrôleur de rayons X	220-009027	Établissement Dorchester	Bureau dentaire	Belmont	097-CM	EX10J0141
Tête de rayons X	220-009027	Établissement Dorchester	Bureau dentaire	Belmont	097-H	EH10J0510
Imprimante de rayons X	220-009039	Établissement Dorchester	Salle des rayons X	Sharp AGFA	Drystar 5300	
Cône régulier pour rayons X	220-009027	Dorchester Institution	Bureau dentaire	Belmont	097-R	ER10J0510
Brancard Stryker	220-009087	Établissement Dorchester		Stryker	0747-000	1105034705
Brancard Stryker	220-009088	Établissement Dorchester		Stryker	0747-000	1105034706
Lampe à fente	221-006503	Établissement Dorchester	Salle Dr	Top Con PS-20A	SL-2E	6211049



Réfrigérateur - Pharmacie 17,2 p. c.	220-07992	Établissement Dorchester	Pharmacie secondaire		SAN-MPR514	12010029
Réfrigérateur - Pharmacie	220-07993	Établissement Dorchester	Bureau du personnel infirmier en maladies infectieuses		SAN-SRL6111W	120200257
Aspirateur / Appareil à succion		Établissement Dorchester	Salle de trauma	Gomco by Allied	405	20080331005
Pompe IV		Établissement Dorchester	Salle de trauma	Hospira	1239-104-07	17446358
Système de diagnostic intégré		Établissement Dorchester	Salle de trauma	Welch Allyn	GS 777 WA 7791-MX	

### Annexe E - Liste d'équipement Centre de rétablissement Shepody

article	~~Equipment Code~~Code d'équipement~~	~~Institution~~Établissement~~	~~Location~~Localisation~~	~~Manufacturer~~Nom du fabricant~~	~~Model~~Modèle~~	~~Serial Number~~Numéro de série~~
ÉCRAN DE CONTRÔLE SPO2	BMD-7967	Centre de rétablissement Shepody	Unité des soins aigus	O-Two Systems International Inc	01MN1000	
ÉCRAN DE CONTRÔLE SPO2	BMD-7968	Centre de rétablissement Shepody	Unité des soins aigus	O-Two Systems International Inc	01MN1000	
ÉCRAN DE CONTRÔLE NIBP SPO2 TEMP	BMD-7963	Centre de rétablissement Shepody	Unité des soins aigus	Welch Allyn Canada Ltd	42NTB	
ÉCRAN DE CONTRÔLE TEMP	BMD-7964	Centre de rétablissement Shepody	Unité des soins aigus	Welch Allyn Canada Ltd	690	
ÉCRAN DE CONTRÔLE TEMP	BMD-7966	Centre de rétablissement Shepody	Unité des soins aigus	Welch Allyn Canada Ltd	690	
ÉCRAN DE CONTRÔLE TEMP TYMPANIQUE	BMD-7969	Centre de rétablissement Shepody	Unité des soins aigus	Welch Allyn Canada Ltd	PRO4000	
SPHYGMOMANOMÈTRE ANALOGIQUE	BMD-7970	Centre de rétablissement Shepody	Unité des soins aigus	Heine	GAMMA G5	
Réfrigérateur pour vaccins – unité des soins aigus	BMR-11881	Centre de rétablissement Shepody	Unité des soins aigus	Haier (LG Electronics)		NSA36LACG
ÉCRAN DE CONTRÔLE NIBP SPO2 TEMP	BMD-7973	Centre de rétablissement Shepody	Unité PSR	Welch Allyn Canada Ltd	42NTB	
PÈSE PERSONNE x2	BMD-7976	Centre de rétablissement Shepody	Unité PSR	Health-O-Meter	402KL	4020079413

ÉCRAN DE CONTRÔLE TEMP	BMD-5216	Centre de rétablissement Shepody	Unité PSR	Welch Allyn Canada Ltd	690	
ÉCRAN DE CONTRÔLE SP02	BMD-7975	Centre de rétablissement Shepody	Unité PSR	O-Two Systems International Inc	01MN1000	
DYNAMÈTRE JAMAR		Centre de rétablissement Shepody	Unité PSR			
Brancard	BMD-11882	Centre de rétablissement Shepody	Unité PSR	Techlem	500	TMRR1303029
Réfrigérateur pour vaccins PSR	BMD-11883	Centre de rétablissement Shepody	Unité PSR	LG	GC151RCW	

### Annexe F - Liste d'équipement Établissement Atlantique

Article	~Equipment Code~Code d'équipement~	~Institution~Établissement~	~Location~Localisation~	~Manufacturer~Nom du fabricant~	~Model~Modèle~	~Serial Number~Numéro de série~
Réfrigérateur	200-004118	Établissement Atlantique	Pharmacie		428730	EW3317486
Réfrigérateur - vaccins	231-004141	Établissement Atlantique	Pharmacie	Panasonic	SR-L6111W-PA	120700476
Lecteur automatique	231-3335	Établissement Atlantique	D306	3M Attest	305807	208585
Défibrillateur, automatisé, E	231-004502	Établissement Atlantique	Couloir		403018	X08B147213
Électrocardiographe	231-003476	Établissement Atlantique	D303	Welch Allyn Canada Ltd.	CD200	20004343
TONOMÈTRE	231-000285	Établissement Atlantique	D104	Topcon (Koenigkramer)	SL4E	643280
Lumière d'examen	231-000273	Établissement Atlantique	D303	Heraeus	55002286	100005
Écran de contrôle - SP02		Établissement Atlantique		Nonin	8500	500257365
Écran de contrôle - SP02	231-004527	Établissement Atlantique	Unité 3	Nonin	8500	500714515
Écran de contrôle NIBP-SP02- Temp- Rythme cardiaque	231-003761	Établissement Atlantique		General Electric Mesystems Limited	2009284001	AAW080502335
Pompe - Infusion	231-001972	Établissement Atlantique	D303	Abbot Laboratories	XL	11203144
Pompe - Infusion	231-004501	Établissement Atlantique	D303	Hospira Worldwide Inc.	123910403	13898447
Brancard Ferno	231-3270	Établissement Atlantique	Couloir	FERNO	287857	785076
Réfrigérateur à vaccin	231-003427	Établissement Atlantique	Pharmacie	Follett	128934	B89235-35605



Chauffe couverture	231-3582	Établissement Atlantique	D306	Pedigo	398442	545085-00
ÉCRAN DE CONTRÔLE-BP-ECG-NIBP-REC-SPO2	231-004512	Établissement Atlantique	Unité 3	Dinamap	V100-PBXA-AXAA-DX	SH6111400455A
SUPPORT À INSTRUMENTS OPHTHALMIQUES	231-004504	Établissement Atlantique	D104	Topcon (Koenigkramer)	IS2000	351541
NETTOYEUR ULTRASONIQUE	231-004519	Établissement Atlantique	D308	L & R	T14B	Q87122194T
STÉRILISATEUR À VAPEUR DE TABLE-	231-001988	Établissement Atlantique	D308	STATim	1102	228426A
CHAISE DENTAIRE	231-003832	Établissement Atlantique	D308	DENTECH	ULTIMA2	CM2315-3-K1
APPAREIL À RAYONS X	231-003766	Établissement Atlantique	D308	Sinclair Dental	BELRAY 096	EX08K0769
TABLE DE TRAITEMENT PHYSIO	231-004508	Établissement Atlantique	D304	Centry Medical Dist	TRT600	2245
APPAREIL À TRACTION	231-004509	Établissement Atlantique	D304	Triton-Chattanooga	MP1	3358
TABLE D'EXAMEN	231-002886	Établissement Atlantique	N'EST PAS UTILISÉ – Au sous-sol (Tunnel)		056-605	2702002001
LIT ÉLECTRIQUE	231-003076	Établissement Atlantique	D2017 - Dry Cell	Hill Room	P8400D3867	E086AL6139
LENSOMÈTRE	231-000281	Établissement Atlantique	D104		322056	322056
ASPIRATEUR-PORTABLE	231-004510	Établissement Atlantique	Unité 3		L190-GR	NONE
SYSTÈME THÉRAPEUTIQUE - Physio	231-004506	Établissement Atlantique	D304	Intellect Advanced	2762CC	4879
POMPE-COMPRESSEUR		Établissement Atlantique	D303	Nedquip	RT500	170682
ASPIRATEUR	231-004505	Établissement Atlantique	D303	Advantage	L190-GR	NONE
DÉFIB-DEA	231-004503	Établissement Atlantique	Hall	AEDPLUS	X08D152305	7478539
ÉCRAN DE CONTRÔLE-SPO2	231-004513	Établissement Atlantique	Unité 3		8500	500327436
CHAISE D'OPTOMÉTRISTE	231-004576	Établissement Atlantique	D104	TOPCON		
Détartreur		Établissement Atlantique	Salle D308	South East- Henry Schein		
Réfrigérateur	CSC-004229	Établissement Atlantique		Danby	2306	
Dr. Camescope - Otoscope		Établissement Atlantique	D112	Sometech Inc	DCS-104 (NTSC)	DCSM-118-059
Dr. Camescope – Caméra Intra oral		Établissement Atlantique	D112	Sometech Inc.	DCS-P101	DCSN-11C-118
Système Dr. Camescope - C.V.P.		Établissement Atlantique	D112	Sometech Inc.	DCSM (XGA)	DCSM-11C-030
AMD-2500		Établissement Atlantique	D112	AMD Global Telemedicine	AMD-2500	
AMD-3700		Établissement Atlantique	D112	AMD Global Medecine		21151

AMD-400		Établissement Atlantique	D112	AMD Global Telemedicine		
Bain à eau chaude	231-308	Établissement Atlantique		Eagle		
Tour	231-000312	Établissement Atlantique	D308	BDMI		816-22-1287
Lit d'examen	23100-004036	Établissement Atlantique	D112	Global Medco Ltd.	9105-30	
Lit d'examen	23100-004035	Établissement Atlantique	Unit 3	Global Medco Ltd.	9105-30	
Brancard	231- 003579	Établissement Atlantique	D303	Stryker	1007	
Amalgamateur	231-24502	Établissement Atlantique	D308	Caulk		
Lumière – d'examen (Optique)	231-0001697	Établissement Atlantique	D104	Hein		
Phoropteur (Optique)	231-001698	Établissement Atlantique	D104	Reichert	11625 AR	10806-2
KEROMÈTRE (Optique)	231-284	Établissement Atlantique	D104	Bausch & Lomb	B & L 71-21-35	18256
Microscope à double zoom (Optique)	231-000284	Établissement Atlantique	D104	Amtek	CP 40	105072
Imageur sec	23100-004521	Établissement Atlantique	D304	AGFA	Drystar 5300	
Proteus XR/A	23100-004515	Établissement Atlantique	D304	Ge	AL01F	02246
Table à rayons X	23100-04516	Établissement Atlantique	D304	GE		
Numériseur	23100-004522	Établissement Atlantique	D304	Agfa	CR 30-X	
Appareil à rayons X de poitrine	231-289	Établissement Atlantique	D304		260-076-R	1462
Stérilisateur	23100-004140	Établissement Atlantique	D308	Statim	Statim 2000 G4	101212J00026
Réfrigérateur, Laboratoire	23100-004141	Établissement Atlantique	Pharmacie	Panasonic	SR-L6111W-PA	120700476
Console – appareil à rayons X		Établissement Atlantique	D304	GE	2259976	
Lumière ultraviolet		Établissement Atlantique		DSP	RADII PLUS	
Écran de contrôle Temp Tympanique		Établissement Atlantique		Welch Allyn	Braun 6021	
Tube – Appareil à rayons X		Établissement Atlantique	D304	GE	2269646	
Écran de contrôle SPO2	23100 004169	Établissement Atlantique	Unité 5	NONIN	SPECTRO2	4047289
ÉCRAN DE CONTRÔLE-BP-ECG-NIBP-REC-SPO2	23100-004170	Établissement Atlantique	Unité 5	Welch Allyn Canada Ltd.		20140201184
ÉCRAN DE CONTRÔLE-BP-ECG-NIBP-REC-SPO2	23100-004172	Établissement Atlantique	Unité 5	Welch Allyn Canada Ltd.		20140201183
Otto/Ophthalmoscope-portatif	23100-004171	Établissement Atlantique	Unité 5	Welch Allyn Canada Ltd.		05259-M
BRANCARD-FERNO	23100-004142	Établissement Atlantique	Couloir	Ferno	35X proflex	12N232511
Écran de contrôle SPO2		Établissement Atlantique	Unité 5	Nonin	8000AA	500716022

Brancard	23001-004142	Établissement Atlantique	Couloir	FERNO		238-1493-01B
Centrifuge		Établissement Atlantique	Pharmacie	Unico	Power Spin FX	250-520-02
Brancard		Établissement Atlantique	Sous-sol-pour utilisation à l'Unité 5	FERNO	287784	BBB113616

### Annexe G - Liste d'équipement Établissement Springhill

Article	~~Equipment Code~~Code d'équipement~~	~~Institution~~Établissement~~	~~Location~~Localisation~~	~~Manufacturer~~Nom du fabricant~~	~~Model~~Modèle~~	~~Serial Number~~Numéro de série~~
KERATOMÈTRE AMTER	210-003190	Établissement Springhill	Optometriste	Topcon	238714	01074G
Tête de lumière - HEINE OMEGA 180 INDIRECT OP	210-003429	Établissement Springhill	Optometriste	Heine	268299	0/11848
TOPCON MIDD CONTRÉQUILBRÉ	210-003194	Établissement Springhill	Optometriste	Topcon	238725	203100017B
PROJECTEUR DE CHARTE TOPCON À HALOGÈRE	210-003193	Établissement Springhill	Optometriste	Topcon	238723	262933G
CHAISE OPHTHALMIQUE MOTORISÉ TOPCON	210-003191	Établissement Springhill	Optometriste	Topcon	238717	222466
SUPPORT OPHTHALMIQUE TOPCON	210-003192	Établissement Springhill	Optometriste	Topcon	238721	350236
VÉRIFICATEUR DE VISION TOPCON	210-003189	Établissement Springhill	Optometriste	Topcon	238712	3617864
TONOMÈTRE	210-001322	Établissement Springhill	Optometriste	TONO-PENXL		T5932
Dina care Procure (BP temp, sat O2)	210-005006	Établissement Springhill	Traitement	GE	2009284001	AAW080502158A
Appareil ECG	210-004364	Établissement Springhill	Traitement	GE	MAC5500	SCD10087696PA
Aspirateur de succion Gomco	210-005009	Établissement Springhill	Traitement	Gomco	4005	20071218026
Aspirateur de succion portable	210-005004	Établissement Springhill	Traitement	Devil Bless	7305	PD235889
BRANCARD HILL ROM	210-003427	Établissement Springhill	Traitement	Hill Rom	268261	F093AW7612
Pompe IV	210-005008	Établissement Springhill	Traitement	Hospira PlumA+	12910405	13898186
Chauffe couverture	210-005008	Établissement Springhill	Traitement	Pedigo	P-2010S	545087
Oximètre à pulsations Nellcor NPB4	210-003983	Établissement Springhill			365367	G00842987
Lumière Belmont		Établissement Springhill	dentiste	Belmont 501T	105000 Dental Light	H71903



Lumière de séchage-Densply		Établissement Springhill	dentiste	Bobcat	506 QHL75	506-30012
Stérilisateur à haute vitesse		Établissement Springhill	dentiste	Midmark	M7011 Speed Clave	MH003986
Appareil ultra sonore		Établissement Springhill	dentiste	DENSPLY	Cavitron	11546484
Gicleur à eau, fonctionnant à vide		Établissement Springhill	dentiste	Henry Schien		07344-563850
Chaise dentaire		Établissement Springhill	dentiste	Belmont	X-Calibur	73203603
Tête de rayons X	210-004318	Établissement Springhill	dentiste	Belmont	428384	EH07I0201
Amalgamateur		Établissement Springhill	dentiste	Ultra Mat 2		71903
Ultrasons (physio)	210-005015	Établissement Springhill		Chattanooga Canada	2762CC Intellect Advanced	4295
Appareil à cire chaude de marque Inva care		Établissement Springhill		Chattanooga Canada	Para Care	24753
Appareil de chauffage à vapeur Hydro collateur	210-005014	Établissement Springhill		Chattanooga Canada	Hydrocollator -2102C	2328C
Système à rayons X	210-000434	Établissement Springhill	Rayons X	GE	5892919	4034
Appareil à rayons X	210-000435	Établissement Springhill	Rayons X	GE	600-030	46335HL6
Table à rayons X	210-00436	Établissement Springhill	Rayons X	GE	X171137 Picker	B25863
Système à rayons X numérique et panoramique	210-004213	Établissement Springhill	Rayons X	GENDEX	Orthoralix 8500	35-1858143DP
Réfrigérateur à médicaments		Établissement Springhill	Salle de médicaments	Sanyo	MPR721	11110815
Table de traitement physio		Établissement Springhill	Bureau du médecin	Chattanooga Canada	TRT400	11717
Écran de contrôle SPO2		Établissement Springhill		Nellcor Puritan Bennett	NPB40	G00842991
Dr. Camescope Intra oral Caméra télémédecine		Établissement Springhill	Bureau administratif	Sometech Inc	DCSN	DCSN-11C-117
Dr. Camescope Otoscope - Télémédecine		Établissement Springhill	Bureau administratif	SomeTech	DCS-104(NTSC)	DCSN-11B-058
Dr. Camscope système C.V.P. - Télémédecine Control Box		Établissement Springhill	Bureau administratif		DCSM(XGA)	DCSN-11B-002
Ophtalmoscope		Établissement Springhill	Bureau du médecin	Welch Allyn Canada	767	
Écran de contrôle-Temp		Établissement Springhill		Welch Allyn	690 Suretemp	743382
Écran de contrôle-Temp		Établissement Springhill		Welch Allyn	679 Suretemp	3137764
Ophtalmoscope		Établissement Springhill		Welch Allyn	767	

Ultra Sonic dentaire		Établissement Springhill	Dentiste	L&R Medical	Quantrex140	196231
Chariot dentaire		Établissement Springhill	Dentiste	ADEC		
Compresseur - pompe		Établissement Springhill	Salle de traitement	Devilbiss	5650C Pulmoaide	C170892
Lumière d'examen		Établissement Springhill	Salle de traitement	Welch Allyn	44300/LS135	
Compresseur - pompe		Établissement Springhill	Traitement	Invacare Corp	IRC1196 - Passport	59400000890
Compresseur - pompe		Établissement Springhill	Traitement	Invacare Corp	IRC1196 - PASSPORT	59400000908
Compresseur - pompe		Établissement Springhill	Traitement	Invacare Corp	IRC1196 - PASSPORT	59400000897
Écran de contrôle-NIBP-SP02-Temp		Établissement Springhill		Welch Allyn	42MTB Spot Vital	201103450
Ophtalmoscope		Établissement Springhill		Welch Allyn	767	
Lenso-mètre		Établissement Springhill		Bausch & Lomb	712655	512045
Réfrigérateur à vaccin - RRC Réfrigérateur de laboratoire Panasonic		Établissement Springhill	Bureau des soins infirmiers - CRR	Panasonic	SR-L6111W	120700510
Écran de contrôle-NIBP-SP02-TEMP		Établissement Springhill	Bureau des soins infirmiers - CRR	Welch Allyn	420 Series	201216120
Écran de contrôle-NIBP-SP02-TEMP – Tensiomètre		Établissement Springhill	Bureau du médecin	Welch Allyn	420 Series	201216780
Oxymètre à pulsations Nellcor N-65		Établissement Springhill	Bureau du médecin	Nellcor	N-65P	P12827521
Réfrigérateur à vaccin - Panasonic Réfrigérateur à vaccin – Salle de traitement		Établissement Springhill	Salle de traitement	Panasonic		121001043
Scie à plâtre		Établissement Springhill	Salle de traitement	BSN Medical Inc.	0295-200	28330
PortaCount	004382	Établissement Springhill	Bureau d'essais d'ajustement	Portacount Pro+	8038	80389433
Appareil à émission de particules (fait partie des essais d'ajustement)	004382	Établissement Springhill	Bureau d'essais d'ajustement	Particle Generator	8026	80263697
AGFA		Établissement Springhill	Salle à rayons X	AGFA	CF30X	1380
AGFA		Établissement Springhill	Salle à rayons X	AGFA	Drystar 5300	



Brancard Pedigo		Établissement Springhill	Salle de traitement	Pedigo	PP7500-W-Spec	0199025
Tension artérielle/sat O2 et Temp		Établissement Springhill	Salle de traitement/Portable	Welch Allyn	42NTB	201403441
Écran de contrôle-NIBP-SP02-Temp		Établissement Springhill		Welch Allan	42NTB	
ÉCRAN DE CONTRÔLE-TEMP-TYMPANIQUE		Établissement Springhill		Welch Allan	6021	
ÉCRAN DE CONTRÔLE-TEMP-TYMPANIQUE		Établissement Springhill		Welch Allan	6022	
Pompe de compresseur		Établissement Springhill		Innovocorp	IRC1196	
Pèse personne - Patient		Établissement Springhill		DET	6437	
Tonomètre		Établissement Springhill		CLC	MK2	
Fauteuil roulant		Établissement Springhill		AMG	700-631	
Fauteuil roulant		Établissement Springhill		AMG	700-625	
Fauteuil roulant		Établissement Springhill		AMG	700-621	
Fauteuil roulant		Établissement Springhill		AMG	700-627	
Fauteuil roulant		Établissement Springhill		AMG	700-632	

### Annexe H - Liste d'équipement Établissement Nova pour femmes

Article	~~Equipment Code~~Code d'équipement~~	~~Institution~~Établissement~~	~~Location~~Localisation~~	~~Manufacturer~~Nom du fabricant~~	~~Model~~Modèle~~	~~Serial Number~~Numéro de série~~
Amalgame séparateur	250-001441	Établissement Nova	Suite dentaire (salle de pompage)	Henry Schein	Solmetex/Vacstar/Internat	25669/89824/5858009
Amalgamateur		Établissement Nova	Suite dentaire	Silamat	S5	
Aspirateur	250-001576	Établissement Nova	Salle Tx	Gomco	4005	20071218030
Outil de mesure de canal	250-001442	Établissement Nova	Suite dentaire	Sinclair Dental	Root2XII	
Lumière de séchage	250-001445	Établissement Nova	Suite dentaire	Demetron	A.2	



Chaise dentaire	250-001449	Établissement Nova	Suite dentaire	Xcalibur		94492407
Lumière d'examen dentaire	250-001446	Établissement Nova	Suite dentaire	ALT	508T12N	CN07L0139
Balance numérique	250-001572	Établissement Nova	Salle Tx	Health-o-Meter	2842KL	7E620450000069
Doppler	250-001560	Établissement Nova	Salle Ax	Medisonics		FB06949
Poste pour les fraises	250-001452	Établissement Nova	Suite dentaire	Adec Pac	3420	C888511
ECG	250-001458	Établissement Nova	Salle Tx	Welch Allyn	CP2AS	20004345
Table d'examen	250-001568	Établissement Nova	Unité sécurisée	Midmark	Ritter 104	
Lampe d'examen	250-001578	Établissement Nova	Salle Tx	Luxo		
Lampe d'examen	250-001566	Établissement Nova	Unité sécurisée		LS-135	
Source de chaleur	250-001443	Établissement Nova	Suite dentaire	System B		
Appareil pour le chauffage des enveloppements chauds	250-001118	Établissement Nova	Salle Tx		E-1	137706
Réfrigérateur MI	250-001467	Établissement Nova	Salle des médicaments	Follett	Symphony series	
Réfrigérateur	250-001557	Établissement Nova	Salle des médicaments	Follett	REF series	
Pompe à infusion	250-001577	Établissement Nova	Salle Tx	Plum A+		13897820
Appareil à rayons X intraoral	250-001450	Établissement Nova	Suite dentaire	Gendex/Visualix		1514B-3945ABG
Module de contrôle LCM	250-001440	Établissement Nova	Suite dentaire	Sinclair Dental	LUX115V	
Nébuliseur	250-001559	Établissement Nova	Salle Ax	Sunmark	4075	045143
Oxymètre		Établissement Nova	Salle Ax	black		
Oxymètre	250-001117	Établissement Nova	Trousse d'urgence		NPB40	G03860573
Oxymètre	250-001225	Établissement Nova	Unité sécurisée	Rad-5V		538887
Appareil à rayons X panoramique	250-001438	Établissement Nova	Suite dentaire	Gendex	8500DDE	35-1858141DP
Lit de physio	250-001460	Établissement Nova	Salle Tx	Triton	TRT-600	2217
Appareil de contrôle du pouls	250-001462	Établissement Nova	Salle Ax	Dynamap	DPC400N	2019205-001
Appareil de contrôle du pouls	250-001265	Établissement Nova	Unité sécurisée	Dynamap	DCP400N	SDT10110608SP
Brancard	250-001457	Établissement Nova	Salle Tx	Hill Rom	P8000	K043AQ4641
Appareil TENS	250-001575	Établissement Nova	Salle Tx	Physiotens		5330588

Appareil TENS	250-001574	Établissement Nova	Salle Tx	Physiotens		447523
Ultrasons thérapeutiques	250-001460	Établissement Nova	Salle Tx	Intelect	2762CC	4948
Appareil de traction	250-001460	Établissement Nova	Salle Tx	Chatanooga	2841	3317
Ultraclave	250-001455	Établissement Nova	Suite dentaire	Ritter	Midmark M9-022	V460343
Nettoyeur ultrasonique (large)	250-001454	Établissement Nova	Suite dentaire	Sulton	Prosonic 1000MT	QDG020710129E
Nettoyeur ultrasonique (petit)	250-001444	Établissement Nova	Suite dentaire	Densply	Cavitron GEN-131	9788
Vibrateur		Établissement Nova	Suite dentaire	Buffalo	No. 1A	
Bras pour rayons X	250-001453	Établissement Nova	Suite dentaire	Gendex	Expert DC	12-1852698DP
Table d'examen	25000-001381	Établissement Nova	Salle Ax	Ritter	Midmark 222	V1168926
Fauteuil roulant (large)	250-001459	Établissement Nova	Unité de soins de santé	AMG	700-631	100050-0512-0026
Lampe d'examen	250-001551	Établissement Nova	Salle Ax	Welch Allyn	GS300	
Thermomètre	250-001553	Établissement Nova	Salle Tx	Braun	Thermoscan Plus	10105478202
Thermomètre	250-001554	Établissement Nova	Salle Ax	Braun	Thermoscan 6022	11110850664
Appareil de contrôle portative BP	250-001555	Établissement Nova	Salle d'entreposage des trousses d'urgence	Welch Allyn	3400	100000050811
Pèse personne - Adultes	250-001556	Établissement Nova	Toilette des détenues	Detecto		
Système intégré de diagnostic	250-001558	Établissement Nova	Salle Ax	Welch Allyn		
Thermomètre	250-001563	Établissement Nova	Salle d'entreposage des trousses d'urgence	Braun	6022	11110890735
Nébuliseur	250-001565	Établissement Nova	Unité sécurisée	Sunmark	4075	040471
Thermomètre	250-001567	Établissement Nova	Trousse d'urgence de l'unité sécurisée	Braun	Thermoscan	11110846300
Pèse personne - enfants	250-001573	Établissement Nova	Salle Tx	Detecto		
Système intégré de diagnostic	250-001580	Établissement Nova	Salle Tx	Welch Allyn		
Fauteuil (régulier)	250-001570	Établissement Nova	Salle Tx	Medline		
Lumière de speculum avec chargeur		Établissement Nova	Salle Ax	Welch Allyn	739 series	20100720/20100714

Appareil TENS		Établissement Nova	Salle Tx	PhysioSD	TS-1211	11-049683
Appareil TENS		Établissement Nova	Salle Tx	PhysioSD	TS-1211	11-049685
Stéthoscope téléstanté		Établissement Nova	Salle Tx	Dr. Camscope	AMD-3700	21150
Appareil de contrôle en téléstanté		Établissement Nova	Salle Tx	Dr. Camscope	DCSM(XGA)	DCSM-10G0169
Téléstanté ophthal/autoscopie		Établissement Nova	Salle Tx	Dr. Camscope	DCS-104T(NTSC)	DCSN-10E-285
Sonde à ultrasons en téléstanté	20100-004578	Établissement Nova	Salle Tx	Dr. Camscope	DCS-P101	DCSN-08B-341
Appareil CPAP		Établissement Nova	Salle d'entreposage	ResMed	H5i/S9	22112011401/22111819
Visionneuse de bureau, lumière d'arrière-plan pour rayons X		Établissement Nova	Suite dentaire	Dux		
Thermomètre		Établissement Nova	Unité sécurisée	Braun	6013	10100054947
Régulateur de bonbonne d'oxygène		Établissement Nova	Trousse d'urgence – salle d'entreposage	Medline		
Régulateur de bonbonne d'oxygène		Établissement Nova	H/C trousse d'urgence de l'unité	Medline		
Sphygmomanomètre		Établissement Nova	Salle Tx	TYCOS		90121134041
Sphygmomanomètre		Établissement Nova	Salle Ax	TYCOS		9508090077
Appareil TENS		Établissement Nova		PhysioTens		S330585
Lecteur à balayage - vessie		Établissement Nova	Salle de traitement	Verathon	Phanton BVI-6100	SS03792
Hydro collateur		Établissement Nova	Salle de traitement	Chattanooga	2402	T7783C
Chauffe couverture		Établissement Nova	Salle de traitement	Olympic	Warmette	13507
Sphygmomanomètre		Établissement Nova	Trousse d'urgence – salle d'entreposage	Welch Allyn	analog	
Sphygmomanomètre		Établissement Nova	Trousse d'urgence – salle d'entreposage	Welch Allyn	analog	
Chaise inclinable – optométrie	25000-003999	Établissement Nova	Bureau du médecin	Axis Medical	CS-418	CP-PZY-0418AJ
Trousse d'acuité visuelle	25000-003998	Établissement Nova	Bureau du médecin	Huvitz	HDC9000N	9HC00N1310009
Support ophtalmique Stand	25000-003997	Établissement Nova	Bureau du médecin	Marco	Deluxe II	1310499
Lampe à pupille fente - Microscope	25000-003996	Établissement Nova	Bureau du médecin	Huvitz	HS-5000	5HS0001310002

Aplanation Tonomètre	25000-003995	Établissement Nova	Bureau du médecin	Axis Medical	R-Type	05117
Cylindres phoropteurs	25000-003994	Établissement Nova	Bureau du médecin	Reichert	Minus	582150613
Miroir à pénombre		Établissement Nova	Bureau du médecin	Axis Medical	Plain white	none
Tabouret pneumatique à examen		Établissement Nova	Bureau du médecin	Brewer	none	61609
Fauteuil roulant (régulier)		Établissement Nova	Salle d'entreposage	Airgo	Procare IC	
ECG		Établissement Nova	Salle Tx	Welch Allyn	CP 100	10021867
Neurologie Natus Elite - Doppler		Établissement Nova		Natus	200	ECO1776

### Annexe I - Liste d'équipement Pharmacie régionale

Article	~~Equipment Code~~Code d'équipement~~	~~Institution~~Établissement~~	~~Location~~Localisation~~	~~Manufacturer~~Nom du fabricant~~	~~Model~~Modèle~~	~~Serial Number~~Numéro de série~~
EMBALLEUR COQUE – Appareil à thermosceller automed	201-0045554	Pharmacie régionale	Salle d'emballage	Healthmark	Autogen	AG-009C
EMBALLEUR COQUE – Appareil à thermosceller automed	201-004550	Pharmacie régionale	Salle d'emballage	Healthmark	Autogen	AG-003C
EMBALLEUR COQUE – Appareil à thermosceller automed	201-004552	Pharmacie régionale	Salle d'emballage	Healthmark	MTS -350	350-TC-004
EMBALLEUR COQUE – Appareil à thermosceller automed	210-005023	Pharmacie régionale	Expédition / Réception	Hunt Corporation	Bienfang	MH-00804
APPAREIL À COMPTER	201-004553	Pharmacie régionale	Dispensaire	McKesson	Parata Accucount	NTEP CC No. 96-116A3P
RÉFRIGÉRATEUR	201-005024	Pharmacie régionale	Salle de méthadone	True Food Services	TS-49 - True	4978832
RÉFRIGÉRATEUR	201-005025	Pharmacie régionale	Dispensaire	True Food Services	TS-49 - True	4947312
RÉFRIGÉRATEUR	201-004595	Pharmacie régionale	Sous-sol	ESBE Scientific	SAN-MPR1411	10020036
RÉFRIGÉRATEUR	201-004551	Pharmacie régionale	Salle de méthadone	Baxa	Baxa	2952
POMPE RÉPÉTEUR	201-004555	Pharmacie régionale	Salle de méthadone	Baxa	Baxa	2039

## Annexe J - Liste d'équipement Administration régionale

Article	~~Equipment Code~~Code d'équipement~~	~~Institution~~Établissement~~	~~Location~~Localisation~~	~~Manufacturer~~Nom du fabricant~~	~~Model~~Modèle~~	~~Serial Number~~Numéro de série~~
Scopie d'examen général par vidéo	20100-004579	Administration régionale		Sometech	456384	DCSM-11C-015
Appareil manuel IntraOral DCS-P	20100-004578	Administration régionale		Sometech	456383	DCSN-08B-341
Réfrigérateur (SAN-MPR1411)	20100-004597	Administration régionale	Présentement en entreposage (au sous-sol de l'AR)	ESBE Scientific	458353	40202019
Stéthoscope téléphonique AMD	20100-004547	Administration régionale		AMD	448659	SN 21151
Stéthoscope téléphonique AMD	20100-004548	Administration régionale		AMD	448660	SN 22150