



RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving Public Works and Government
Services Canada/Réception des soumissions
Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada
1713 Bedford Row
Halifax, N.S./Halifax, (N.É.)
B3J 1T3
Bid Fax: (902) 496-5016

SOLICITATION AMENDMENT

MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Atlantic Region Acquisitions/Région de l'Atlantique
Acquisitions
1713 Bedford Row
Halifax, N.S./Halifax, (N.É.)
B3J 3C9
Nova Scot

Title - Sujet Media Sterilizer & Petri Dish	
Solicitation No. - N° de l'invitation 39903-160384/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client 39903-16-0384	Date 2015-10-27
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$HAL-409-9620	
File No. - N° de dossier HAL-5-75117 (409)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2015-11-12	Time Zone Fuseau horaire Atlantic Standard Time AST
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Taylor, Kathie	Buyer Id - Id de l'acheteur hal409
Telephone No. - N° de téléphone (902) 496-5510 ()	FAX No. - N° de FAX (902) 496-5016
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation Amendment #01

I.) The following questions were posed by industry:

Q1: Point 1.1: "The capacity of the automated media sterilizer must have a range of 1-10L of media"
Up to our knowledge the majority of the instruments on the market offer a range of 1-9L.
For this reason, would it be possible to let us know the technical reasons justifying a range of 1-10L ?

R1: The extra litre is a nice to have but I am fine with offers that are 1-9 L. This is an oversight on my part. I have no problem adjusting this criteria.

Q2: Point 11.0: "The media Petri dish filler must have an optional capability to carry out automated test tube filling".

Once again, according to our knowledge only one brand on the market can offer Petri and tube filling capacity on the same instrument.

We would like to mentioned that, having two distinct instruments (one for Petri filling and the other one for tube filling) increase the versatility and offer the opportunity to process Petri and tube filling at the same time as well as offer the possibility to work on one of them if the other one is broken, etc.

Please, can you let us know the technical reasons justifying such restriction?

R2: This criteria is included not for versatility but for the capability of the automation. We have other pieces of equipment that can fill tubes but they are more manual and we would like to have the operational flexibility to have this option on our auto-sterilizer / filler due to the volume of tubes we fill. This is a mandatory requirement to meet our needs.

II.) For further clarification, this document serves to amend the solicitation as follows:

At Annex A/Annex C – Mandatory Minimum Requirements:

1.1 Delete: 1-10L of media

Insert: 1-9L of media

All other terms and conditions remain unchanged.