



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

**Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC**

11 Laurier St./ 11 rue, Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau, Québec K1A 0S5

Bid Fax: (819) 997-9776

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

**Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution

Scientific, Medical and Photographic Division /
Division de l'équipement scientifique, des produits
photographiques et pharmaceutiques

11 Laurier St./ 11 rue, Laurier

6A2, Place du Portage

Gatineau, Québec K1A 0S5

Title - Sujet système de documentation sur gel	
Solicitation No. - N° de l'invitation 39903-190204/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client 39903-190204	Date 2018-11-19
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$PV-955-75735	
File No. - N° de dossier pv955.39903-190204	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2018-12-12	
Time Zone Fuseau horaire Eastern Standard Time EST	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Paradis, Lise	Buyer Id - Id de l'acheteur pv955
Telephone No. - N° de téléphone (343) 550-1647 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Modification 001

La modification 001 est émise afin de répondre aux questions de l'industrie.

Questions et réponses

Question 1. Notre compagnie offre une solution avec chimioluminescence, fluorescence et imagerie à lumière blanche qui peut performer a) Trans-Bleu b) Trans-Blanc c) Épi-Blanc d) Épi-Bleu e) Épi- Vert f) Épi- Rouge g) Épi-Loin-Rouge h) Épi- Près Infra-Rouge. Est-ce possible pour l'utilisateur de considéré un système d'imagerie qui possède une lumière verte LED au lieu de Trans-UV? Vert LED va fonctionner pour l'excitation des acides nucléiques, incluant le bromure d'éthidium.

Réponse 1. Non. Le système doit avoir le filtre Trans-UV. Ceci est un élément critique pour notre système d'assurance qualité alors que notre système de recours utilise le Trans-UV.

Question 2. Notre compagnie offre une solution où l'utilisation de différents plateaux n'est pas requise pour chaque type d'imagerie. Le seul type d'imagerie que requiert un plateau est l'imagerie à lumière blanche. Le champ de vision excède les exigences. Est-ce possible pour l'utilisateur de considérer un système d'imagerie qui ne peut pas imager des gels sans colorants?

Réponse 2. Non. Le système doit pouvoir prendre des images de gel sans colorant. La majorité de nos expériences utilise l'image de gel sans colorant.

Question 3. Notre compagnie offre une solution dont les dimensions sont : 68cm x 38cm x 60 cm. Est-ce possible pour l'utilisateur de considérer un système avec ces dimensions?

Réponse 3. Non. Les spécifications de dimensions demandées sont basées sur l'espace disponible pour l'équipement. La hauteur spécifiée (60 cm) dépasse la hauteur d'espace disponible maximale.

Question 4. Notre compagnie offre une solution qui possède 64 GB de disque dur, expansible jusqu'à 1 TB de stockage de type « cloud ». Le système a un écran tactile complètement opérationnel et un programme d'analyse d'imagerie. Est-ce possible pour l'utilisateur de considérer un système avec le nombre de disque dur proposé?

Réponse 4. Non, le stockage d'information de type « Cloud » n'est pas possible due aux restrictions de sécurité présente à l'agence.

Question 5. Nous nous demandons s'y nous pouvons soumissionner avec le C600 dû à la différence mineurs des spécifications requise par l'appelle. Allons-nous devoir demander des amendements?

Réponse 5. Les tests diagnostiques qui sont développés dans notre laboratoire utilisent les méthodes de détections spécifiées dans la demande. Les spécifications de l'imageur de réserve disponible présentement en tant que imagerie de gel doit avoir les mêmes spécifications que celui-ci pour des raisons d'assurance qualité. C'est pour cette raison qu'aucune déviation n'est acceptée.

Toutes autres termes et conditions demeurent les mêmes.