



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Public Works and Government Services / Travaux
publics et services gouvernementaux
Kingston Procurement
Des Acquisitions Kingston
86 Clarence Street, 2nd floor
Kingston
Ontario
K7L 1X3
Bid Fax: (613) 545-8067

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services / Travaux
publics et services gouvernementaux
Kingston Procurement
Des Acquisitions Kingston
86 Clarence Street, 2nd floor
Kingston
Ontario
K7L 1X3

Title - Sujet Mass Spectrometer	
Solicitation No. - N° de l'invitation KW405-190279/A	Amendment No. - N° modif. 003
Client Reference No. - N° de référence du client KW405-190279	Date 2018-12-07
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$KIN-510-7642	
File No. - N° de dossier KIN-8-50082 (510)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2019-01-02	
Time Zone Fuseau horaire Eastern Standard Time EST	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Barltrop, David	Buyer Id - Id de l'acheteur kin510
Telephone No. - N° de téléphone (613) 536-4994 ()	FAX No. - N° de FAX (613) 545-8067
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
KW405-190279/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
KW405-19-0279

Amd. No. - N° de la modif.
003
File No. - N° du dossier
KIN-8-50082

Buyer ID - Id de l'acheteur
kin510
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

Amendment 003 to Solicitation KW405-190279/A - Mass Spectrometer

The purpose of this amendment is to amend the Requirement based on industry request.

Refer: Annex A Requirement, 2. Mandatory Requirements, 2.1 Liquid Chromatography

Delete: d) Capable to operate in flow rates of 0.001 – 5 mL/min with precision of 0.15% RSD, solvent composition software settable from 0 –100%, at 1% increments with accuracy $\pm 0.5\%$ and precision of $\pm 0.2\%$. Delay volume < 600 μ L, independent of system backpressure.

Insert: d) Capable to operate at a LCMS flow rate of 0.05mL/min or lower with precision of 0.15% RSD, solvent composition software settable from 0 –100%, at 1% increments with accuracy $\pm 0.5\%$ and precision of $\pm 0.2\%$. Delay volume < 600 μ L, independent of system backpressure. It must be possible to increase the flow rate up to 2mL/min or higher without affecting the precision.
