



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

**Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC**

11 Laurier St./ 11 rue, Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau, Québec K1A 0S5

Bid Fax: (819) 997-9776

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

**Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution

Scientific, Medical and Photographic Division /
Division de l'équipement scientifique, des produits
photographiques et pharmaceutiques
L'Esplanade Laurier
140 O'Connor Street,
East Tower, 7th Floor
Ottawa
Ontario
K1A 0S5

Title - Sujet Micro-ultracentrifuge Machine	
Solicitation No. - N° de l'invitation HT226-182892/A	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client HT226-182892	Date 2019-01-28
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$PV-954-76062	
File No. - N° de dossier pv954.HT226-182892	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2019-02-01	
Time Zone Fuseau horaire Eastern Standard Time EST	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Rodriguez, Emmanuelle	Buyer Id - Id de l'acheteur pv954
Telephone No. - N° de téléphone (343) 550-1650 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
HT226-182892/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
HT226-182892

Amd. No. - N° de la modif.
002
File No. - N° du dossier
pv954.HT226-182892

Buyer ID - Id de l'acheteur
pv954
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

AMENDMENT 002

This amendment to the solicitation is raised to answer bidder questions and to amend the solicitation document.

BIDDER QUESTIONS

Q1: Would a tabletop micro-ultracentrifuge with the following dimensions be considered?

Width 73.9 cm (29.1 in.)

Depth 61.7 cm (24.3 in.)

Height (Rear right): 39.4 cm (15.5 in.)

A1: A tabletop micro-ultracentrifuge machine (with the specified dimensions) will not be suitable because we do not have adequate bench space in our laboratory to accommodate this. However, a tabletop model can be considered if the vendor can provide a table suitable (in terms of balancing the weight of the machine) to place/accommodate the micro-ultracentrifuge machine. The price of such a table must be included in the bid price.

Q2: Would you please clarify the following: 3. Spec 1.6:

Specification is reading is indicating 5% we think you mean 5mm – can you please confirm

1.6. The ultra-centrifuge machine must have an imbalance intolerant drive allowing up to +/- 5 % opposing load imbalance.

A2: There is no change. The specification 1.6 (The ultra-centrifuge machine must have an imbalance intolerant drive allowing up to +/- 5 % opposing load imbalance.) is correct as is.

AMENDMENTS

1. At Annex A – Requirement

DELETE:

1.1. The ultra-centrifuge machine must be a compact floor model configuration not exceeding dimensions (H x W x D) of 950 x 450 x 550 mm.

INSERT:

1.1. The ultra-centrifuge machine must not exceed dimensions (H x W x D) of 950 x 450 x 550 mm. The ultra-centrifuge machine must be either a compact floor model configuration or a tabletop model accompanied by a suitable table (in terms of balancing the weight of the machine).

**ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS OF THE REQUEST FOR PROPOSAL REMAIN
UNCHANGED.**