



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

PWGSC/TPSGC Acquisitions Bid Receiving
Box/Boîte de Réception des Soumissions
Bid Receiving Box/Boîte de Récepti
1st Floor/1^{ère} étage, Suite 1212
100-1045 Main Street
Moncton
New Brunswick
E1C 1H1
Bid Fax: (506) 851-6759

Revision to a Request for a Standing Offer

Révision à une demande d'offre à commandes

Regional Individual Standing Offer (RISO)

Offre à commandes individuelle régionale (OCIR)

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Offer remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'offre demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Acquisitions NB/PEI (Moncton Office) – Bureau
d'acquisitions N.-B./Î.-P.-É. (Moncton)
1045 Main Street / 1045, rue Main
Moncton
New Bruns
E1C 1H1

Title - Sujet OCIR Panier-repas		
Solicitation No. - N° de l'invitation W0105-20F005/B		Date 2019-11-14
Client Reference No. - N° de référence du client W0105-20F005		Amendment No. - N° modif. 001
File No. - N° de dossier MCT-9-42019 (015)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME	
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$MCT-015-5639		
Date of Original Request for Standing Offer Date de la demande de l'offre à commandes originale		2019-11-05
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2019-11-22		Time Zone Fuseau horaire Atlantic Standard Time AST
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Drisdelle, Charlotte J.		Buyer Id - Id de l'acheteur mct015
Telephone No. - N° de téléphone (506) 962-5329 ()		FAX No. - N° de FAX (506) 851-6759
Delivery Required - Livraison exigée		
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:		
Security - Sécurité This revision does not change the security requirements of the Offer. Cette révision ne change pas les besoins en matière de sécurité de la présente offre.		

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Acknowledgement copy required Accusé de réception requis	Yes - Oui <input type="checkbox"/>	No - Non <input type="checkbox"/>
The Offeror hereby acknowledges this revision to its Offer. Le proposant constate, par la présente, cette révision à son offre.		
Signature	Date	
Name and title of person authorized to sign on behalf of offeror. (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du proposant. (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)		
For the Minister - Pour le Ministre		

Modification No 001 à l'invitation à soumissionner

Titre : Panier-repas

Cette modification est émise afin de:

- (1) Référence: **Annexe B - Base de paiement pour Articles pour Panier-repas**

Le paragraphe 15 doit être modifié comme suit :

15. **Ensemble d'ustensiles, jeu de 6 morceaux (CFC)**, doivent comprendre un couteau, une fourchette, cuillère, serviette de table, sel et poivre. **Les ustensiles en Bois, Plantware ou en Plastique sont tous acceptés.** Ces articles DOIVENT être tous à l'intérieur du sachet scellé pour raison hygiénique et l'emballage devrait aussi être biodégradable.

- (2) Référence: **Annexe C - Base de paiement – Nunéros d'Articles et Menus pour Panier-repas**

SUPPRIMER l'Annexe C courante; et

INSÉRER à la place **l'Annexe C révisée le 14 novembre 2019**

- (3) Référence: **Date de clôture des soumissions**

SUPPRIMER la Date de clôture du **2019-11-21**; et

INSÉRER la nouvelle Date de clôture du **2019-11-22**

Les autres conditions de l'invitation à soumissionner demeurent inchangées.
Toute question relative à cette modification doivent être adressées à :

Charlotte Drisdelle
Supply Officer / Agente d'approvisionnement
Telephone / Téléphone - (506) 962-5329
Facsimile / télécopieur - (506) 851-6759
Email : charlotte.drisdelle@pwgsc-tpsgc.gc.ca

Article N° 1 – <u>Petit-Déjeuner Menu 1</u>					
Art.	DESCRIPTION	Format requis	Quantité requise	Quantité estimée et le prix	
	Exigences obligatoires – Aucun substitut				
a	<p>Entrée: Jambon de la Forêt-Noire et Oeuf sur Muffin anglais emballé sous vide</p> <ul style="list-style-type: none"> - Muffin anglais de grosseur régulière (non géant); - Jambon 90g doit être tranché mince ou en copeaux; - Un gros œuf cuit ; - Le jambon cuit devrait contenir au maximum 10g de matières grasses, 6g de gras saturés ou moins et un maximum de 1200 mg ou moins de sodium selon une portion de 110g; - la Valeur nutritive du fabricant, pour le Jambon SEULEMENT doit être fournie. 	<p>Jambon 90g minimum</p> <p>1 Œuf cuit</p>	1	<p>Quantité estimative annuelle:</p> <p>700</p> <p>Article N° 1</p> <p>\$</p> <p>/ le repas</p>	
b	Jus d'orange pur à 100 % fait de concentré - Tetra Pak Jus de pomme pur à 100 % fait de concentré –Tetra Pak	200ml minimum	1 + 1 = 2 total		
c	Céréale individuelle, 1 bol ou 2 boîtes , assortis	1 bol ou 2 boîtes	1 ou 2		
d	Fromage cheddar, doux, mi-fort ou marbré, en Cryovac	21g minimum	1		
e	Orange fraîche		1		
f	Muffin au Bleuets emballé individuellement;	1 x 90g environ	1		
g	Compote de pomme à saveur de fruits ou Salade de fruits dans son propre jus, jus de poire, jus de fruit concentré ou de l'eau seulement	environ 100-113 ml/g	1		
h	Ketchup	sachet	2		
i	Vraie Mayonnaise	sachet	2		
j	Ensemble d'ustensiles, jeu de 6 morceaux tel que révisé à l'annexe B		1		

Annexe C – Menus - W0105-20F005/B - Révisé le 14 novembre 2019 Modification N° 001

Article N° 2 - Petit-Déjeuner Menu 2				
Art.	DESCRIPTION	Format requis	Quantité requise	Quantité estimée et le prix
	Exigences obligatoires – Aucun substitut			
a	Entrée: Bagel et Fromage à la Crème emballé sous vide - Bagel doit être 100 % Blé entier, grains entiers ou multigrain. Le Bagel doit être tranché et emballé individuellement <u>sans</u> la Tartinade de Fromage		1	Quantité estimative annuelle: 700 Article N° 2 \$ / le repas
b	- Tartinade de Fromage à la crème léger (léger en matières grasses), emballage-portion 2 x 18g minimum	36g minimum	2	
c	- Deux (2) œufs à la coque (sans coquille) de catégorie A Canada;		2	
d	Jus d'orange pur à 100 % fait de concentré - Tetra Pak Jus de pomme pur à 100 % fait de concentré – Tetra Pak	200ml minimum	1 + 1 = 2 total	
e	Céréale individuelle, 1 bol ou 2 boîtes , assortis	1 bol ou 2 boîtes	1 ou 2	
f	Fromage cheddar, doux, mi-fort ou marbré, en Cryovac	21g minimum	1	
g	Orange fraîche		1	
h	Muffin à Carottes , emballé individuellement;	1 x 90g environ	1	
i	Compote de pomme à saveur de fruits ou Salade de fruits dans son propre jus, jus de poire, jus de fruit concentré ou de l'eau seulement	environ 100-113 ml/g	1	
j	Ensemble d'ustensiles, jeu de 6 morceaux tel que révisé à l'annexe B		1	

Annexe C – Menus - W0105-20F005/B - Révisé le 14 novembre 2019 Modification N° 001

Article N° 3 - Petit-Déjeuner Menu 3				
Art.	DESCRIPTION	Format requis	Quantité requise	Quantité estimée et le prix
	Exigences obligatoires – Aucun substitut			
a	<p>Entrée: 'Muffin' à déjeuner au bacon et œuf emballé sous vide :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doit être un Muffin anglais d'une grosseur régulière (non géant); - Un Oeuf cuit; - Bacon de dos seulement minimum 18g - 20g; - Une tranche de fromage fondu Cheddar – Ribbon de première qualité 13g <i>minimum (1 tranche et non des morceaux coupés et la tartinade au fromage est pas acceptable)</i> 	<p>Bacon de dos 18-20g minimum</p> <p>Fromage 1 tranche 13g minimum</p>	1	<p>Quantité estimative annuelle:</p> <p>700</p> <p>Article N° 3</p> <p>\$</p> <p>/ le repas</p>
b	Jus d'orange pur à 100 % fait de concentré - Tetra Pak Jus de pomme pur à 100 % fait de concentré – Tetra Pak	200ml minimum	1 + 1 = 2 total	
c	Céréale individuelle, 1 bol ou 2 boîtes , assortis	1 box ou 2 boîtes	1 ou 2	
d	Fromage cheddar, doux, mi-fort ou marbré, en Cryovac	21g minimum	1	
e	Orange fraîche		1	
f	Muffin à l'Avoine , ou avec/ou sans fruits/pépites de chocolat ou Muffin à l'orange/streusel , emballé individuellement;	1 x 90g environ	1	
g	Compote de pomme à saveur de fruits ou Salade de fruits dans son propre jus, jus de poire, jus de fruit concentré ou de l'eau seulement.	environ 100-113 ml/g	1	
h	Ketchup	sachet	2	
i	Vraie Mayonnaise	sachet	2	
j	Ensemble d'ustensiles, jeu de 6 morceaux tel que révisé à l'annexe B		1	

Annexe C – Menus - W0105-20F005/B - Révisé le 14 novembre 2019 Modification N° 001

Article N° 4 - Petit-Déjeuner Menu 4				
Art.	DESCRIPTION	Format requis	Quantité requise	Quantité estimée et le prix
	Exigences obligatoires – Aucun substitut			
a	Entrée: Œufs à la Coque emballés sous vide : - Doit y avoir deux (2) œufs à la coque (sans coquille) de catégorie A Canada;		2	Quantité estimative annuelle: 700 Article N° 4 \$ / le repas
b	Croissant – 1 régulier ou 2 petits croissants ;	100g environ	1 ou 2	
c	Jus d'orange pur à 100 % fait de concentré - Tetra Pak Jus de pomme pur à 100 % fait de concentré–Tetra Pak	200ml minimum	1 + 1 2 total	
d	Céréale individuelle, 1 bol ou 2 boîtes , assortis	1 bol ou 2 boîtes	1 ou 2	
e	Fromage cheddar, doux, mi-fort ou marbré, en Cryovac	21g minimum	1	
f	Orange fraîche		1	
g	Muffin , Pomme et Cannelle, Banane, Banane et noix, Banane avec pépites de chocolat ou Pain Banane emballé individuellement;	1 x 90g environ	1	
h	Compote de pomme à saveur de fruits ou Salade de fruits dans son propre jus, jus de poire, jus de fruit concentré ou de l'eau seulement	Environ 100-113 ml/g	1	
i	Margarine non-hydrogénée , Becel, Canola Harvest ou produit équivalent d'une autre marque	Portion individuelle	2	
j	Vraie Mayonnaise	sachet	2	
k	Ensemble d'ustensiles, jeu de 6 morceaux tel que révisé à l'annexe B		1	

Annexe C – Menus - W0105-20F005/B - Révisé le 14 novembre 2019 Modification N° 001

Article N° 5 - Dîner/Souper Menu 5				
Art.	DESCRIPTION	Format requis	Quantité requise	Quantité estimée et le prix
	Exigences obligatoires – Aucun substitut			
a	<p>Entrée: Sandwich au Jambon de la Forêt-Noire emballé sous vide :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pain blanc enrichi; - Jambon 90g doit être tranché mince ou en copeaux ; - Deux (2) tranches de fromage fondu Cheddar – Ribbon de première qualité 26g minimum; - Le jambon devrait contenir au maximum 5g de matières grasses, 5g de gras saturés ou moins et un maximum de 1200 mg ou moins de sodium selon une portion de 110g; - la Valeur nutritive du fabricant, pour le Jambon SEULEMENT doit être fournie. 	<p>Jambon 90g minimum</p> <p>Fromage 26g minimum</p>	1	<p>Quantité estimative annuelle:</p> <p>7 000</p> <p>Article N° 5</p> <p>\$</p> <p>/ le repas</p>
b	<p>Entrée : Sandwich à Salade de Thon :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pain à 100% Blé entier; - Garniture de Thon 110g minimum faite avec de la vraie Mayonnaise et une mince couche de margarine non-hydrogénée sur le pain 	Garniture 110g minimum	1	
c	1 Jus de fruits, pur à 100 % fait de concentré, saveurs assortis -Tetra Pak et 1 Bouteille d'Eau		1+1 = 2	
d	Pomme fraîche : Gala, Granny Smith ou Red Delicious		1	
e	Légumes frais : Carottes, Bâtonnets de célerie, en taille de morsure crus du brocoli, choufleur, brocoli/choufleur, haricots, pois mange-tout (snap peas) etc	2 oz = 56.7g minimum	1	
f	Fromage cheddar, doux, mi-fort ou marbré, en Cryovac	21g minimum	1	
g	Biscuits Pépites chocolat ou Bran Crunch de Peak Freans 2 x 2's , 1 x Cookie Club, LeClerc ou marque équivalente ou Vachon Biscuit Rondeau Chocolate Chunk ou équivalent minimum 2 x 20g ou 1 x 40g - 50g		1 ou 2	
h	Moutarde	sachet	2	
i	Vraie Mayonnaise	sachet	2	
j	Ensemble d'ustensiles, jeu de 6 morceaux tel que révisé à l'annexe B		1	

Annexe C – Menus - W0105-20F005/B - Révisé le 14 novembre 2019 Modification N° 001

Article N° 6 – Dîner/Souper Menu 6				
Art.	DESCRIPTION	Format requis	Quantité requise	Quantité estimée et le prix
	Exigences obligatoires – Aucun substitut			
a	<p>Entrée: Sandwich au Rôti de Bœuf emballé sous vide</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pain 100% Blé entier; - Rôti de Boeuf 90g doit être tranché mince ou en copeaux ; - Deux (2) tranches de fromage fondu Cheddar – Ribbon de première qualité 26g minimum; - Rôti de Bœuf devrait contenir au maximum 10g de matières grasses, 6g de gras saturés ou moins et un maximum de 1300 mg ou moins de sodium selon une portion de 100g ; - la Valeur nutritive du fabricant, pour le Rôti de Boeuf SEULEMENT doit être fournie. 	<p>Rôti de Bœuf 90g minimum</p> <p>Fromage 26g minimum</p>	1	<p>Quantité estimative annuelle:</p> <p>7 000</p> <p>Article N° 6</p> <p>\$ / le repas</p>
b	<p>Entrée: Salade d'Œufs sur Kaiser emballé sous vide :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gros Kaiser blanc enrichi; - Garniture à Salade d'œufs 110g minimum faite avec de la vraie mayonnaise et doit y avoir une mince couche de margarine non-hydrogénée sur le Kaiser 	Garniture 110g minimum	1	
c	<p>1 Jus de fruits, pur à 100 % fait de concentré, saveurs assortis -Tetra Pak et 1 Bouteille d'Eau OU</p> <p>2 Jus de fruits et aucune bouteille d'eau</p>	200ml minimum	1+1 = 2	
d	Salade de choux crémeuse aucun substitut	70g minimum	1	
e	Pomme fraîche : Gala, Granny Smith ou Red Delicious		1	
f	Fromage cheddar, doux, mi-fort ou marbré, en Cryovac	21g minimum	1	
g	Biscuits Oreo 2 x 2's ou Biscuit(s) Chocolat de Cookie Club ou équivalent minimum 2 x 20g ou 1 x 40g-50g		1 ou 2	
h	Moutarde	sachet	2	
i	Vraie Mayonnaise	sachet	2	
j	Ensemble d'ustensiles, jeu de 6 morceaux tel que révisé à l'annexe B		1	

Annexe C – Menus - W0105-20F005/B - Révisé le 14 novembre 2019 Modification N° 001

Article N° 7 – Dîner/Souper Menu 7				
Art.	DESCRIPTION	Format requis	Quantité requise	Quantité estimée et le prix
	Exigences obligatoires – Aucun substitut			
a	<p>Entrée: Sous-marin de Poulet grillé façon Fajita de 6 à 7 po emballé sous vide:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pain sous-marin blanc enrichi de 6 po – 7 po minimum; - Lanières de poitrines de poulet grillées, 90g minimum - Fromage fondu à Sous-Marin blanc en tranche pré-coupé 28g minimum; - la Valeur nutritive du fabricant, pour le Poulet SEULEMENT doit être fournie. 	<p>Poulet 90g minimum</p> <p>Fromage 28g minimum</p>	1	<p>Quantité estimative annuelle:</p> <p>7 000</p> <p>Article N° 7</p> <p>\$</p> <p>/ le repas</p>
b	<p>Entrée: Sandwich au Pastrami emballé sous vide :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pain de Blé entier à 100 %; - Pastrami 90g doit être tranché mince ou en copeaux ; - Pastrami devrait contenir un maximum de 5g de matières grasses, 5g de gras saturés ou moins et un maximum de 1300 mg ou moins de sodium selon une portion de 100g ; - la Valeur nutritive du fabricant, pour le Pastrami SEULEMENT doit être fournie. 	Pastrami 90g minimum	1	
c	1 Jus de fruits pur à 100 % fait de concentré, saveurs assortis -Tetra Pak et 1 Bouteille d'Eau	200ml minimum	1 + 1 + 2	
d	Pomme fraîche, Gala, Granny Smith ou Red Delicious		1	
e	Jus de légumes : Un Jus Cocktail 10 Légumes Tetra Pak de Oasis ou 1 Jus V8	200 ml minimum	1	
f	Fromage cheddar, doux, mi-fort ou marbré, en Cryovac	21g minimum	1	
g	Brownies Grab'n Go de Martin Dessert, Laura Secord ou marque équivalente ou Vachon Ah Caramel ou Joe Louis		1	
h	Moutarde	sachet	2	
i	Vraie Mayonnaise	sachet	2	
j	Ensemble d'ustensiles, jeu de 6 morceaux tel que révisé à l'annexe B		1	

Annexe C – Menus - W0105-20F005/B - Révisé le 14 novembre 2019 Modification N° 001

Article N° 8 – Dîner/Souper Menu 8				
Art.	DESCRIPTION	Format requis	Quantité requise	Quantité estimée et le prix
	Exigences obligatoires – Aucun substitut			
a	<p>Entrée: Sandwich au Jambon de la Forêt-Noire emballé sous vide :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pain 100% multigrain ou grains entiers; - Jambon 90g doit être tranché mince ou en copeaux; - Deux (2) tranches de fromage fondu Cheddar – Ribbon de première qualité 26g minimum; - Le Jambon devrait contenir au maximum 5g de matières grasses, 5g de gras saturés ou moins et un maximum de 1200 mg ou moins de sodium selon une portion de 100g; - la Valeur nutritive du fabricant, pour le Jambon SEULEMENT doit être fournie. 	<p>Jambon 90g minimum</p> <p>Fromage 26g minimum</p>	1	<p>Quantité estimative annuelle:</p> <p>7 000</p> <p>Article N° 8</p> <p>\$</p> <p>/ le repas</p>
b	<p>Entrée: Sandwich roulé à Salade de Poulet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tortilla blanche originale d'un minimum de 8 à 10 po ; - Garniture de salade de poulet doit être 110g minimum faite avec la vraie mayonnaise et doit y avoir une mince couche de margarine non-hydrogéné sur le tortilla 	Garniture 110g minimum	1	
c	1 Jus de fruits pur à 100 % fait de concentré, saveurs assortis -Tetra Pak et 1 Bouteille d'Eau	200ml minimum	1 + 1 = 2	
d	Pomme fraîche : Gala, Granny Smith ou Red Delicious		1	
e	Salade de choux vinaigrette aucun substitut	70g minimum	1	
f	Fromage cheddar, doux, mi-fort ou marbré, en Cryovac	21g minimum	1	
g	Biscuits Fruit Crème de Peak Freans 2 x 2's, ou 1 x Biscuit avec Fruit ou Confiture, Cookie Club ou marque équivalente minimum 2 x 20g ou 1 x 40g-50g ou Vachon Passion Flakie Pomme-Framboise ou Vachon Jelly Log ou équivalent		1 ou 2	
h	Moutarde	sachet	2	
i	Vraie Mayonnaise	sachet	2	
j	Ensemble d'ustensiles, jeu de 6 morceaux tel que révisé à l'annexe B		1	

Annexe C – Menus - W0105-20F005/B - Révisé le 14 novembre 2019 Modification N° 001

Article N° 9 – Dîner/Souper Menu 9				
Art.	DESCRIPTION	Format requis	Quantité requise	Quantité estimée et le prix
	Exigences obligatoires – Aucun substitut			
a	<p>Entrée: Sandwich à la Dinde emballé sous vide :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pain blanc enrichi; - Dinde 90g minimum doit être tranché mince ou en copeaux; - Fromage fondu à Sous-Marin blanc en tranche pré-coupé 28g minimum; - Dinde devrait contenir au maximum 5g de matières grasses, 5g ou moins de gras saturés et un maximum de 1300 mg de sodium ou moins selon une portion de 100g ; - la Valeur nutritive du fabricant, pour la viande de Dinde SEULEMENT doit être fournie. 	<p>Dinde 90g minimum</p> <p>Fromage 28g minimum</p>	1	<p>Quantité estimative annuelle:</p> <p>7 000</p> <p>Article N° 9</p> <p>\$</p> <p>/ le repas</p>
b	<p>Entrée: Sandwich au Bologna emballé sous vide</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pain 100% Multigrain ou grains entiers; - Bologna tranché 90g minimum; - Bologna devrait contenir au maximum 24g de matières grasses, 9g de gras saturés ou moins et un maximum de 1300 mg ou moins de sodium selon une portion de 110g ; - la Valeur nutritive du fabricant, pour le Bologna SEULEMENT doit être fournie. 	Bologna 90g minimum	1	
c	1 Jus de fruit pur à 100 % fait de concentré, saveurs assortis -Tetra Pak et 1 Bouteille d'Eau	200ml minimum	1 + 1 = 2	
d	Pomme fraîche, Gala, Granny Smith ou Red Delicious		1	
e	Légumes frais : Carottes, Bâtonnets de célerie, en taille de morsure crus du brocoli, choufleur, brocoli/choufleur, haricots, pois mange-tout (snap peas) etc	2 oz = 56.7g minimum	1	
f	Fromage cheddar, doux, mi-fort ou marbré, en Cryovac	21g minimum	1	
g	Biscuits Sablés ou Biscuits au Sucre ou genre équivalent, 2 x 2's de Peak Freans, 1 x Cookie Club, LeClerc ou équivalent minimum 2 x 20g ou 1 x 40g-50g ou Vachon Half Moon Vanille		1 ou 2	
h	Moutarde	sachet	2	
i	Vraie Mayonnaise	sachet	2	
j	Ensemble d'ustensiles, jeu de 6 morceaux tel que révisé à l'annexe B		1	

Annexe C – Menus - W0105-20F005/B - Révisé le 14 novembre 2019 Modification N° 001

Article N° 10 – Dîner/Souper Menu 10				
Art.	DESCRIPTION	Format requis	Quantité requise	Quantité estimée et le prix
	Exigences obligatoires – Aucun substitut			
a	<p>Entrée: Sous-marin Pizza emballé sous vide :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pain sous-marin blanc enrichi, 6 à 7 po; - Salami tranché 60g minimum; -Pepperoni tranché 30g minimum; - Sauce à Pizza minimum 30ml distribué également sur la longueur et entre la viande; - Fromage fondu à Sous-Marin blanc en tranche pré-coupé 28g minimum; -Le salami et le pepperoni devrait contenir au maximum 23 g de matières grasses, 10g de gras saturés ou moins et un maximum de 1400 mg ou moins de sodium selon une portion de 100g ; - la Valeur nutritive du fabricant, pour le Salami et le Pepperoni SEULEMENT doit être fournie. 	<p>Salami 60g minimum</p> <p>Pepperoni 30g minimum</p> <p>Fromage 28g minimum</p>	1	<p>Quantité estimative annuelle:</p> <p>7 000</p> <p>Article N° 10</p> <p>\$</p> <p>/ le repas</p>
b	Sauce à Pizza ou Marinara 1 x 40 ml minimum	1 x 40 ml min	1	
c	<p>Entrée : Sandwich à Salade de Thon :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pain à 100% Blé entier; - Garniture de Thon 110g minimum faite avec de la vraie Mayonnaise et doit y avoir une mince couche de margarine non-hydrogéné sur le pain 	Garniture 110g minimum	1	
d	1 Jus de fruits pur à 100 % fait de concentré, saveurs assortis -Tetra Pak et 1 Bouteille d'Eau	200ml minimum	1 + 1=2	
e	Pomme fraîche : Gala, Granny Smith ou Red Delicious		1	
f	Salade de choux crèmeuse aucun substitut	70g minimum	1	
g	Fromage cheddar, doux, mi-fort ou marbré, en Cryovac	21g minimum	1	
h	Brownies Grab'n Go de Martin Dessert, Laura Secord ou marque équivalente ou Vachon Ah Caramel ou Joe Louis		1	
i	Moutarde	sachet	2	
j	Vraie Mayonnaise	sachet	2	
k	Ensemble d'ustensiles, jeu de 6 morceaux tel que révisé à l'annexe B		1	

Annexe C – Menus - W0105-20F005/B - Révisé le 14 novembre 2019 Modification N° 001

Article N° 11 – Dîner/Souper Menu 11				
Art.	DESCRIPTION	Format requis	Quantité requise	Quantité estimée et le prix
	Exigences obligatoires – Aucun substitut			
a	<p>Entrée: Sandwich roulé Club à la Dinde emballé sous vide:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tortilla aux épinards de 8 à 10 po; - Dinde 90g doit être tranché mince ou en copeaux; - Deux (2) tranches de vrai Bacon; - Fromage fondu à Sous-Marin blanc en tranche pré-coupé 28g minimum; - Dinde devrait contenir au maximum 10g de matières grasses, 6g de gras saturés ou moins et un maximum de 1300 mg ou moins de sodium selon une portion de 100g ; - la Valeur nutritive du fabricant, pour la viande de Dinde SEULEMENT doit être fournie. 	<p>Dinde 90g minimum</p> <p>Vrai Bacon 2 tranches</p> <p>Fromage 28g minimum</p>	1	<p>Quantité estimative annuelle:</p> <p>7 000</p> <p>Article N° 11</p> <p>\$</p> <p>/ le repas</p>
b	<p>Entrée : Sandwich à Salade de Thon emballé sous vide :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pain Blanc enrichi; - Garniture de Thon 110g minimum faite avec de la vraie mayonnaise et doit y avoir une mince couche de margarine non-hydrogéné sur le pain 	Garniture 110g minimum	1	
c	1 Jus de fruits pur à 100 % fait de concentré, saveurs assortis -Tetra Pak et 1 Bouteille d'Eau	200ml minimum	1+1 = 2	
d	Pomme fraîche : Gala, Granny Smith ou Red Delicious		1	
e	Jus de légumes : Un Jus Cocktail 10 Légumes de Oasis en Tetra Pak ou 1 jus V8	200 ml minimum	1	
f	Fromage cheddar, doux, mi-fort ou marbré, en Cryovac	21g minimum	1	
g	Brownies Grab'n Go de Martin Dessert, Laura Secord ou marque équivalente ou Vachon Ah Caramel ou Joe Louis		1	
h	Moutarde	sachet	2	
i	Vraie Mayonnaise	sachet	2	
j	Ensemble d'ustensiles, jeu de 6 morceaux tel que révisé à l'annexe B		1	

Annexe C – Menus - W0105-20F005/B - Révisé le 14 novembre 2019 Modification N° 001

Article N° 12 – Dîner/Souper Menu 12				
Art.	DESCRIPTION	Format requis	Quantité requise	Quantité estimée et le prix
	Exigences obligatoires – Aucun substitut			
a	<p>Entrée: Sous-marin Donair avec Fromage emballé sous vide:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pain sous-marin blanc enrichi, 6 à 7 po; - Viande Donair 90g tranchée; - Fromage fondu à Sous-Marin blanc en tranche pré-coupé 28g minimum; - Viande Donair devrait contenir au maximum 30g de matières grasses, 12g ou moins de gras saturés et un maximum de 1100 mg ou moins de sodium selon une portion de 110g. - la Valeur nutritive du fabricant, pour la viande Donair SEULEMENT doit être fournie. 	<p>Viande Donair 90g minimum</p> <p>Fromage 28g minimum</p>	1	<p>Quantité estimative annuelle</p> <p>7 000</p> <p>Article N° 12</p> <p>\$</p> <p>/ le repas</p>
b	Sauce Donair 1 x 50 ml environ	50ml environ	1	
c	<p>Entrée: Sandwich au Jambon de la Forêt-Noire emballé sous vide :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pain à blé entier, grain entier ou multigrain - Jambon 90g doit être tranché mince ou en copeaux ; - Le Jambon devrait contenir au maximum 5g de matières grasses, 5g de gras saturés ou moins et un maximum de 1200 mg ou moins de sodium selon une portion de 110g; - la Valeur nutritive du fabricant, pour le Jambon SEULEMENT doit être fournie. 	Jambon 90g minimum	1	
d	1 Jus de fruits pur à 100 % fait de concentré, saveurs assortis -Tetra Pak et 1 Bouteille d'Eau	200 ml minimum	1 + 1 = 2	
e	Salade de choux au vinaigre aucun substitut	70g minimum	1	
f	Pomme fraîche : Gala, Granny Smith ou Red Delicious		1	
g	Fromage cheddar, doux, mi-fort ou marbré, en Cryovac	21g minimum	1	
h	Tout genre de Dessert, biscuit, gâteau, carré, Blondie minimum 2 x 20g ou 1 x 40g – 50g		1 ou 2	
i	Moutarde	sachet	2	
j	Vraie Mayonnaise	sachet	2	
k	Ensemble d'ustensiles, jeu de 6 morceaux tel que révisé à l'annexe B		1	

Annexe C – Menus - W0105-20F005/B - Révisé le 14 novembre 2019 Modification N° 001

Article N° 13 – Dîner/Souper Menu 13				
Art.	DESCRIPTION	Format requis	Quantité requise	Quantité estimée et le prix
	Exigences obligatoires – Aucun substitut			
a	<p>Entrée: Sous-marin au poulet Cajun emballé sous vide :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pain sous-marin Blanc enrichi 8 po à 10 po; - Lanières de poitrines de poulet grillées 90g minimum. Le poulet doit être saupoudré d'un épice Cajun et mélangé avec une mayonnaise épicée. - Fromage fondu à Sous-Marin blanc en tranche pré-coupé 28g minimum; <p>la Valeur nutritive du fabricant, pour le poulet SEULEMENT doit être fournie.</p>	<p>Poulet 90g minimum</p> <p>Fromage 28g minimum</p>	1	<p>Quantité estimative annuelle:</p> <p>7 000</p> <p>Article N° 13</p> <p>\$</p> <p>/ le repas</p>
b	<p>Entrée: Sandwich à Salade d'Œufs emballé sous vide :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pain Multigrain 100% ou à Grains entiers; - Garniture à Salade d'œufs 110g minimum faite avec de la vraie mayonnaise et doit y avoir une couche mince de margarine non-hydrogéné sur le pain. 	Garniture 110g minimum	1	
c	1 Jus de fruits pur à 100 % fait de concentré, saveurs assortis -Tetra Pak et 1 Bouteille d'Eau	200ml minimum	1+1 = 2	
d	Pomme fraîche: Gala, Granny Smith ou Red Delicious		1	
e	Légumes frais : Carottes, Bâtonnets de célerie, en taille de morsure crus du brocoli, choufleur, brocoli/choufleur, haricots, pois mange-tout (snap peas) etc	2 oz = 56.7g minimum	1	
f	Fromage cheddar, doux, mi-fort ou marbré, en Cryovac	21g minimum	1	
g	Biscuits, Sablés, Caramel/Caramel écossais ou morceaux de Chocolat blanc ou produit équivalent minimum 2 x 20g ou 1 x 40g-50g ou Vachon Passion Flakie Caramel ou Half Moon Vanille		1	
h	Moutarde	sachet	2	
i	Vraie Mayonnaise	sachet	2	
j	Ensemble d'ustensiles, jeu de 6 morceaux tel que révisé à l'annexe B		1	

Annexe C – Menus - W0105-20F005/B - Révisé le 14 novembre 2019 Modification N° 001

Article N° 14 – Dîner/Souper Menu 14				
Art.	DESCRIPTION	Format requis	Quantité requise	Quantité estimée et le prix
	Exigences obligatoires – Aucun substitut			
a	<p>Entrée: Bologne et Fromage sur Kaiser emballé sous vide :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pain Kaiser Blanc Enrichi; - Bologne tranché 90g minimum; - Deux (2) tranches de fromage fondu Cheddar – Ribbon de première qualité 26g minimum; - Bologne devrait contenir au maximum 24g de matières grasses, 9g de gras saturés ou moins et un maximum de 1300 mg ou moins de sodium selon une portion de 110g ; - la Valeur nutritive du fabricant, pour le Bologne SEULEMENT doit être fournie. 	<p>Bologne 90g minimum</p> <p>Fromage 26g minimum</p>	1	<p>Quantité estimative annuelle:</p> <p>7 000</p> <p>Article N° 14</p> <p>\$</p> <p>/ le repas</p>
b	<p>Entrée: Sandwich roulé au Poulet et Bacon emballé sous vide :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tortilla 100% Blé entier 8 - 10 po; - Lanières de poitrines de poulet grillées 90g minimum ; - Deux (2) tranches de vrai Bacon (tranches entières) minimum; - la Valeur nutritive du fabricant, pour le Poulet SEULEMENT doit être fournie. 	<p>Poulet 90g minimum</p> <p>2 tranches minimum de vrai bacon</p>	1	
c	1 Jus de fruits pur à 100 % fait de concentré, saveurs assortis -Tetra Pak et 1 Bouteille d'Eau OU 2 Jus de fruits et aucune bouteille d'eau	200 ml minimum	1 + 1 = 2	
d	Pomme fraîche, Gala, Granny Smith ou Red Delicious		1	
e	Salade de choux crèmeuse aucun substitut	70g minimum	1	
f	Fromage cheddar, doux, mi-fort ou marbré, en Cryovac	21g minimum	1	
g	Tartes au beurre de Vachon ou marque équivalent ou dessert Blondie minimum 1 x 40g		1	
h	Moutarde	sachet	2	
i	Vraie Mayonnaise	sachet	2	
j	Ensemble d'ustensiles, jeu de 6 morceaux tel que révisé à l'annexe B		1	

Annexe C – Menus - W0105-20F005/B - Révisé le 14 novembre 2019 Modification N° 001

Article N° 15 – Dîner/Souper Végétarien Menu 15				
Art.	DESCRIPTION	Format requis	Quantité requise	Quantité estimée et le prix
	Exigences obligatoires – Aucun substitut			
a	Entrée: Falafel en rondelles emballé sous vide - Falafel en rondelles/Protéines végétariennes 90g;	Protéine végétarienne 90g minimum	1	<p>Quantité estimative annuelle:</p> <p>1 000</p> <p>Article N° 15</p> <p>\$</p> <p>/ le repas</p>
b	Sauce Tzitziki, ou Hummus ; ou « Wings Dippits », à saveur d'Ail	Minimum 1 x 44 ml/g	1	
c	Entrée: Sandwich à Salade d'Œufs emballé sous vide : - Pain Blé Entier 100%; - Garniture à Salade d'œufs 110g minimum faite avec de la vraie mayonnaise et doit y avoir une mince couche de margarine non-hydrogénée sur le pain	Garniture 110g minimum	1	
d	1 Jus de fruits pur à 100 % fait de concentré, saveurs assortis -Tetra Pak et 1 Bouteille d'Eau	200ml minimum	1 + 1 + 2	
e	Jus de légumes : Un Jus Cocktail 10 Légumes de Oasis en Tetra Pak ou 1 jus V8	200 ml minimum	1	
f	Pomme fraîche, Gala, Granny Smith ou Red Delicious		1	
g	Fromage cheddar, doux, mi-fort ou marbré, en Cryovac	21g minimum	1	
h	1 x Biscuit Vachon Rondeau au Raisin OU Morceaux de Chocolat ou Oreo's 2 x 2's ou biscuit de genre équivalent minimum 2 x 20g or 1 x 40g-50g		1 ou 2	
i	Moutarde	sachet	2	
j	Vraie Mayonnaise	sachet	2	
k	Ensemble d'ustensiles, jeu de 6 morceaux tel que révisé à l'annexe B		1	

Annexe C – Menus - W0105-20F005/B - Révisé le 14 novembre 2019 Modification N° 001

Article N° 16 – Dîner/Souper Végétarien Menu 16				
Art.	DESCRIPTION	Format requis	Quantité requise	Quantité estimée et le prix
	Exigences obligatoires – Aucun substitut			
a	Entrée: Burrito végétarien aux Fèves et Fromage emballé sous vide: - Tortilla à 100% Blé entier 10 à 12 pouces; - Garniture végétarienne aux Fèves et Fromage 180g; - Fromage Cheddar naturel râpé 30g minimum ;	Garniture végétarienne 180g minimum Fromage 30g minimum	1	<p>Quantité estimative annuelle :</p> <p>1 000</p> <p>Article N° 16</p> <p>\$</p> <p>/ le repas</p>
b	Sauce Salsa 100g environ	100g environ	1	
c	Entrée : Sandwich à Salade de Thon emballé sous vide : - Pain Blanc enrichi; - Garniture de Thon 110g minimum faite avec de la vraie mayonnaise et doit y avoir une mince couche de margarine non-hydrogéné sur le pain	Garniture 110g minimum	1	
d	1 Jus de fruits pur à 100 % fait de concentré, saveurs assortis -Tetra Pak et 1 Bouteille d'Eau	200ml minimum	1 + 1= 2	
e	Pomme fraîche : Gala, Granny Smith ou Red Delicious		1	
f	Salade de choux au vinaigre aucun substitut	70g minimum	1	
g	Fromage cheddar, doux, mi-fort ou marbré, en Cryovac	21g minimum	1	
h	Oreo's, Biscuits Branch Crunch ou Fruit Crème de Peak Freans 2 x 2's ou 1 x Biscuit avec Fruit ou Confiture Cookie Club ou équivalent ou Vachon Passion Flakie Pomme-Framboise ou Vachon Jelly Log ou autre produit Vachon ou marque équivalente minimum 2x20g ou 1 x 40g-50g		1 ou 2	
i	Moutarde	sachet	2	
j	Vraie Mayonnaise	sachet	2	
k	Ensemble d'ustensiles, jeu de 6 morceaux tel que révisé à l'annexe B		1	