

Pièce jointe 2 à l'appendice 3 de l'annexe D

**FICHE DE CONSIGNATION D'ESSAI D'ENDURANCE ET
DE PRÉCISION
DE SYSTÈME D'ARME À CALIBRES MULTIPLES
POUR TIREUR D'ÉLITE (ACMTE) C21**



Numéro de référence : **W8476-196090**

Date : 7 mai 2019

Préparé par :
DAPES 9
Responsable technique/gestionnaire du cycle de vie du matériel
Quartier général de la Défense nationale
Édifice Major-général G. R. Pearkes
Ottawa (Ontario)
K1A 0K2



AVIS

Le présent document a été examiné par le responsable technique et ne porte pas sur des marchandises contrôlées. Les avis de divulgation et les instructions de manutention reçues initialement doivent continuer de s'appliquer.

| | |
|---|--|
| Soumissionnaire : | |
| Date : | |
| Lieu : | |
| EPS (B) .338LM n° de série : | |

Objet :

Le Canada utilisera cette fiche de consignation pour noter toutes les mesures prises dans le cadre de l'essai d'endurance et de précision, essai de référence 13 décrit dans la pièce jointe 2 à l'appendice 3 de l'annexe D.

La conformité globale sera déterminée lors de l'essai 13 décrit dans la pièce jointe 2 à l'appendice 3 de l'annexe D.

Instructions :

Remplir les cases blanches dans le tableau ci-dessous.

Inscrire dans la dernière colonne les commentaires en lien avec l'essai dans une séquence particulière, c'est-à-dire les détails au sujet d'une défaillance qui est survenue pendant l'essai.

Ne rien inscrire dans les cases ombragées.

| EPS | Séquence | Essai | Coups | Cartouche | Nombre total de coups | Nombre total de cartouches | Rayon médian (cm) | Référence de conformité | État | Conforme/ non conforme | Commentaires (défaillances) |
|-----|----------|-----------|--|-----------|-----------------------|----------------------------|---|------------------------------|-----------|------------------------|-----------------------------|
| B | 1a | Endurance | 220 coups (moins le nombre total de coups tirés au moyen de l'EPS (B) pendant l'évaluation de la phase 2, partie II) | B408 | 220 | B408 : 220 | | | | | |
| B | 1b | Zérotage | 5 coups | GM338LM | 225 | | | | | | |
| B | 1c | Précision | 5 groupes de 5 coups = 25 coups | GM338LM | 250 | GM338LM : 30 | Gr. 1 : Gr. 2 : Gr. 3 : Gr. 4 : Gr. 5 : Moy. (groupes 1 à 5) : | Essai 13, paragraphe 4.1.5 b | <= 1,2 cm | | |
| B | 2a | Endurance | 220 coups | B408 | 470 | B408 : 440 | | | | | |
| B | 2b | Zérotage | 5 coups | GM338LM | 475 | | | | | | |
| B | 2c | Précision | 5 groupes de | GM338LM | 500 | GM338LM : | | Essai 13, | <= 1,2 cm | | |

| EPS | Séquence | Essai | Coups | Cartouche | Nombre total de coups | Nombre total de cartouches | Rayon médian (cm) | Référence de conformité | État | Conforme/ non conforme | Commentaires (défaillances) |
|-----|----------|-----------|---------------------------------|-----------|-----------------------|----------------------------|---|------------------------------|-----------|------------------------|-----------------------------|
| | | | 5 coups = 25 coups | | | 60 | Gr. 1 : Gr. 2 : Gr. 3 : Gr. 4 : Gr. 5 : Moy. (groupes 1 à 5) : | paragraphe 4.1.5 b | | | |
| B | 3a | Endurance | 220 coups | B408 | 720 | B408 : 660 | | | | | |
| B | 3b | Zérotage | 5 coups | GM338LM | 725 | | | | | | |
| B | 3c | Précision | 5 groupes de 5 coups = 25 coups | GM338LM | 750 | GM338LM : 90 | Gr. 1 : Gr. 2 : Gr. 3 : Gr. 4 : Gr. 5 : Moy. (groupes 1 à 5) : | Essai 13, paragraphe 4.1.5 b | <= 1,2 cm | | |
| B | 4a | Endurance | 220 coups | B408 | 970 | B408 : 880 | | | | | |
| B | 4b | Zérotage | 5 coups | GM338LM | 975 | | | | | | |

| EPS | Séquence | Essai | Coups | Cartouche | Nombre total de coups | Nombre total de cartouches | Rayon médian (cm) | Référence de conformité | État | Conforme/ non conforme | Commentaires (défaillances) |
|-----|----------|-----------|---------------------------------|-----------|-----------------------|----------------------------|---|------------------------------|-----------|------------------------|-----------------------------|
| B | 4c | Précision | 5 groupes de 5 coups = 25 coups | GM338LM | 1000 | GM338LM : 120 | Gr. 1 : Gr. 2 : Gr. 3 : Gr. 4 : Gr. 5 : Moy. (groupes 1 à 5) : | Essai 13, paragraphe 4.1.5 b | <= 1,2 cm | | |
| B | 5a | Endurance | 220 coups | B408 | 1220 | B408 :1100 | | | | | |
| B | 5b | Zérotage | 5 coups | GM338LM | 1225 | | | | | | |
| B | 5c | Précision | 5 groupes de 5 coups = 25 coups | GM338LM | 1250 | GM338LM : 150 | Gr. 1 : Gr. 2 : Gr. 3 : Gr. 4 : Gr. 5 : Moy. (groupes 1 à 5) : | Essai 13, paragraphe 4.1.5 b | <= 1,2 cm | | |
| B | 6a | Endurance | 220 coups | B408 | 1470 | B408 : 1320 | | | | | |
| B | 6b | Zérotage | 5 coups | GM338LM | 1475 | | | | | | |

| EPS | Séquence | Essai | Coups | Cartouche | Nombre total de coups | Nombre total de cartouches | Rayon médian (cm) | Référence de conformité | État | Conforme/ non conforme | Commentaires (défaillances) |
|-----|----------|-----------|---------------------------------|-----------|-----------------------|----------------------------|---|------------------------------|-----------|------------------------|-----------------------------|
| B | 6c | Précision | 5 groupes de 5 coups = 25 coups | GM338LM | 1500 | GM338LM : 180 | Gr. 1 : Gr. 2 : Gr. 3 : Gr. 4 : Gr. 5 : Moy. (groupes 1 à 5) : | Essai 13, paragraphe 4.1.5 b | <= 1,2 cm | | |
| B | 7a | Endurance | 220 coups | B408 | 1720 | B408 : 1540 | | | | | |
| B | 7b | Zérotage | 5 coups | GM338LM | 1725 | | | | | | |
| B | 7c | Précision | 5 groupes de 5 coups = 25 coups | GM338LM | 1750 | GM338LM : 210 | Gr. 1 : Gr. 2 : Gr. 3 : Gr. 4 : Gr. 5 : Moy. (groupes 1 à 5) : | Essai 13, paragraphe 4.1.5 b | <= 1,2 cm | | |
| B | 8a | Endurance | 220 coups | B408 | 1970 | B408 : 1760 | | | | | |
| B | 8b | Zérotage | 5 coups | GM338LM | 1975 | | | | | | |

| EPS | Séquence | Essai | Coups | Cartouche | Nombre total de coups | Nombre total de cartouches | Rayon médian (cm) | Référence de conformité | État | Conforme/ non conforme | Commentaires (défaillances) |
|-----|----------|-----------|---------------------------------|-----------|-----------------------|----------------------------|---|------------------------------|-----------|------------------------|-----------------------------|
| B | 8c | Précision | 5 groupes de 5 coups = 25 coups | GM338LM | 2000 | GM338LM : 240 | Gr. 1 : Gr. 2 : Gr. 3 : Gr. 4 : Gr. 5 : Moy. (groupes 1 à 5) : | Essai 13, paragraphe 4.1.5 b | <= 1,2 cm | | |
| B | 9a | Endurance | 220 coups | B408 | 2220 | B408 : 1980 | | | | | |
| B | 9b | Zérotage | 5 coups | GM338LM | 2225 | | | | | | |
| B | 9c | Précision | 5 groupes de 5 coups = 25 coups | GM338LM | 2250 | GM338LM : 270 | Gr. 1 : Gr. 2 : Gr. 3 : Gr. 4 : Gr. 5 : Moy. (groupes 1 à 5) : | Essai 13, paragraphe 4.1.5 b | <= 1,2 cm | | |
| B | 10a | Endurance | 220 coups | B408 | 2470 | B408 : 2200 | | | | | |
| B | 10b | Zérotage | 5 coups | GM338LM | 2475 | | | | | | |

| EPS | Séquence | Essai | Coups | Cartouche | Nombre total de coups | Nombre total de cartouches | Rayon médian (cm) | Référence de conformité | État | Conforme/ non conforme | Commentaires (défaillances) |
|-----|----------|-----------|---------------------------------|-----------|-----------------------|----------------------------|---|------------------------------|-----------|------------------------|-----------------------------|
| B | 10c | Précision | 5 groupes de 5 coups = 25 coups | GM338LM | 2500 | GM338LM : 300 | Gr. 1 : Gr. 2 : Gr. 3 : Gr. 4 : Gr. 5 : Moy. (groupes 1 à 5) : | Essai 13, paragraphe 4.1.5 b | <= 1,2 cm | | |
| B | 11a | Endurance | 220 coups | B408 | 2720 | B408 : 2420 | | | | | |
| B | 11b | Zérotage | 5 coups | GM338LM | 2725 | | | | | | |
| B | 11c | Précision | 5 groupes de 5 coups = 25 coups | GM338LM | 2750 | GM338LM : 330 | Gr. 1 : Gr. 2 : Gr. 3 : Gr. 4 : Gr. 5 : Moy. (groupes 1 à 5) : | Essai 13, paragraphe 4.1.5 b | <= 1,2 cm | | |
| B | 12a | Endurance | 220 coups | B408 | 2970 | B408 : 2640 | | | | | |

| EPS | Séquence | Essai | Coups | Cartouche | Nombre total de coups | Nombre total de cartouches | Rayon médian (cm) | Référence de conformité | État | Conforme/ non conforme | Commentaires (défaillances) |
|-----|----------|-----------|---------------------------------|-----------|-----------------------|----------------------------|---|------------------------------|-----------|------------------------|-----------------------------|
| B | 12b | Zérotage | 5 coups | GM338LM | 2975 | | | | | | |
| B | 12c | Précision | 5 groupes de 5 coups = 25 coups | GM338LM | 3000 | GM338LM : 360 | Gr. 1 : Gr. 2 : Gr. 3 : Gr. 4 : Gr. 5 : Moy. (groupes 1 à 5) : | Essai 13, paragraphe 4.1.5 b | <= 1,2 cm | | |
| B | 13a | Endurance | 220 coups | B408 | 3220 | B408 : 2860 | | | | | |
| B | 13b | Zérotage | 5 coups | GM338LM | 3225 | | | | | | |
| B | 13c | Précision | 5 groupes de 5 coups = 25 coups | GM338LM | 3250 | GM338LM : 390 | Gr. 1 : Gr. 2 : Gr. 3 : Gr. 4 : Gr. 5 : Moy. (groupes 1 à 5) : | Essai 13, paragraphe 4.1.5 b | <= 1,2 cm | | |

| EPS | Séquence | Essai | Coups | Cartouche | Nombre total de coups | Nombre total de cartouches | Rayon médian (cm) | Référence de conformité | État | Conforme/ non conforme | Commentaires (défaillances) |
|-----|----------|-----------|---------------------------------|-----------|-----------------------|----------------------------|---|------------------------------|-----------|------------------------|-----------------------------|
| B | 14a | Endurance | 220 coups | B408 | 3470 | B408 : 3080 | | | | | |
| B | 14b | Zérotage | 5 coups | GM338LM | 3475 | | | | | | |
| B | 14c | Précision | 5 groupes de 5 coups = 25 coups | GM338LM | 3500 | GM338LM : 420 | Gr. 1 : Gr. 2 : Gr. 3 : Gr. 4 : Gr. 5 : Moy. (groupes 1 à 5) : | Essai 13, paragraphe 4.1.5 b | <= 1,2 cm | | |
| B | 15a | Endurance | 220 coups | B408 | 3720 | B408 : 3300 | | | | | |
| B | 15b | Zérotage | 5 coups | GM338LM | 3725 | | | | | | |
| B | 15c | Précision | 5 groupes de 5 coups = 25 coups | GM338LM | 3750 | GM338LM : 450 | Gr. 1 : Gr. 2 : Gr. 3 : Gr. 4 : Gr. 5 : Moy. (groupes 1 à 5) : | Essai 13, paragraphe 4.1.5 b | <= 1,2 cm | | |

| EPS | Séquence | Essai | Coups | Cartouche | Nombre total de coups | Nombre total de cartouches | Rayon médian (cm) | Référence de conformité | État | Conforme/ non conforme | Commentaires (défaillances) |
|-----|----------|-----------|---------------------------------|-----------|-----------------------|----------------------------|---|------------------------------|-----------|------------------------|-----------------------------|
| B | 16a | Endurance | 220 coups | B408 | 3970 | B408 : 3520 | | | | | |
| B | 16b | Zérotage | 5 coups | GM338LM | 3975 | | | | | | |
| B | 16c | Précision | 5 groupes de 5 coups = 25 coups | GM338LM | 4000 | GM338LM : 480 | Gr. 1 : Gr. 2 : Gr. 3 : Gr. 4 : Gr. 5 : Moy. (groupes 1 à 5) : | Essai 13, paragraphe 4.1.5 b | <= 1,2 cm | | |