

r72846

Q&R 4

Q1: Grand occupant - La demande pour les 330 chaises doit être pour des personnes entre 275lbs et 400lbs. Cette chaise ne sera pas la meilleure solution pour une personne de moins de 275lbs car la largeur sera trop grande. Souhaitez-vous diviser le nombre de chaises pour la grande capacité et la capacité standard afin d'accueillir plus de personnes ?

R1: Les chaises spécifiées doivent avoir une capacité de poids d'au moins 300 livres

Q2: Profondeur du siège - Disponible en fixe à faible profondeur, moyenne et profonde au lieu d'être disponible en réglable. Une profondeur d'assise ajustable couvrant toutes ces tailles serait-elle également acceptable ?

R2: Non, nous avons besoin des 3 tailles de plateau de siège, chacune avec une profondeur de siège réglable

Q3: Le dossier a été demandé en "rembourré" (pas en maille) mais il est indiqué ensuite avec la respirabilité. Veuillez fournir les spécifications techniques pour le "rembourrage respirant", car il s'agit d'une exigence en dehors des spécifications de l'AS.

A3: Le dossier du fauteuil doit être fabriqué en dehors de la zone de travail, ce qui permet à l'air de circuler à travers le dossier.