

**Procédure d'appel d'offre** : Tous les fournisseurs pré-qualifiés

**Entente sur les revendications territoriale globale** : Non

**Nature du besoin** : Fournitures de laboratoire

CETTE DEMANDE EST RÉSERVÉ POUR LES TITULAIRES DE L'ARRANGEMENT EN MATIÈRE D'APPROVISIONNEMENT # E60PV-19EQUI SEULEMENT, POUR L'ACHAT D'ÉQUIPEMENT, DE PIÈCES ET ACCESSOIRES, DE FOURNITURES ET DE SERVICES DE LABORATOIRE ET SCIENTIFIQUE.

Seulement les fournisseurs présentement pré-qualifiés sur l'arrangement en matière d'approvisionnement E60PV-19EQUI ont été invité à soumettre une soumission.

Conformément à l'arrangement en matière d'approvisionnement, cet avis est publié sur Achat et Vente Canada pour une période de 40 jours civils. La date de clôture publiée sur cet avis indique sa durée de publication. Pour connaître la date de clôture de toute demande de soumissions dans le cadre de l'arrangement en matière d'approvisionnement, les fournisseurs invités doivent se reporter aux documents de sollicitation.

Les fournisseurs qui n'ont pas d'arrangement en matière d'approvisionnement avec Travaux publics et Services gouvernementaux Canada pour l'équipement, pièces et accessoires, fournitures et services de laboratoire et scientifique ne peuvent soumissionner. Toutes offres reçues de fournisseurs non pré-qualifiés dans l'arrangement en matière d'approvisionnement ne sera pas évaluée.

Les fournisseurs peuvent, à tout moment, se qualifier sous l'arrangement en matière d'approvisionnement E60PV-19EQUI pour l'équipement, pièces et accessoires, fournitures et services de laboratoire et scientifique. Les fournisseurs intéressés doivent télécharger le document de sollicitation E60PV-19EQUI/C sur [achatsetventes.gc.ca](http://achatsetventes.gc.ca) et soumettre une réponse selon les exigences de la demande d'arrangement en matière d'approvisionnement.

### **Besoin**

Pêches et Océans Canada a un besoin pour la provisions des produits Axygen et Corning.

Article	Numéro de manufacturier	Nombre d'unités	L'unité de distribution
1	PCR-96-FLT-C	70	étui
2	PCR-96-FS-C	70	étui
3	P-2ML-SQ-C	70	étui
4	3679	35	étui
5	TF-50-L-R-S	30	étui
6	TF-200-L-R-S	30	étui
7	TF-300-L-R-S	30	étui

Article	Numéro de fabricantier	Nombre d'unités	L'unité de distribution
8	TF-1000-L-R-S	30	étui
9	TF-20-L-R-S	40	étui
10	T-200-Y-STK	65	étui
11	T-350-C-L-R	55	étui
12	T-300-STK	55	étui
13	PCR-AS-200	10	étui
14	MF-300	200	étui
15	PCR-TS	10	étui
16	PCR-02CP-C	40	étui
17	PCR-0208-CP-C	40	étui
18	352098	10	étui