

Procédure d'appel d'offre : tous les fournisseurs pré-qualifiés

Entente sur les revendications territoriale globale : non

Nature du besoin : équipement de laboratoire

CETTE DEMANDE EST RÉSERVÉ POUR LES TITULAIRES DE L'ARRANGEMENT EN MATIÈRE D'APPROVISIONNEMENT # E60PV-19EQUI SEULEMENT, POUR L'ACHAT D'ÉQUIPEMENT, DE PIÈCES ET ACCESSOIRES, DE FOURNITURES ET DE SERVICES DE LABORATOIRE ET SCIENTIFIQUE.

Seulement les fournisseurs présentement pré-qualifiés sur l'arrangement en matière d'approvisionnement E60PV-19EQUI ont été invité à soumettre une soumission.

Conformément à l'arrangement en matière d'approvisionnement, cet avis est publié sur Achat et Vente Canada pour une période de 40 jours civils. La date de clôture publiée sur cet avis indique sa durée de publication. Pour connaître la date de clôture de toute demande de soumissions dans le cadre de l'arrangement en matière d'approvisionnement, les fournisseurs invités doivent se reporter aux documents de sollicitation.

Les fournisseurs qui n'ont pas d'arrangement en matière d'approvisionnement avec Travaux publics et Services gouvernementaux Canada pour l'équipement, pièces et accessoires, fournitures et services de laboratoire et scientifique ne peuvent soumissionner. Toutes offres reçues de fournisseurs non pré-qualifiés dans l'arrangement en matière d'approvisionnement ne sera pas évaluée.

Les fournisseurs peuvent, à tout moment, se qualifier sous l'arrangement en matière d'approvisionnement E60PV-19EQUI pour l'équipement, pièces et accessoires, fournitures et services de laboratoire et scientifique. Les fournisseurs intéressés doivent consulter le site achatsetventes.gc.ca pour savoir comment devenir un fournisseur qualifié.

Besoin : Pêches et Océans Canada a besoin d'équipement de laboratoire tel qu'indiqué dans le tableau ci-dessous.

Article	Numéro de manufacturier	Manufacturier	Description	Nombre d'unités
1	LCN 710402000 Des produits équivalents seront considérés.	Labconco	Lyophilisateur	1
2	LCN 1467700 Des produits équivalents seront considérés.	Labconco	Pompe à vide à palettes rotatives	1
3	SPX1600 Des produits équivalents	SPEX	homogénéisateur de tissus et lyseur cellulaire SamplePrep 1600 MiniG	1

	seront considérés.			
4	LCN 7320020 Des produits équivalents seront considérés.	Labconco	Roto-évaporateur RapidVap Vertex	1