

Quantité	Instrument	Marque et modèle	Fabricant
2	Détecteur d'absorbance UV	Waters 2487 Dual Absorbance Detector	Waters Corporation
1	Système Accufill	Applied Biosystems QuantStudio 12K Flex Accufill System	Applied Biosystems by Life Technologies
1	Échantillonneur de liquide automatique	Agilent 1100 Series G139A	Agilent Technologies
1	Alvéographe	Chopin ALN6	Chopin Technologies
1	Alvéographe	Chopin Alveolab	Chopin Technologies
1	Alvéographe	Chopin Technologies Alveolab	Chopin Technologies
1	Appareil enregistreur/calculateur	Chopin Alveolink NG	Chopin Technologies
1	Balance analytique	Acculab VI-350	Acculab
9	Balance analytique	APX100, TR602, P200, S6002, SI2002, TP1502, TR602, TP602, TR2102	Denver Instrument
1	Balance analytique	Fisher Science Education ALF104	Fisher Science Education
82	Balance analytique	Mettler PC4400, AE163, PB3002S, PC16, PC24, PE2000, PE3600, PJ3000, PL3000, PE6000, AB204S, AG245, AG285, AL104, ME1002E, ME204, ML3002, ML6001T/00, ML8002T/00, MS1602T/00, MA104TS/00, M1600L, MS3002TS, MS303S, MS3200, MS6001S, MS6002TS, MS802, PB5001, PB602, PC440, PE2000, PE360, PG5002S, PL601S, TR402, XP26PC, XPR204, XPR205, XS1003S, XS104, XS2002S, XS204, XS205, XS4002S, XS6002SDR, XSR1203S, XSR603S, PB3002, PB303S, MS6002TS/A00	Mettler Toledo
13	Balance analytique	AC100, PE3600, MS6002TS, XPR204	Mettler Toledo
1	Balance analytique	Ohaus, balance à plateaux Harvard	Ohaus Corporation
3	Balance analytique	Ohaus NVT160/1, TP2KS, NV212	Ohaus Corporation
1	Balance analytique	Scout Pro SPE6001	Ohaus Corporation
2	Balance analytique	Sartorius CP 124 S	Sartorius
1	Balance analytique	Sartorius CP 153	Sartorius
1	Balance analytique	Sartorius AC 1215	Thermo Fisher Scientific
1	Balance analytique	VWR-224AC	VWR International
1	Système de HPLC analytique	Sciex ExionLC	AB Sciex
5	Échantillonneur automatique	Agilent 7683, 7693, G4513A	Agilent Technologies
1	Échantillonneur automatique	7693 Autosampler, 5975C Detector, 7890A GC System	Agilent Technologies
1	Échantillonneur automatique	Postnova, modèle PN5300	PostNova Analytics
1	Échantillonneur automatique	SA 1050 Random Access Auto Sampler	Skalar Analytical B.V.

2	Échantillonneur automatique	Thermo Scientific AI/AS 1310	Thermo Fisher Scientific
2	Système de micromaltage automatique	Renseignements inconnus	Phoenix Biosystems
1	Pipette automatique	Mandel Pipetmax 268	Gilson
1	Échantillonneur automatique	CETAC ASX-520	CETAC Technologies
1	Échantillonneur automatique	AutoSampler 8 DX	Elemental Scientific
1	Échantillonneur automatique	TriPlus RSH	Thermo Fisher Scientific
14	Lecteur de codes à barres	DS9208	Symbol Technologies Inc.
3	Lecteur de codes à barres	Zebra DS9308	Zebra Technologies Corp.
3	Gestionnaire de solvant binaire	Acquity BSM, Acquity UPLC	Waters Corporation
2	Appareil de dosage de l'azote par combustion (CNA)	Leco FP628	Leco Corporation
1	Compartiment à colonne	Agilent 110 Series G1316A Colcom	Agilent Technologies
1	Chauffe-colonne	Renseignements inconnus	Rainin
2	Gestionnaire de colonnes	Acquity CM	Waters Corporation
1	Système PCR en temps réel	Takara SmartChip Cycler	Takara Bio USA Inc
1	Détecteur à barrette de diodes (DAD)	Agilent 110 Series G1315B DAD	Agilent Technologies
1	Dégazeur	Agilent 1200 Series G1379B	Agilent Technologies
1	Densimètre	Anton Paar DMA 5000	Anton Paar
5	Instrument d'analyse des grains NIR	Instalab 600, modèle 15299-1840	Dickey-john
1	Analyseur de la teneur en fibres alimentaires	Ankom TDF	Ankom Technology
1	Calorimètre à compensation de puissance	Discovery Series TA DSC 2500	TA Instruments
1	Manipulateur de liquides automatique	Takara Nanodrop Fluidics	BioNex
2	Analyseur d'ADN	Li-Cor 4300 DNA Analyzer	Li-Cor Biosciences
2	Séquenceur d'ADN	Li-Cor DNA Analyzer Gene Reader 4200	Li-Cor Biosciences
1	Instrument d'analyse de la pâte	Perten Dough Lab 2500	Perten instruments
1	Contrôleur pour MT1-12	Brabender, modèle 670312	Brabender Instruments Inc
1	Lecteur de gouttelettes	Bio Rad QX 200	Bio Rad

1	Dispositif de dissociation par transfert d'électrons	Thermo Scientific ETD	Thermo Fisher Scientific
1	Détecteur à évaporation et à diffusion de lumière (ELS)	Waters 2424	Waters Corporation
1	Extensographe	Brabender Extensograph-E	Brabender Instruments Inc
2	Extensographe	Brabender Extensograph-E, modèle 860724	Brabender Instruments Inc
15	Appareil de détermination de l'indice de chute	1000, 1700, 1800	Perten instruments
2	Farinographe	Brabender Farinograph-E	Brabender Instruments Inc
1	Farinographe	Brabender, modèle 810130.010	Brabender Instruments Inc
1	Thermostat d'échantillonneur automatique	Agilent 1200 Series G1330B	Agilent Technologies
1	Chromatographe en phase liquide haute performance	Agilent G1321A	Agilent Technologies
1	Analyseur de débit (module de chimie)	Skalar San System SA 5000 Chemistry unit	Skalar Analytical B.V.
1	Séparateur universel FlowFFF	Postnova, modèle AF2000 MF	PostNova Analytics
40	Instrument d'analyse des grains	1241 series	Foss Analytical
21	Instrument d'analyse des grains	9000 series	Foss Analytical
1	Collecteur de fractions	Postnova, modèle PN8025	PostNova Analytics
1	Chromatographe en phase gazeuse	Agilent 6890 GC System	Agilent Technologies
3	Chromatographe en phase gazeuse	Agilent Technologies 7890A GC System	Agilent Technologies
1	Chromatographe en phase gazeuse	Thermo Scientific Trace 1310	Thermo Fisher Scientific
1	Instrument d'analyse des grains	Cgrain Value	Cgrain AB
1	Instrument d'analyse des grains	Cgrain Value	Cgrain AB
1	Spectromètre de masse haute définition	Waters SynaPT G2-S	Waters Corporation
1	Chromatographe en phase liquide haute performance	Pal System PAL RTC	CTC Analytics
1	Chromatographe en phase liquide haute performance	Dionex ICS Series, modèle PDA-1	Dionex Corporation

2	Chromatographe en phase liquide haute performance	Dionex AS-AP	Thermo Fisher Scientific
4	Chromatographe en phase liquide haute performance	Dionex ICS-5000 DC, DP, EG	Thermo Fisher Scientific
1	Ordinateur pour le système HPLC	Dell Optiplex XE2	Dell
1	Chromatographe en phase gazeuse	Trace 1310	Thermo Fisher Scientific
2	Pompe HPLC	Phoenix 9000	Brechbuhler Scientific analytical solutions AG
1	Pompe HPLC	Water 510	Waters Corporation
2	Détecteur à longueur d'onde variable HPLC	Dionex UltiMate 3000	Thermo Fisher Scientific
1	Générateur d'hydrogène	Parker Balston, modèle H2PD-300NA	Parker Balston
1	Générateur d'hydrogène	Parker Balston, modèle H2PEMPD-850-100	Parker Balston
3	Générateur d'hydrogène	Precision Hydrogen Trace 1200	Peak Scientific Instruments Ltd
1	Spectromètre de masse à plasma induit	7800 ICP-MS, modèle G8421A	Agilent Technologies International Japan
1	Manipulateur de liquides automatique	Agilent 7683B Series	Agilent Technologies
1	Module d'interface	Modèle 28505900-01	Skalar Analytical B.V.
3	Pompe isocratique	Postnova, modèle PN1130	PostNova Analytics
1	Système de focalisation isoélectrique	GE Ettan IPGphor 3	GE Healthcare
1	Appareil de détermination de la dureté des grains	Perten SKCS 4100	Perten Instruments
3	Étuve	Allen-Bradley 300 Micro	Allen-Bradley
4	Imprimante d'étiquettes	Brother P-touch QL500, QL570	Brother Industries LTD
1	Thermostat de laboratoire de grande capacité	Wyatt Thermo Pro	Wyatt Technologies
1	Balance de grand format	Toledo	Mettler Toledo
1	Photomètre laser	Dawn Heleos-II WH2-10	Wyatt Technologies
6	Lecteur de bandelettes à flux latéral	Neogen Raptor, modèle RPT-A	Neogen
1	Détecteur à évaporation et à diffusion de lumière (ELS)	PL-ELS 2100	Polymer Laboratories
1	Chromatographe en phase liquide	Agilent Technologies 1260 Infinity II	Agilent Technologies

1	Détecteur de diffusion de la lumière multiangle (MALS)	Postnova, modèle PN3621	PostNova Analytics
1	Thermocycleur	Eppendorf Mastercycler nexus	Eppendorf AG
1	Balance Mettler	Mettler PE 1600	Thermo Fisher Scientific
1	Instrument MALDI-TOF	Bruker MicroFlex	Bruker
2	Lecteur de microplaques	BioTek 800 TS	BioTek Instruments Inc
2	Lecteur de microplaques	SpectraMax M5	Molecular Devices
1	Lecteur de micropuits	Neogen, modèle 4700	Awareness Technology Inc.
1	Système de digestion à micro-ondes	Milestone	ATS Scientific
2	Lecteur de micropuits	Neogen 321-plus	Neogen
2	Lecteur de micropuits	Neogen Statfax 4700	Neogen
1	Système de purification d'eau	A10TOC	Elix
1	Système de purification d'eau	Elix Millipore Advantage 10 UV	Elix
1	Mélangeur/tête de mesure	Mélangeur Brabender	Brabender Instruments Inc
2	Humidimètre	Brabender, modèle MT-C	Brabender Instruments Inc
2	Humidimètre	Dickey-john Instalab 700, modèle IL710R	Dickey-john
1	Humidimètre (NIR)	Instalab700	Dickey-john
1	Système d'imagerie moléculaire	Bio Rad Gel Doc XR+	Bio Rad
1	Multimètre	Fluke 289 True RMS Multimeter	Fluke
1	Échantillonneur d'espace de tête réseau	Agilent Technologies G1888	Agilent Technologies
1	Analyseur à proche infrarouge	Bruker Matrix-1	Brukeroptics
4	Analyseur à proche infrarouge	Foss NIRS DS2500	Foss Analytical
1	Analyseur à proche infrarouge	Foss NIRSystems 6500	Foss Analytical
1	Analyseur de résonance magnétique nucléaire	minispec Bruker mq10	Bruker
2	Spectromètre de masse	Orbitrap Q Exactive	Thermo Fisher Scientific
2	Analyseur granulométrique	Malvern Mastersizer 3000, Hydro 2000S	Malvern Instruments
2	Système de réaction en chaîne par polymérase	Applied Biosystems QuantStudio 12K Flex	Applied Biosystems by Life Technologies
2	Système de réaction en chaîne par polymérase (PCR)	Applied Biosystems 7500 Real time PCR System	Applied Biosystems
1	Scelleur de plaques de PCR	Bio Rad PX1	Bio Rad

1	Générateur de gouttelettes automatisé pour système de PCR	Bio Rad	Bio Rad
2	Détecteur à barrette de photodiodes	Acquity UPLC	Waters Corporation
1	Pompe péristaltique	Modèle 13-310-658	Fisher Scientific
77	Humidimètre	Perten 5200A	Perten instruments
1	Imprimante	Star SP700	Star Micronics Co Ltd
1	Pompe	Masterflex Easy Load II, modèle 77201-60	Cole-Parmer
2	Pompe	Waters 515	Waters Corporation
1	Pompe quaternaire	Agilent 1100 Series G1311A	Agilent Technologies
1	Module à gradient quaternaire	Waters 2535	Waters Corporation
1	Gestionnaire de solvant quaternaire	Acquity UPLC	Waters Corporation
1	Appareil d'analyse Rancimat	Metrohm 893 Professional Biodiesel Rancimat	Metrohm
1	Imprimante de reçus	Partner, modèle RP-330	Partner Tech
1	Rhéomètre	Bohlin Gemini HR Nano Rotonetic Drive 2	Malvern Instruments
2	Rhéomètre	Discovery Hybrid Rheometer HR-2	TA Instruments
1	Détecteur à indice de réfraction	Postnova, modèle PN3150	PostNova Analytics
1	Détecteur à indice de réfraction	Optilab T-rex	Wyatt Technologies
1	Diviseur d'échantillon rotatif	Malvern RSD15	Malvern Engineering
1	Appareil d'analyse rapide de la viscosité	Newport Scientific RVA Super 4	Newport Scientific
1	Appareil d'analyse rapide de la viscosité	RVA Starchmaster 2	Newport Scientific
1	Appareil d'analyse rapide de la viscosité	Perten Instruments RVA 4800	Perten Elmer
1	Appareil d'analyse rapide de la viscosité	Perten RVA 4500	Perten Instruments
4	Gestionnaire d'échantillons	Acquity SM-FTN, 2767	Waters Corporation
1	Appareil de mesure de la dégradation de l'amidon	Chopin SDMatic	Chopin
1	Système de séparation	Eclipse AF4	Wyatt Technologies
1	Module de séparation HPLC	Waters 2695	Waters Corporation
1	Imprimante d'enseignes et d'étiquettes	BradyPrinter i3300	Brady Worldwide Inc.
1	Spectromètre	Bruker Invenio R	Bruker
1	Spectromètre	PerkinElmer Elan DRC-e	MDS Sciex
1	Spectrophotomètre	Beckman Coulter DU 730	Beckman Coulter
2	Spectrophotomètre	Biochrom Ultraspec 2100 Pro, 3100 Pro	Biochrom Ltd

1	Spectrophotomètre	Ultrospec 2100 pro	Biochrom Ltd
1	Spectrophotomètre	Konica Minolta Spectrophotometer CM-5	Konica Minolta
1	Spectrophotomètre	Genesys 10 UV	Thermo Electron Corporation
1	Spectrophotomètre	Thermo Scientific Genesys 180	Thermo Fisher Scientific
1	Spectrophotomètre	NanoDrop One	Thermo Fisher Scientific
1	Spectrophotomètre	Thermo Scientific NanoDrop 200 UV-Vis Spectrophotometer	Thermo Fisher Scientific
1	Spectrophotomètre	VWR UV-3100PC	VWR International
1	Stérilisateurs	Getinge	Getinge
1	Système de dosage de seringues	Postnova, modèle PN1610	PostNova Analytics
1	Organisateur de la fluide du système	Waters SFO	Waters Corporation
1	Système d'électrophorèse	TapeStation 4150 G2992A	Agilent Technologies
3	Analyseur de texture	Stable Micro Systems TA-XT Plus	Texture Technologies Corp
1	Analyseur de texture	Stable Micro Systems	Texture Technologies Corp
1	Thermocycleur	Bio-Rad CFX96 Optics Module C1000 Thermal Cycler	Bio Rad
1	Thermocycleur	Bio-Rad T100 Thermal Cycler	Bio Rad
1	Imprimante thermique	DPU-414	Seiko Instruments Inc
1	Thermocycleur	Biometra Professional Tri Thermocycler	Biometra
1	Thermostat à canal FFF	Postnova, modèle PN4020	PostNova Analytics
1	Spectromètre de masse à triple quadripôle	Thermo Scientific TSQ 8000	Thermo Fisher Scientific
4	Système de chromatographie en phase liquide ultra haute performance (UPLC)	Acquity UPLC, UPLC SM	Waters Corporation
1	UPLC	Xevo TQ MS	Waters Corporation
3	Gestionnaire de colonnes UPLC	Acquity UPLC	Waters Corporation
1	Ordinateur de bureau UPLC		Waters Corporation
1	Gestionnaire d'échantillons UPLC	Acquity UPLC	Waters Corporation
1	Détecteur UV-Vis	Postnova, modèle N3211 SPD-20A	PostNova Analytics
1	Spectrophotomètre UV-VIS	Agilent Cary UV-Vis Compact Peltier	Agilent Technologies Australia
1	Échantillonneur automatique	Agilent Technologies G7110B	Agilent Technologies
1	Échantillonneur automatique	Agilent Technologies G7129A 1260 Vialsampler	Agilent Technologies
1	Viscosimètre	Brabender Visograph-E	Brabender Instruments Inc
1	Viscosimètre	ViscoStar-II	Wyatt Technologies
1	Spectromètre de masse	Orbitrap Fusion Lumos	Thermo Fisher Scientific

