

Ontario Region - equipment list / liste d'équipement
Bath Institution

Equipment/Medical Device // Équipement / dispositif médical	Approx. Quantity // Quantité approx.	Equipment Type // Type d'équipement	Manufacturer // Fabricant	Model // Modèle
ABBOTT ID Now Machine // Machine ABBOTT ID Now	2	Medical/Médical		
Auto Reader // Lecteur automatique	1	Dental/Dentaire	3M	Attest 290
Autoclave // Autoclave	1	Dental/Dentaire	Midmark	
Centrifuge // Centrifugeuse	1	Medical/Médical	Fisher Scientific	Acuspin 24C
Dental Chair // Fauteuil de dentiste	1	Medical/Médical	Pelton & Crane	SP20E
Dental Grinder // Broyeur dentaire	1	Dental/Dentaire	Buffalo	M35
Dental Sensimatic Electrosurge // Appareil d'électrochirurgie dentaire Sensimatic	1	Dental/Dentaire		600SE
Digitizer // Numériseur	1	Medical/Médical	AGFA	CR-30X
ECG Machine // Appareil d'ECG	2	Medical/Médical	GE	Mac 5500
Infusion Pump // Pompe à perfusion	2	Medical/Médical		
Lensometer // Lensomètre	2	Ophthalmology/Ophth halmologie	Nikon	EL-7S
Mechanical Bed // Lit mécanique	4	Medical/Médical		
Ophthalmoscope // Ophtalmoscope	2	Medical/Médical	Welsh-Allyn	
Phoropter Floor Stand Unit // Réfracteur – Support de plancher	1	Ophthalmology/Ophth halmologie	Bausch & Lomb	4495
Slit Lamp // Lampe à fente	1	Ophthalmology/Ophth halmologie	B & H Optical	11665
Suction Unit // Dispositif d'aspiration	1	Medical/Médical	Total Vac	007DC19030
Therasound Ultrasound // Therasound Ultrasons	1	Medical/Médical	Rich Mar	Therasound 3.4
Ultra Sonic Scaler // Détartreur à ultrasons	1	Dental/Dentaire	Dentsply	US100R
Ultrasonic Cleaner // Nettoyeur à ultrasons	1	Dental/Dentaire	L & R Solid State	T-148
Visual Acuity Projector // Projecteur d'acuité visuelle	1	Ophthalmology/Ophth halmologie	Reithart	11082
Vital Signs Monitor // Moniteur de signes vitaux	1+	Medical/Médical	Mindray	VS-800

Ontario Region - equipment list / liste d'équipement
Regional Treatment Centre - Bath

Equipment/Medical Device // Équipement / dispositif médical	Approx. Quantity // Quantité approx.	Equipment Type // Type d'équipement	Manufacturer // Fabricant	Model // Modèle
Clinical Centrifuge // Centrifugeuse clinique	1	Medical/Médical	Fischer Scientific	AccuSpin 24C
ECG // Appareil d'ECG	1	Medical/Médical	GE	Mac 5500
Lift // Chariot	2	Medical/Médical	Invacare	RPL-600-1
Medical Beds // Lits médicaux	11	Medical/Médical		
Medication Fridge // Réfrigérateur de médicaments	1	Medical/Médical	Danby	
Nebulizer // Nébuliseur	1	Medical/Médical		
Otoscope // Otoscope	1	Medical/Médical	Welch Allyn	
Rectal Light // Lumière rectale	1	Medical/Médical		
Suction Pump // Pompe d'aspiration	1	Medical/Médical	Schuco	S330A
Vital Signs Monitor // Moniteur de signes vitaux	6	Medical/Médical	Welch Allyn	

Ontario Region - equipment list / liste d'équipement
Beaver Creek Institution Medium

Equipment/Medical Device // Équipement / dispositif médical	Approx. Quantity // Quantité approx.	Equipment Type // Type d'équipement	Manufacturer // Fabricant	Model // Modèle
Infusion Pump // Pompe à perfusion	1	Medical/Médical	Baxter	Colleague CXE
ABBOTT ID Now Machine // Machine ABBOTT ID Now	2	Medical/Médical	ABBOTT	ID NOW
Apex Locator Dental Motor // Moteur avec localisateur d'Apex dentaire	1	Dental/Dentaire	J Morita Mfg	Dp-ZX-VL
ATP Luminometer // Luminomètre ATP	2	Medical/Médical	Hygiena	System Sure Plus
Auto Reader // Lecteur automatique	1	Dental/Dentaire	3M	Attest 290
Auto refractor keratometer // Keratomètre auto-réfracteur	2	Ophthalmology/Ophthal mologie	Tomey Corp	RC-800
binocular indirect ophthalmoscope // Ophtalmoscope indirect binoculaire	1	Ophthalmology/Ophthal mologie	Keeler	
Cassette Sterilizer // Cassette de stérilisation	1	Dental/Dentaire	Statim	5000
Centrifuge // Centrifugeuse	2	Medical/Médical	Heraus	Clinifuge
Compressor, dental // Compresseur dentaire	1	Dental/Dentaire		
dental amalgamator // Amalgamateur dentaire	2	Dental/Dentaire	SDI	Ultramat 2
Dental Chair // Fauteuil de dentiste	3	Dental/Dentaire	Marus	DC1690
High Speed Hand Piece // Embout à main haute vitesse	4	Dental/Dentaire	Kavo	
Dental Motor Unit // Unité de moteur dentaire	3	Dental/Dentaire	Dentsply	AEU-25
Diagnostic Wall System // Système de diagnostic mural	5	Medical/Médical	Welch Allyn	
ECG Machine and Trolley // Électrocardiogramme et chariot	3	Medical/Médical	GE	MAC 5500 HD
Endo Handpiece // Pièces à main endodontiques	1	Dental/Dentaire	Dentsply	
Endo Motor Unit // Unité de moteur endodontique	1	Dental/Dentaire	Dentsply	AEU-25
Fridge for Vaccines // Réfrigérateur de vaccins	2	Medical/Médical	Norlake	NSPR241WWG/O

Fridge for Vaccines // Réfrigérateur de vaccins	1	Medical/Médical	Norlake	NSPR241WWG/O
Lensemeter -digital // Lensomètre (numérique)	2	Ophthalmology/Ophthalmologie	Eli EZER	ELM-7800
Medical Bed // Lit médicaux	2	Medical/Médical	Drive Medical	Delta 1000 Pkg
Mobile X-ray Unit // Appareil de radiogroenaphie mobile	2	Medical/Médical	Sedecal	Easy Moving Plus B
Obturator Oven // Four d'obturation	2	Dental/Dentaire	Dentsply	110V
Ophthalmoscope & Otoscope // Ophthalmoscope et otoscope	4	Medical/Médical		REF 11710
Phoropter // Réfracteur	2	Ophthalmology/Ophthalmologie		
radiology processor // Machine de traitement radiologique	1	Medical/Médical	AGFA REF 15026955	5175/100
Retinoscope // Rétinoscope	1	Ophthalmology/Ophthalmologie		
Slit Lamp // Lampe à fente	2	Ophthalmology/Ophthalmologie	Eli EZER	ESL-7800
Slow Speed Hand Piece // Embout à main faible vitesse	3	Dental/Dentaire		
streak retinoscopy // Rétinoscopie à image continue	1	Ophthalmology/Ophthalmologie	Welch Allyn	18200
suction, dental // Succion dentaire	1	Dental/Dentaire		
Surgical Drill // Perceuse chirurgicale	1	Dental/Dentaire	Pallisades Dental	Impact air 45
Tonometer // Tonomètre	2	Ophthalmology/Ophthalmologie	Tomey Corp	FT-1000
Ultrasonic Cleaner // Nettoyeur à ultrasons	1	Dental/Dentaire	L & R	Quantrex Q140 W/T
Ultrasonic Scaler // Détartreur à ultrasons	1	Dental/Dentaire	Cavitron Plus	
Ultrasound Portable Unit // Dispositif portatif d'imagerie ultrasonique	1	Medical/Médical	Esalote	
ultrasound probe 1 // Sonde 1 à ultrasons	2	Medical/Médical	Esaote Europe BVNanuk 950	AC2541
ultrasound, treatment // Ultrasons de traitement	1	Medical/Médical	Richmar	388662
Valo LED curing light // Lampe de photopolymérisation DEL Valo	1	Dental/Dentaire	Ultra Dent	
Vision Assessment Stereo Test // Test stéréo de l'évaluation de la vision	2	Ophthalmology/Ophthalmologie	Vision Assessment Co	P/N 1000

Vital Signs Monitor mobile // Moniteur des signaux vitaux mobile	5	Medical/Médical	Welch Allyn	Spot Vital Signs Lxi Ref 45NTO
--	---	-----------------	-------------	-----------------------------------

Ontario Region - equipment list / liste d'équipement
Beaver Creek Institution Minimum

Equipment/Medical Device // Équipement / dispositif médical	Approx. Quantity // Quantité approx.	Equipment Type // Type d'équipement	Manufacturer // Fabricant	Model // Modèle
60 degree dry block incubator // Incubateur à blocs secs à 60 degrés	1	Dental/Dentaire	3M	VCL501
ABBOTT ID Now Machine // Machine ABBOTT ID Now	1	Medical/Médical	ABBOTT	ID NOW
Apex Locator // Localisateur d'Apex	2	Dental/Dentaire	J Morita Corp	RCM-1
Automatic collimator // Collimateur automatique		Medical/Médical	GE medical systems	
BioSonic UC 100 // BioSonic UC 100	2	Dental/Dentaire	Whaledent	VC100-115
cassette autoclave // Cassette de autoclave		Dental/Dentaire	STATIM	5000
Centrifuge // Centrifugeuse	2	Medical/Médical	VWR	5475
Computerized Tonometer // Tonomètre informatisé		Ophthalmology/Oph thalmologie	TopCon	CT60
dental amalgamator // Amalgamateur dentaire	2	Dental/Dentaire	Dentsply	ProMix 400
dental compressor // Compresseur dentaire	1	Dental/Dentaire	Air Techniques	1511007420
Dental exam chair an operatory unit #2 // Chaise d'examen dentaire pour unité opératoire #2	2	Dental/Dentaire	Dental Ease	JV Generation chair - JVGN
Dental Motor // Moteur dentaire	3	Dental/Dentaire		
Ear Wash System // Système de lavage d'oreille	1	Medical/Médical	Welch Allyn	29350
ECG MACHINE // Appareil d'ECG	3	Medical/Médical	GE	MAC 5500 2026609- 001/ MAC 5000 trolley
Endo Motor Unit // Unité de moteur endodontique	1	Dental/Dentaire	Dentsply	AEU-25
perfusion	1	Medical/Médical	Baxter	Colleague CXE C-123
Luminometer // Luminomètre	3	Medical/Médical	Hygiena	SystemSure Plus
Nebulizer // Nébuliseur	1	Medical/Médical	Sunrise DevilBiss	PulmoAide 5650C
Obturator Oven // Four d'obturation	2	Dental/Dentaire	GT Series	HTR-SX
ophthalmoscope/otoscope combo // Trousse de diagnostique (ophthalmoscope et otoscope)	5	Medical/Médical	Welch Allyn	23820

Ophthalmometer // Ophthalmomètre	3	Ophthalmology/Ophthalmologie	AMTEX	S010
Optilux 501 (spare curing light) // Optilux 501 (lampe de polymérisation de rechange)	2	Dental/Dentaire	SDS Kerr	XL58113219
optometry chair with ophthalmic unit // Chaise d'optométrie avec unité ophtalmique	2	Ophthalmology/Ophthalmologie	AMTEX	SNOS 2500
pharmaceutical refrigerator // Réfrigérateur pharmaceutique	1	Medical/Médical	Haier Bio Medical	HYC 360
Phoropter // Réfracteur	1	Ophthalmology/Ophthalmologie	TopCon	VT-10
Refractor // Réfracteur	1	Ophthalmology/Ophthalmologie	Topcon	LM-6E
SL-2ED slit lamp // SL-2ED Lampe à fente	2	Ophthalmology/Ophthalmologie	TopCon	Optom100M
Suction Machine // Aspirateur	2	Medical/Médical	Gomco	Schucho Inc. Vac 132
suction, dental // Succion dentaire	2	Dental/Dentaire	Dental Ez	CV101
Surgical Drill // Perceuse chirurgicale	2	Dental/Dentaire	Pallisdes	Impact Air 45
ultrasonic scaling unit // Unité de détartrage ultrasonique	1	Dental/Dentaire	Dentsply	Cavitron Plus GEN-136
Ultrasound, treatment // Ultrasons de traitement	1	Medical/Médical	Richmar	3.5
vaccine fridge // Réfrigérateur de vaccins	1	Medical/Médical	Haier Bio- Medical	HYC-360
Valo LED curing light // Lampe de photopolymérisation DEL Valo	1	Dental/Dentaire	Ultra Dent	
Vital Signs Monitor // Moniteur de signes vitaux	13	Medical/Médical	Welch Allyn & Others	Lxi REF:45NEO

Ontario Region - equipment list / liste d'équipement
Collins Bay Institution Medium/Max

Equipment/Medical Device // Équipement / dispositif médical	Approx. Quantity // Quantité approx.	Equipment Type // Type d'équipement	Manufacturer // Fabricant	Model // Modèle
ABBOTT ID Now // ABBOTT ID Now	1	Medical/Médical	Abbott	ID Now
Auto-reader // Lecteur automatique	1	Dental/Dentaire	3M	290 Attest
Biohazard Fridge // Réfrigérateur pour objets contaminés	1	Medical/Médical	Frigidaire	GLFC2528FW10
CASSETTE AUTOCLAVE // Cassette de autoclave	1	Dental/Dentaire	Scicare Statim 2000	
Centrifuge // Centrifugeuse	3	Medical/Médical	The Drucker Co.	614
Curing Light // Lampe de photopolymérisation	2	Dental/Dentaire	3M	Elipar
Dental Chair // Fauteuil de dentiste	1	Dental/Dentaire	Marus Dental	DC1690
Dental Compressor // Compresseur dentaire	1	Dental/Dentaire	Jun-Air	CA-711-6-25-43430
Dental Unit // Unité dentaire	1	Dental/Dentaire	Marus Dental	Max100A
Dental Vacuum // Unité d'aspiration dentaire	1	Medical/Médical	Max-200	
Dental Vibrator // Vibreur dentaire	1	Dental/Dentaire	Buffalo	Model 1-A
ECG // Appareil d'ECG	5	Medical/Médical	GE	Mac 5500
Hospital Bed // Lit d'hôpital	13	Medical/Médical	Invacare	Align
Infusion Pump // Pompe à perfusion	1	Medical/Médical	Baxter	Colleague CXE
Lensometer // Lensomètre	1	Ophthalmology/Opht halmologie	American Optical	12603
Lift // Chariot	1	Medical/Médical	Invacare	Reliant
MS Diagnostic Imaging System // Système d'imagerie diagnostique par spectrométrie de masse	1	Medical/Médical	MindRay	
OPTOMETRY EQUIPMENT // ÉQUIPEMENT D'OPTOMÉTRIE	1	Medical/Médical	Welch Allyn	71100
Oxygen Concentrator // Concentrateur d'oxygène	11	Medical/Médical	New Life 10	Airset 10
Phoropter // Réfracteur	1	Ophthalmology/Opht halmologie	American Optical	11625
Refractor // Réfracteur	1	Medical/Médical	American Optical	
SCALER, ULTRASONIC, TYPE GE // DÉTARTEUR, ULTRASONIQUE, TYPE GE	1	Medical/Médical	Dentsply Cavitron	396441 GEN 124
Slit Lamp // Lampe à fente	1	Medical/Médical	Carl Zeiss	Haag-streit
Specimen Fridge // Réfrigérateur pour spécimens	1	Medical/Médical	Danby	AJ-657711

Suction Devilbiss // Aspirateur Devilbiss	1	Medical/Médical		
Suction Unit // Dispositif d'aspiration	1	Medical/Médical	DeVilbiss	730590
Ultrasonic Cleaner // Nettoyeur à ultrasons	2	Dental/Dentaire	Biosonic	UC95
Ultrasonic Scaler // Détartreur à ultrasons	1	Dental/Dentaire	DentSply	Catatron
Ultrasound Therapy Machine // Appareil à ultrasons à usage thérapeutique	1	Ophthalmology/Ophthalmologie	Rich-Mar	Therasound-35
Vital Signs Monitor // Moniteur de signes vitaux	21	Medical/Médical	Welch Allyn	Spot Vital Signs

**Ontario Region - equipment list / liste d'équipement
Collins Bay Institution Minimum**

Equipment/Medical Device // Équipement / dispositif médical	Approx. Quantity // Quantité approx.	Equipment Type // Type d'équipement	Manufacturer // Fabricant	Model // Modèle
ATTEST 290 AUTO READER // ATTEST 290 Lecteur automatique	1	Dental/Dentaire	3M	449163
Centrifuge // Centrifugeuse	3	Medical/Médical		
Dental Equipment Grinder // Fraise dentaire	1	Dental/Dentaire	Ray Forster	10
Desktop Audioscope // Audioscope de bureau	1	Dental/Dentaire	TopCon	306825
ECG // Appareil d'ECG	2	Medical/Médical	GE	MAC 5500
Grinder/File // Broyeur/Fichier	1	Medical/Médical	RedWing	26
Infusion Pump // Pompe à perfusion	1	Medical/Médical	Carefusion	Alaris-SE
Oxygen Compressor // Compresseur d'oxygène	1	Medical/Médical	PressureGuard Easy Air	800SC
Refractor // Réfracteur	1	Ophthalmology/Ophthal mologie	TopCon	
Slit Lamp // Lampe à fente	1	Ophthalmology/Ophthal mologie	TopCon	
Suction Machine // Aspirateur	1	Medical/Médical	Invacare	IRC1135
ULTRASONIC SCALER, US100R, // Détartreur à ultrasons, US100R	1	Dental/Dentaire		446342
Ultrasound // Ultrasons	1	Medical/Médical	Medisound	2100
Vital Signs Monitor // Moniteur de signes vitaux	4	Medical/Médical	BioMedical Electro	VS-800
Vital Signs Machine (location HTCCC) // Appareil pour la détection des signaux vitaux	2	Medical/Médical	Hillrom	(91) 74MT
Oxygen Concentrator (location HTCCC) // Concentrateur d'oxygène	1	Medical/Médical	Medigas	000-DF8

Ontario Region - equipment list / liste d'équipement
Grand Valley Institution

Equipment/Medical Device // Équipement / dispositif médical	Approx. Quantity // Quantité approx.	Equipment Type // Type d'équipement	Manufacturer // Fabricant	Model // Modèle
Auto reader // Lecteur automatique	1	Dental/Dentaire	3M	290
Auto Scaler // Détartreur automatique	1	Dental/Dentaire	30K	AW30C
Auto-Refractor keratometer // Keratomètre auto-réfracteur	1	Ophthalmology/Op hthalmologie	Tomey	RC-800
BINOCULAR INDIRECT // OPHTALMOSCOPE BINOCULAIRE INDIRECT	1	Ophthalmology/Op hthalmologie	KELLER	
Centrifuge // Centrifugeuse	3	Medical/Médical	Dynacare	Horizon Mini E
Compressor Nebulizer // Compresseur Nébuliseur	1	Medical/Médical	Pari Pro Neb	37-0101
Curing Light // Lampe de photopolymérisation	1	Dental/Dentaire	Patterson Dental Supply	TCL490
Dental Amalgamator // Amalgamateur dentaire	1	Dental/Dentaire	Densply	Model 400
Dental Chair // Fauteuil de dentiste	2	Dental/Dentaire	VLM Teck	Y350
Doppler // Doppler	1	Medical/Médical		
ECG Machine // Appareil d'ECG	3	Medical/Médical	GE	MAC 5500
Fetal Heart Monitor // Moniteur de rythme cardiaque fœtal	3	Medical/Médical	Grafo	MiniDop II
Hospital Bed // Lit d'hôpital	2	Medical/Médical	Hill Rom	100
Incubator Sterilization Attest Auto reader 1291/1292 // Incubateur pour indicateur biologique Attest pour stérilisation à lecteur automatique 1291/1292	1	Medical/Médical		290
Lensmeter - digital // Lensomètre (numérique)	1	Ophthalmology/Op hthalmologie	EZZER ELI	ELM - 7800
Nebulizer // Nébuliseur	5	Medical/Médical	Nellcor	Pari Proneb Ultra
Non-Contact Tonometer // Tonomètre sans contact	1	Ophthalmology/Op hthalmologie	Tomey	FT-1000
Oxygen Concentrator // Concentrateur d'oxygène	2	Medical/Médical	InvaCare	HomeFill II
P4A Ultrasonic // Dispositif ultrasonique P4A	1	Medical/Médical	Patterson Dental Supply	P4A00595
PHOROPTOR // Réfracteur	1	Ophthalmology/Op hthalmologie		

Proneb ultra Nebulizer // Nébulseurs Proneb Ultra	1	Medical/Médical		427256
Refrigerator // Réfrigérateur	3	Medical/Médical		
Scaler // Détartreur	1	Dental/Dentaire		10456
Slit Lamp // Lampe à fente	1	Medical/Médical	Burton	
STERILIZER - DATA LOGGER // STÉRILISATEUR – ENREGISTREUR DE DONNÉES	3	Dental/Dentaire	Patterson Dental	01-111770 Mfr Catalog#
Suction Unit // Dispositif d'aspiration	1	Dental/Dentaire		
Ultrasound (Therapeutic) // Échographie (thérapeutique)	1	Medical/Médical	Chattanooga	
Vaccine Refrigerator // Réfrigérateur de vaccins	1	Medical/Médical	Premier	4C, 24Ft3, 115V,
Vital Sign Machine Oximeter w/ Stand // Oximètre de pouls avec support	8	Medical/Médical	Edan	iM50
Wallmount Otoscope/Ophthalmoscope // Ophtalmoscope et otoscope muraux	6	Medical/Médical	Welch Allyn	SR 17718
ULTRASONIC Cleaner // Nettoyeur à ultrasons	1	Dental/Dentaire	Tuttnauer Model CSu1	

Ontario Region - equipment list / liste d'équipement
Joyceville Institution

Equipment/Medical Device // Équipement / dispositif médical	Approx. Quantity // Quantité approx.	Equipment Type // Type d'équipement	Manufacturer // Fabricant	Model // Modèle
ABBOTT ID Now // ABBOTT ID Now	2	Medical/Médical	ABBOTT Diagnostics	
Attest Auto Reader // Attest Lecteur automatique	2	Dental/Dentaire	3M	Attest 290
AUTO PROJECTOR // PROJECTEUR AUTOMATIQUE	1	Ophthalmology/Opht halmologie	Eucaris	Chartiprojector
Autoclave // Autoclave	1	Dental/Dentaire	Midmark	MI Ultraclave
Battery suction // Pompe d'aspiration à piles	2	Medical/Médical	Aeros	Tote-L
Clinical Centrifuge // Centrifugeuse clinique	2	Medical/Médical	Thermo Scientific	ST-8
CSO 990 2X SLIT LAMP DEMOAN // Lampe à fente CSO 990 2X DEMOAN	1	Ophthalmology/Opht halmologie		421222
Curing Light // Lampe de photopolymérisation	2	Dental/Dentaire	Coltolux LED	
Dental Amalgamator // Amalgamateur dentaire	1	Dental/Dentaire	Ivoclor Vivadent	Silamat 55
Dental Chair // Fauteuil de	1	Dental/Dentaire	Marus	
Dental Compressor // Compresseur dentaire	1	Dental/Dentaire	Dental Ease (EZ Inc)	
Dental Sterilizer // Stérilisateur dentaire	2	Dental/Dentaire	Midmark	
Dental Unit // Unité dentaire	1	Dental/Dentaire	Aiolee/ ADEC	
Dental Vacuum // Tuyaux d'aspiration	2	Dental/Dentaire	Airtech	
ECG // Appareil d'ECG	3	Medical/Médical	GE	Mac 5500
Grinder/Polisher //	1	Dental/Dentaire	Redwing	
Infusion Pump // Pompe à perfusion	1	Medical/Médical	Baxter Corp.	Colleague CXE
Lensometer // Lensomètre	1	Ophthalmology/Opht halmologie	American Optical	12603
Phoropter // Réfracteur	2	Medical/Médical	American Optical	11625
Phoropter // Réfracteur	1	Ophthalmology/Opht halmologie	B&H Optical	Amis 339
Scaler // Détartreur	1	Dental/Dentaire	Whalendent	
Shaker (amalgamator) // Agitateur (Amalgamateur)	1	Dental/Dentaire	Ivoclor Vivadent	Silamat 55
Slit Lamp // Lampe à fente	1	Ophthalmology/Opht halmologie	American Optical	SL990
Ultrasonic Cleaner // Nettoyeur à ultrasons	1	Dental/Dentaire	Quantrix	L&R
Ultrasonic Scaler // Détartreur à ultrasons	1	Dental/Dentaire	Biosonic	US-100
Vital Signs //signes vitaux	9	Medical/Médical	Intellisense	
Wall-mounted BP, Oto, Retinoscope // Tensiomètre, rotamètre, rétinoscope muraux	2	Medical/Médical	Welch Allyn	11710

**Ontario Region - equipment list / liste d'équipement
Joyceville Institution Minimum**

Equipment/Medical Device // Équipement / dispositif médical	Approx. Quantity // Quantité approx.	Equipment Type // Type d'équipement	Manufacturer // Fabricant	Model // Modèle
Applanation Tonometer // Tonomètre par aplanation	1	Medical/Médical	Keeler	R Type 2414P2040
Auto Reader // Lecteur	1	Dental/Dentaire	3M	Attest 290
Clinical Centrifuge // Centrifugeuse clinique	1	Medical/Médical	Fisher Scientific	AccuSpin24C
Curing Light // Lampe de photopolymérisation	2	Dental/Dentaire	Kerr	Demiplus
Dental Chair // Fauteuil de dentiste	1	Dental/Dentaire	Belmont	XCaliberV
Dental compressor // Compresseur dentaire	1	Dental/Dentaire	Air Techniques	
Dental Delivery Unit // Unité de livraison dentaire	3	Dental/Dentaire	Belmont	XCalibur AU-X2500C
Dental Sterilizer // Stérilisateur dentaire	2	Dental/Dentaire	Petton & Crane	Delta Q
ECG // Appareil d'ECG	2	Medical/Médical	GE	Mac 5500
Eye Scope // Ophtalmoscope	2	Ophthalmology/Opht halmologie	Welch Allyn	
ID Now ABBOTT // ID NOW ABBOTT	2	Medical/Médical	ABBOTT Diagnostics	
Kangaroo Joey feed/flush pump // Pompe d'alimentation et de rinçage Kangaroo Joey	1	Medical/Médical	Covidien/ Cardinal health	45080.825.00000.24 0 07900
Lensmeter // Lensomètre	1	Ophthalmology/Opht halmologie	Shin Nippon	
Nebulizer Machine // Nébuliseurs	2	Medical/Médical	Medpro	705-470
Optometry Unit // Unité d'optométrie	1	Ophthalmology/Opht halmologie	Marco	2Deluxe
Phoropter // Réfracteur	2	Medical/Médical	Reichert	11625B
Slit Lamp // Lampe à fente	2	Ophthalmology/Opht halmologie	Huvitz	HS-5000
Suction Unit // Dispositif d'aspiration	3	Medical/Médical	Chemetron	789
Ultrasonic Cleaner // Nettoyeur à ultrasons	2	Dental/Dentaire	Atech	8A Tech
Ultrasonic Scaler // Détartreur à ultrasons	1	Dental/Dentaire		
Ultrasound // Ultrasons	1	Medical/Médical	Therasound	
Vital sign machine // Appareil pour la détection des signaux vitaux	7	Medical/Médical	Welch Allyn	

Wall Mounted BP/Roto/Oto // Tensiomètre/rotamètre/otoscope muraux	1	Medical/Médical	Welch Allyn	
---	---	-----------------	-------------	--

Ontario Region - equipment list / liste d'équipement
Millhaven Institution

Equipment/Medical Device // Équipement / dispositif médical	Approx. Quantity // Quantité approx.	Equipment Type // Type d'équipement	Manufacturer // Fabricant	Model // Modèle
Accuspin 24c Centrifuge // Centrifugeuse AccuSpin 24C	1	Medical/Médical	Fischer Scientific	75 400 102
Auto Reader // Lecteur	1	Dental/Dentaire	3M	Attest 290
Auto Clave // Autoclave	1	Dental/Dentaire	Midmark	M9 Ultraclave M9020
Cassette Auto Clave // Cassette de autoclave	1	Dental/Dentaire	Stat IM	1102
Curing Light // Lampe de photopolymérisation	2	Dental/Dentaire	Weahedent Inc.	QHL
Dental Chair // Fauteuil de dentiste	1	Dental/Dentaire	Pelton & Crane	SP30
ECG // Appareil d'ECG	3	Medical/Médical	GE	MAC5000
High Speed Amalgamator // Amalgamateur à haute vitesse	1	Dental/Dentaire	SDI	Ultramat 2
Infusion Pump // Pompe à perfusion	1	Medical/Médical	ICU Medical	Plum A+
Keratometer // Keratomètre	1	Ophthalmology/Opht halmologie	Bausch & Lomb	N/A
Patient Examination Bed lift // Soulève-lit pour examen des patients	1	Medical/Médical	Amico Reds Corporation	S-AM1-300K
Phoropter // Réfracteur	1	Ophthalmology/Opht halmologie	Reichert	N/A
Rapid Molecular COVID-19 Test Machine // Dispositif de dépistage moléculaire rapide de la COVID-19	2	Medical/Médical	Abbott ID Now	N/A
Scaler // Détartreur	1	Dental/Dentaire	Pelton & Crane	SET-30
Slit Lamp // Lampe à fente	1	Ophthalmology/Opht halmologie	American Optical	N/A
Vital Signs Machine // Appareil pour la détection des signaux vitaux	4	Medical/Médical	Welch Allyn	N/A
Suction Machine // Aspirateur	1	Medical/Médical	Schuco	S330H
Ultrasonic Cleaner // Nettoyeur à ultrasons	1	Dental/Dentaire	Whaledent	Biosonic UC 100
Ultrasonic Scaling Unit // Unité de détartrage ultrasonique	1	Dental/Dentaire	Dentsply	Cavitron Plus GEN 131

Ontario Region - equipment list / liste d'équipement
Regional Treatment Centre - Millhaven

Equipment/Medical Device // Équipement / dispositif médical	Approx. Quantity // Quantité approx.	Equipment Type // Type d'équipement	Manufacturer // Fabricant	Model // Modèle
Abbott ID Now // Abbott ID Now	1	Medical/Médical	Abbott	
Air Pump // Pompe à air	1	Medical/Médical	Drive	Class II
Bladder Scanner // Scanneur de vessie	2	Medical/Médical	HP	
Built in cell lift x12 // Chariot pour cellules intégré x12	20	Medical/Médical		
Centrifuge-Blood Spinner // Centrifugeuse	3	Medical/Médical	The Drucker Co.	642E
Compressor Nebulizer // Compresseur Nébuliseur	1	Medical/Médical		
Digital Wheelchair Ramp Scale // Échelle de rampe numérique pour fauteuil roulant	2	Medical/Médical	Health o meter	
ECG // Appareil d'ECG	4	Medical/Médical	Mac5500	GE
Hospital Bed // Lit d'hôpital	22	Medical/Médical	BI Health	Fuse 2
Infusion Pump // Pompe à perfusion	4	Medical/Médical	ICU Medica	
Kangaroo Pump // Pompes d'alimentation Kangaroo	2	Medical/Médical	Covidien	Kangaroo Pump
Lift // Chariot	7	Medical/Médical	Invacare	
Medi Pump // Pompe Medi	1	Medical/Médical	Power Air Divison	1130P
Ophthalmoscope // Ophtalmoscope	2	Medical/Médical	WelchAllyn	
Otoscope // Otoscope	2	Medical/Médical	WelchAllyn	
Proneb Ultra Nebulizer // Nébuliseurs Proneb Ultra	1	Medical/Médical	Pari Innovative Manf.	85B0000
Sit stand lift // Chariot debout-assis	2	Medical/Médical		
Suction Machine // Aspirateur	2	Medical/Médical	Schuco	S330A
Vital Signs Monitor // Moniteur de signes vitaux	12	Medical/Médical	Mindray	VS-800

**Ontario Region - equipment list / liste d'équipement
Regional Hospital**

Equipment/Medical Device // Équipement / dispositif médical	Approx. Quantity // Quantité approx.	Equipment Type // Type d'équipement	Manufacturer // Fabricant	Model // Modèle
Infusion Pump // Pompe à perfusion	1	Medical/Médical	Hospira	Plum 360
Infusion Pump // Pompe à perfusion	3	Medical/Médical	ICUMedical	Plum 360

Ontario Region - equipment list / liste d'équipement
Warkworth Institution

Equipment/Medical Device // Équipement / dispositif médical	Approx. Quantity // Quantité approx.	Equipment Type // Type d'équipement	Manufacturer // Fabricant	Model // Modèle
ABBOTT ID Now Machine // Machine ABBOTT ID Now	1	Medical/Médical		
Auto Reader // Lecteur automatique	1	Medical/Médical	3M	Attest
BURTON LAMP // Burton Lampe	2	Medical/Médical	Burton	Q113050
Centrifuge // Centrifugeuse	1	Medical/Médical	Hamilton Bell	Vanguard
Compressor // Compresseur	1	Ophthalmology/Ophth halmologie	Air Techniques	151107411
Curing Light // Lampe de photopolymérisation	1	Dental/Dentaire	Dentsply	QHL 75 500
Dental Amalgamator //	1	Dental/Dentaire	Dentsply	Caulk
Dental Chair // Fauteuil de dentiste	1	Dental/Dentaire	Belmont	25
Dental Lathe // Tour dentaire	1	Dental/Dentaire		6023
Dental Sterilizer // Stérilisateur dentaire	2	Dental/Dentaire	Midmark	5000
Dental Suction Unit // Unité de Succion dentaire	1	Dental/Dentaire		DEU-6
Dental Uni-Chair // Chaise dentaire	1	Dental/Dentaire	Belmont	ADEC
EKG machine // Électrocardiogramme	3	Medical/Médical	Medical Systems Canada Mac	MAC5000
Electric Suction Machine // Aspirateur électrique	1	Medical/Médical	Gomco by Allied	
Electro Surgical Generator // Générateur chirurgical électrique	1	Medical/Médical	Aaron	2250
Electro Surgical Unit // Unité chirurgicale électrique	1	Medical/Médical	MACAN	MC-4A
FULL ELECTRIC HOSPITAL BED // LIT D'HÔPITAL ÉLECTRIQUE COMPLET	2	Medical/Médical		338235
Infusion Pump // Pompe à perfusion	2	Medical/Médical	Baxter	Sigma Spectrum
Keratometer // Keratomètre	2	Medical/Médical	Bausch & Lomb	C222125
Lamp, Slit // Lampe à fente	1	Ophthalmology/Ophth halmologie	Inami	911-SX
Lathe/Polisher // Tour/polisseur	1	Ophthalmology/Ophth halmologie	Buffalo	
Ophthalmoscope, Exeter Indirect // Ophtalmoscope indirect Exeter	1	Dental/Dentaire	Exeter	
Phoropter // Réfracteur	1	Medical/Médical	American Optical	11625
Pupillometer // Pupillomètre	1	Ophthalmology/Ophth halmologie	S4Optik Right Med	
Retinoscope Head // Tête de rétinoscope	1	Ophthalmology/Ophth halmologie	Keeler	
STERILIZER RITTER ULTRACLAVE // STÉRILISATEUR RITTER ULTRACLAVE	1	Medical/Médical	Ritter by Midmark	M11022
Tonometer // Tonomètre	1	Medical/Médical		
Ultrasonic Scaler // Détartreur à ultrasons	1	Ophthalmology/Ophth halmologie	Ultyker	VS100-R
Vaccine Fridge // Réfrigérateur de vaccins	1	Medical/Médical	Fischer Scientific	Forma

Vital Signs Machine // Appareil pour la détection des signaux vitaux	12	Medical/Médical	Welch Allyn	42MTB
--	----	-----------------	-------------	-------

